

SLOVENŠČINA

Splošne informacije
Tekoči restavracijski material 3M™ Filtek Supreme je nizko viskozni, radiopreverjen, težki nanokompozit, ki se ga aktivira v zraku svetlobe. Restavracijski material je pakiran v brizgalnik. Na voljo je v različnih zobnih odtenkih. Barve tekočega materiala Filtek Supreme se ujemajo z barvami, ki so na voljo za vsega. Vsega tekočega materiala Filtek Supreme je odgovoren za ugotavljanje primernosti zdeleka za lastno uporabo. Če ima izdelek napak v garancijskem obdobju, je vsa zaključna pravica in obveznost družbe 3M popraviti ali zamenjati izdelko.

Odgovornost za odgovornost:

Če je na prizadelan z zakonom, družba 3M ni odgovorna za nobeno izgubo ali škodo, do katere pride zaradi tega zdeleka, ne glede na to, ali je posredna, neposredna, posebna, naključna ali posledična, in ne glede na pravno podlago zahtevka, vključno z garancijo, pogodbijo, malomarnostjo ali strogo odgovornosti.

Indikacije

* Restavracija III. in V. razreda

* Restavracije minimalno invazivnih prizipov z oblikami (vključno z majhnimi, neobremenjenimi okulzualnimi restavracijami)

* Podlaga po nepredmetni obnovitveni

* Popravki manjših defektov pri posrednih estetskih restavracijah

* Zalivanje fisu

* Podprtini deli za zdravstveni in akutni

* Pravilno provizorijom deli in zdravstveni in akutni

* Varnostna opozorila za bolnike

Izdelek vsebuje sestavine, ki lahko povzročijo alergično reakcijo. Če je alergik, uporabljajte pri pacientih, ki so alergi na sklepite.

Če pride do alergijske reakcije, po potrebi pošicite usrečno zdravstveni pomoc in odstranite izdelek iz bodeče teže deležke ne uporabljate več.

Predvinočne informacije za zozobrazovalne osebe:

Izdelek vsebuje sestavine, ki lahko pri nekaterih osebah s stiku s kozjo povzročijo alergično reakcijo. Da bi zmanjšali možnost alergične reakcije, pred uporabo, upoštevajte naslednje napovedi in sestavine, ki so izogibane v zdravstvenem namenu.

Če pride do alergijske reakcije, po potrebi pošicite usrečno zdravstveni pomoc in odstranite izdelek iz bodeče teže deležke ne uporabljate več.

Predvinočne informacije za zozobrazovalne osebe:

Izdelek vsebuje sestavine, ki lahko pri nekaterih osebah s stiku s kozjo povzročijo alergično reakcijo. Da bi zmanjšali možnost alergične reakcije, pred uporabo, upoštevajte naslednje napovedi in sestavine, ki so izogibane v zdravstvenem namenu.

Če pride do alergijske reakcije, po potrebi pošicite usrečno zdravstveni pomoc in odstranite izdelek iz bodeče teže deležke ne uporabljate več.

Varnostne liste SDS družbe 3M dostopni na naslovu [www.3M.com](#) ali pri napeljavi poštričnemu družbi.

Prizadevanje:

1. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

2. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

3. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

4. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

5. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

6. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

7. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

8. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

9. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

10. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

11. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

12. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

13. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

14. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

15. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

16. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

17. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

18. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

19. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

20. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

21. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

22. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

23. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

24. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

25. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

26. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

27. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

28. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

29. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

30. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

31. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

32. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

33. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

34. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

35. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

36. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

37. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

38. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

39. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

40. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

41. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

42. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

43. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

44. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri nekaterih odtenkih. Material preverjate, da dobiti zahtevano deblino in chlado po kaferju.

45. Uporaba za uporabo:

Obstaja nevarnost, da bo značilno znaščenje značilno za Filtek Supreme.

46. Čiščenje: Obstejo čistilne zmesi z mešanico plovca in vode, da bi tako odstranili vso površino nečistočo.

47. Izbrina barvne odtenke: Pred izloženjem zoba izberite ustrezne odtenke tekočega restavracijskega materiala Filtek Supreme, ker temen uporabe standardni primpomoežek iz izkušnje klasičnega črnilnika VITAPAN®. Natandost barvne odtenke lahko izboljšate s pomočjo izkušnje zdravstvenih restavracij, ki so na voljo pri

