











Pēc pēdējās fīršanas ar mašīnu pastu un ūdeni nav ieteicams izmantot tādas vietas kā atpūtināšanas līdžkus, dezinfekcijas līdžkus, audus savelkošus līdžkus, dentīna hermētizāciju, EDTA salūnosno skalošanas šķīdumus u.c. to atlikumi var veidot cementsa sausības strūburu un sacietēšanas reakciju.

**Sakņu kanālu sagatavošana**

- Apstrādājiet saknes kanālu endodontiski kā parasti (saknes kanāla pieplūšana ar gutaperču un saknes kanāla pilnīguma izvērtēšana, atstājot 4 mm gutaperčes apkāli).
- Izīrēt saknes kanālu ar 2,5–5,25% nātrija hipohlorīta šķīdumu (NaOCl).
- Nekāvējošes izskalošanas ūdeni un nosusināt ar papīra turondām.
- Tapu cementēšanas laikā ieteicams izmantot koferdamu.

***Maryland tiltu un inleju/onleju tiltu sagatavošana***

Abāmata zobiem jābūt pietiekami emaljas virsmai, lai varētu izveidot saiti. Tiem jābūt veseliem vai tikai nedaudz lobotiem, periodontam jābūt labā stāvoklī. Zobārstis ir atbildīgs par pareizu indikāciju un metožu izvēli.

Sācū indikāciju gadījumā jāievēro atbilstošo valsts profesionālo asociāciju sagatavotās vadlīnijas.

- Sagatavojiet paliekošos elementus, piemēram, jostveida elementus un/vai aproksimātos matus.
- Izmantojiet koferdamu un sargājiet kavīlētā no piesārņošanas cementēšanas laikā.
- Nokodiniet dobuma emaljas virsmu ar 37% fosforskābi 15–20 sekundes.
- Pēc tam kārtīg nostalojiet ar ūdeni un nogūstiet ar sausu un ūļu nesaturēšu gaisu. Ja ir atsegti dentīns, kodiniet emalju selektīvi, lai izvairītos no ļūdiguma pēc procedūras.

**Sagatavošanās procedūra**

- Izvēlieties RelyX U100 cementa veģiometri.
- Nopietn pagaidu restaurāciju ir rūpīgi notīrī zobu virsmu, lai uz tā nepaliktu paplašu cementa atliekas.
- Izmēģinot ielikt mutē isto protēzi un kontaktpunktos pārbaudīt, kā tā dē.
  - Ja izmēģinājuma pieļaukošanai izmanto zēmas viskozitātes silikonu, pēc pieļaukošanas silikona atliekas rūpīgi jānotīra.
  - Stīka keramikas restaurācijām nepārbaudīt oklūziju, līdz restaurācija nav iecementēta. Ja pārbauda pirms, iecementēšanas vieta, protēze var salīzt.
- Nepieļauj nekādu apstrādājāmās virsmas piesārņošanu primārās apstrādes un pasīvgīgās cementēšanas laikā.

**Restaurāciju priekšapstrāde**

**Metāla virsmu priekšapstrāde**

Lūdzām ievērot protēzes materiāla lietošanas pamācību. Ja īpašas instrukcijas nav pievienotas, lūdzām ievērot sekojošū procedūru:

- Nopūst cementējamo restaurācijas virsmu, tapu vai skrūvi ar alumīnija oksīdu s40 µm.
- Nofīrīt nopūsto virsmu ar spirūu un nožāvēt ar fīra, sausa gaisa strūkļu.

*Maryland* tiltu un inleju/onleju tiltu gadījumā, lūdz, skat., *Maryland* tiltu un inleju/onleju tiltu priekšapstrāde".

**Kodināmu stīka keramikas restaurāciju primārā apstrāde**

Lūdzām ievērot restaurācijas materiāla lietošanas pamācību. Ja ražotājs nav nodrošinājis plāšu lietošanas pamācību, iesakām ievērot sekojošū procedūru:

- Stīka keramikas protēzes iekšējās virsmas kodināšanai izmantoj hidrofluorskābi.
- 15 sekundes rūpīgi skaloj ar ūdeni un nožāvēt ar fīra, sausa gaisa strūkļu.
- Sašķanā ar lietošanas norādījumiem uzklāt silīnu, piem..
- 3M ESPE RelyX™ Ceramic Primer (keramikais pilnītājs) [pat 5 sekundes reaģē, pēc tam ar gaisa strūkļu pilnībā nožāvēt, lai šķīdinātājs pilnībā izvaiztu.

**Cirkonija un alumīnija oksīda keramisko restaurāciju priekšapstrāde**
Lūdzām ievērot restaurācijas materiāla lietošanas pamācību. Ja īpašas instrukcijas nav pievienotas, lūdzām ievērot sekojošū procedūru:

- iespēja:
  - Nopūst cementējamo restaurācijas virsmu ar alumīnija oksīdu s40 µm.
  - Nofīrīt nopūsto virsmu ar spirūu un nožāvēt ar fīra, sausa gaisa strūkļu.
- 2. iespēja:
  - No 2-10 mm atālluma un vertikālā pret virsmu 15 sekundes oderēt (silīkancizāciju) cementējamo restaurācijas virsmu ar mikro apstrādes ierīci CoJet® Prep un nokāšanas vielu CoJet™ Sand, skatīt CoJet Prep un CoJet Sand lietošanas pamācību; abu produktu ražotājs ir 3M ESPE.
  - Ar fīra, sausa gaisa strūkļu nopūst nost apstrādes materiāla paliekas.
  - Sašķanā ar lietošanas pamācību uzklāt piemērotu silīnu.

*Maryland* tiltu un inleju/onleju tiltu gadījumā, lūdz, skat., *Maryland* tiltu un inleju/onleju tiltu priekšapstrāde".

**Kompozīta materiālu restaurāciju priekšapstrāde**

Lūdzām ievērot restaurācijas materiāla lietošanas pamācību. Ja īpašas instrukcijas nav pievienotas, lūdzām ievērot sekojošū procedūru:

- Nopūst restaurācijas iekšējo virsmu ar alumīnija oksīdu s40 µm.
- Nofīrīt nopūsto virsmu ar spirūu un nožāvēt ar fīra, sausa gaisa strūkļu.

**Ar stīka šķiedru nostiprinātu tapu priekšapstrāde**

Lūdzām ievērot tapas lietošanas pamācību. Ja īpašas instrukcijas nav pievienotas, lūdzām ievērot sekojošū procedūru:

- Nofīrīt tapu ar spirūu un nožāvēt ar fīra, sausa gaisa strūkļu.
- Lietojot 3M ESPE rāzoto RelyX™ Fiber Post, silāns nav jāizmanto. Cit ar šķiedrām stiprinātī balsī jāapstrādā atbilstoši lietošanas instrukcijai.

**Implanta abtatumu priekšapstrāde**

Lūdzū ievērot ieteikumus attiecīgām restaurācijas materiālam (metāls, cirkonija u.c.).

***Maryland** tiltu un inleju/onleju tiltu priekšapstrāde*

**Metāla, cirkonija un alumīnija oksīda virsmas:**

- Pārklāt (silīkancizēt) cementējamo restaurācijas virsmu ar mikro izpūšanas ierīci CoJet® Prep un pilnāšanas pārklājuma līdzekli CoJet™ Sand. Fīršanu veikt 15 sekundes no 2-10 mm atālluma un vertikālā pret metāla virsmu, sk. CoJet Prep un CoJet Sand lietošanas instrukcijas.
  - Izpūst visus fīršanas līdzekļa atlikumus ar sausu un taukvielas nesaturošu gaisu.
  - Pēc tam atbilstoši lietošanas instrukcijām uzklāt piemērotu silīnu.
- Kodināmas stīka keramikas gadījumā, lūdz, skat., Kodināmu stīka keramikas restaurāciju priekšapstrāde".

**Dozēšana**

**Dozējot pirmo reizi:**

- Izņemt kīkera izdalītāju no folijas maisījā un uz kīkera etiķetes atzīmēt noņemšanas datumu. Izņemt laikā maisījū.
- Nopietn kīkera izdalītāja vāciņu.
- Nospiežot uz leju kīkera sviru, izspieš nedaudz pastas uz maismā paliktņa. Šis daudzums atbilst bāzes pastas un katalizatora pastas plūdišanas daudzumam kīkēri.

**Lietojot vienmēr:**

- Nopietn vāciņu.
- Izklāt pastu uz maismā paliktņa:
  - Nospiegt kīkera sviru un paturēt to uz leju.
  - Kad pasta beidz izplūst, uz maismā paliktņa malas nofīrīt kīkera atveres. To izdarīt tiek izspiests porciāzis bāzes pastas un katalizatora pastas daudzums.
  - Uz maismā paliktņa izspiegt tikai tik daudz pastas (kīkšu skaits), cik nepieciešams cementēšanai.
- Kīkera atvera fīršana:
  - Ar fīru drānu nofīrīt kīkera atveres, iādējādi nepieļaujot pastu saukšanās rezultātā radušos aizsērējumu.
- Uzlikt atpakaļ vāciņu, uzspiežot to, līdz tas acimredzami iegūžas vieta.

**Laiki**

Apstrādes un cietēšanas laiki ir atkarīgi no apkārtnējās temperatūras un temperatūras mutē. Parādie laiki ir bāzēti uz prakšē ierastiem apstākļiem. Kā tas ir ar visiem kompozītu cementiem, istabas temperatūrā RelyX U100 cementa cietēšana ievērojami palēninās. RelyX U100 ir dubultcietējās cementis, tāpēc ir arī dabiskas vai mākslīgas gaismas iulģis. Darba laiks ievērojami samazinās, ja ar to strādā siltā dzarba istampā!

Maisīšana:	min:sek
Darba laiks no sākuma līdz maisīšanai:	00:20
Cietēšanas gaismā:	
– viena virsma, no oklūzijas	00:20
– jebkura cita virsma papildus	00:20
RelyX Fiber Post šķiedras tapas, no oklūzijas	00:40
Pasociētēšana:	
Poīmerizācijas sākums no maisīšanas sākuma	02:00
Cietēšanas laiks no maisīšanas sākuma	05:00

**Saukāšana**

- Sāmāsiņi pamatpastu un katalizatora pastu homogēnā masā 20 sekunžu laikā, izmantojot špātelī. Izvairīties no gaisa burbuļu iemaisīšanas pastā.
- Pēc tam pārklāt cementu ar gaismas aizsargkārtu, lai pasargātu to no intensīvas gaismas.

**Apkālieja**

- Uzklāšanas un cietēšanas fāzes laikā pasargāt darba vietu no piesārņošanas ar ūdeni, asinīm, siekalām un smagānu rievu šķidrumu.
- Vienmērīgi pa visu kavīlātes virsmu apliečt samaisīto RelyX U100 cementu un, kā tas nepieciešams, uzklāt cementu uz iekšējo/onlejas apakšējās pusēs vai piepildīt kroni.
- Ievēlēt restaurāciju stīngri un stabilizēt, kamēr cements ir pilnībā sacietējis.

**Iekāšana zoba kanālā**

- Cementa iekāšanā zoba kanālā neizmanto lentulo spirāles, jo tas var ievērojami palātināt cietēšanu.

- Izsmērēt cementu ap tapu un ievietot to iepriekš sagatavotā zoba kanālā; nedaudz piespiest un paturēt vietā. Iesakām iekāšanas laikā nedaudz vibrējoši pakustināt, iādējādi nepieļaujot gaisa burbuļu veidošanos.

**Pārpalikuma noņemšana**

**No restaurācijām**

- Pārpalikušo cementu vislabāk noņemt pēc ieliecīgas apstrādes ar gaisu (apmēram 2 sek., ar parasto poīmerizācijas iekārtu), vai pasociētēšanas laikā (sākot ar 2 min. pēc maisīšanas sākuma „gēla fāzē”) ar piemērotu instrumentu (piem., līmeņotāju). Vairāk pārpalikušā materiāla ir vieglāk noņemt!
  - Ja pārpalikumu noņem pasociētēšanas laikā, jāizmanto piemēroti instruments, lai protēzi noturētu vietā.

- Padoms pārpalikušā kompozīta cementa noņemšanai: ja pārpalikušo cementu, nekāvējoties pēc protēzes iekāšanas, noņem ar porozona tamponu vai līdzīgu materiālu, atlikušo nelielo cementa daudzumu īsu brīdi apstrādāt ar gaisu vai nokārt ar vazelinā gēlu. Ja apstrādā ar gaisu vai vazelinā gēlu nēzņemot, uz cementa virsmas poīmerizācijas laikā ieviešosies skābekļa saturoša virskārta; to kārtu noņem pulkāšana laikā un atkarībā no šīs kārtas biežuma, var rasties cementa deficiets.

**No tapām**

- Cementa pārpalikumu noņemt ar piemērotu instrumentu vai vates tamponu.

**Polimerizācijas un formēšana**

- Mēs iesakām keramikas vai kompozīta apstrādes laikā caur restaurāciju cementu cietināt ar gaisu. Izvēlēties virsmu skatām atbilstošu ekspozīcijas laiku (skatīt "Laik"), izmantojot caurspīdīgas tapas, cementu poīmerizējot caur tapu. Apstrādes laiku ir atkarīgi no izmantotās tapas caurspīdīguma; ar RelyX Fiber Post tās ir 40 sekundes.
- Izveidot visas atlikušās negūdzās restaurācijas malas un nogūstīt malu vietas ar dimanta ierīci, ar alumīnija oksīdu pārklātiem diskiem (piem., 3M ESPE Sof-Lex™) un ar dimanta puļņaino pastu.
- Pēc tam pārbaudīt oklūziju.

**Pēc formēšanas**

- Rūpīgi pārbaudīt apstrādātā zoba smagānu malu un apkārtnējos audus; nodrošināt vēl palikušās cementa atliekas.

**Piezīmes**

- RelyX U100 var priekšlicelīgi poīmerizēties dabiskas vai mākslīgas gaismas ietekmē. Tāpēc pastu uz maismā paliktņa izspiegt tikai tieši pirms maisīšanas un uzklāt tūlīt pēc maisīšanas; uzklāšanas laikā nepieļaut sāmsērīgu gaismas ietekmi.
- Novirze no noteiktās maisīšanas attiecības (1:1) nelabvēlīgi ietekmē materiāla īpašības.

**Glabāšana un stabilitāte**

Glabāt RelyX U100 maisnā pie temperatūras 15°–25° C/59°–77° F. Pēc izmēšanas no maisnā izlietot produktu 6 mēnešu laikā un pirms pagājis derīgums termiņš. Pastāvīgi augsts mitrums pasliemina cietēšanu, tāpēc to nedrīkst pieļaut.

**Informācija klientiem**

Nevienai personai nav tiesību izplatīt jebkādu informāciju, kas atšķirtos no šajā pamācību lapā dotās informācijas.

**Garantija**

3M ESPE garantē, ka šim produktam nav nekāznotas, ne materiāla defektu. 3M ESPE IEDOD CITAŠS GARANTĪJAS. NEIZSAKĪTOT IEDOMĀTĀJ TIRGĻUS NOIETA GARANTĪJU VAI ATBILSTĪBU SEVIŠKĀM GADĪJUMĀM. Lietotājs pats atbild par šī produkta atbilstību lietoājā paredzētajai izmantošanai. Ja šim produktam garantijas laikā atklājas defekti, jums ir tiesības prasīt, lai 3M ESPE izlabo bojājumu vai nomaino produktu pret jaunu, itāai 3M ESPE produktū.

**Atbildības ierobežojumi**

Izņemot likumā paredzētos gadījumus, 3M ESPE neuzņemas nekādu atbildību par produkta radītiem zaudējumiem – tiešiem vai netiešiem, īpašiem, nejušiem vai kumskārīgiem, neatkarīgi no izvērtizām teorijām, ieskaitot garantijas, īgumu, nolaidību vai stingro atbildību.

Informācija derīga no 2009. gada novembra.

<b>LIETUVIŠKAI</b>

**Gamino aprāsums**

„Clicker” dispenseryje, pagamintas 3M ESPE, yra dvigubo ketėjimo, savainimo sukibimo derinvis cementas fiksuvimui, maisomas rānkiniu būdu. Gaminy skirtas adheziviniam netiesioginiū restauracijū iš keramikos, kompozito ar metalo bei kaulišū ir kultiūniū įklotū fiksuvimui. Naudojant „RelyX U100”, suriškiami ir preparuoti danties paviršū kondiciona- misias nerekalvingi. Priešingai nei kiti fiksavimo cementai, „RelyX U100” pasiūymi ir dideliu tvirtumu, ir geru takumu, esant slėgūi (struktūrinis klampumas). Cementas parduodamas įvairū spūvū.

„RelyX U100” sudėtyje yra difuziūniū (met)akrilatū. Neorganiniai užpildai sudaro maždaug 70% pagal svorū, dalelių dydis (D90) yra 12,5 µm. Maišymo santykis pagal turū yra 1 pagrindinės pastos dalis su 1 pastos-katalizatoriaus dalimi.

<sup>1</sup> Vartojimo instrukcijā saugokite visa gaminio vartojimo laikū. Smulkiu apie visus toliau minimus gaminius skaitykite atitinkamos vartojimo instrukcijose.

**Gamino paskirtis**

- Galutinis keraminiu, kompozitiniu arba metaliniu įklotų, užklotų, vainikėlių, tiltų bei 2-3 viensū Merliendo tiltū ir 3 viensū įklotū užklotū tiltū cementa- vimas (reikia paciento su trūkumu ir parodontū)
- Galutinis kaulišū ir kultiūniū įklotū cementavimas
- Galutinis keraminiu, kompozitiniu arba metaliniu restauracijū cementavimas ant Implantū strāmū
- „Lava” atamos (abutmentai) – tik pagal 3M ESPE „Lava Frame” naudojimo instrukcijā

Indikacijos kaip Merliendo tiltai ir įklotū užklotū tiltai (adheziviniai tiltai) reikalauja ypač tvirto adheziviniū sujungimo. Nepriklausomai nuo cemento gamintojo ir restauracijos šū indikacijū atkūrimo reikia yra didelė. Kad būtų pasiekias optimalus rezultatas naudojant „RelyX U100” prašome laikytis skyriū „Preparavimas” ir „Merliendo tiltū ir įklotū užklotū tiltū piminis paruošimas” nurodymū.

**Apsauginės priemonės**

**Pacientams ir personalui**

- Pagrindinė pasta: kontakto su akimis atveju gali sukelti sužalojū akis. Todū naudokite akū apsaugos priemones. Jei iš mediaga pateko į akis – nedelsiant įas gerai išskalaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipties į gydytoją.

- Pagrindinė pasta: jos sudėtyje yra natūrio persulfato, kuris įvairiems asmenims gali sukelti alerginį reakcijū. Stenkitės nenaudoti šio gaminio pacientams, kurie yra alergiški akrilatams.

- Jei gaminy ilgėsnū laikū lietėsi su burnos gleivine, burnū išskalaukite dideliu vandens kiekiu. Pastebėję alerginį reakcijū, tuoj pat nutraukite gaminio vartojimą ir jį visiškai pašalinkite bei kreipties į gydytoją.

**Personalui**

- Gamnio sudėtyje yra medžiagū, kurios įvairiems asmenims kontakto su oda atveju gali sukelti alerginį reakcijū. Kad sumažintumėte alerginės reakcijos tikimybę, venkite bet kokio kontakto su šiomis medžiagomis, ypač su nesukietėtia pasta. Jei atsitiktinai šios medžiagos pateko ant odos – nedelsiant nuoplaukite odą su vandeniu ir muilu.
- Patariame naudoti apsaugines pirštines bei bekontaktę darbo technikā. Akrilatai gali prasisiverbti pro įprastas apsaugines pirštines. Jei pasta pateko ant apsauginių pirštinių, nusimaukite pirštines ir jas išmeskite. Nedelsiant nusiplaukite rankas su vandeniu ir muilu bei apsimaukite kitas apsaugines pirštines.
- Pastebėję alerginį reakcijū, kreipkitės į gydytoją.
- 3M ESPE MSDS informacijā galite įsigyti www.mmm.com arba galite kreiptis į vietinę atstovybę.

**Atsargumo priemonės apdorojimo metu**

- Laikinos restauracijos turėtų būti fiksuojamos vartojant medžiagas, kuriū sudėtyje nėra eugenolio (pvz., „RelyX™ Temp NE”, pagaminta 3M ESPE). Medžiagos su eugenoliu, vartojamos laikinam fiksuvimui, gali trukdyti „RelyX U100” poīmerizavimosi procesui galutinio cementavimo metu.
- Vandens peroksido (H₂O₂) vartojimas kontrindikuojamas. Jo likučiai kenkia „RelyX U100” sukibimo jėgai ir ketėjimo reakcijoms.

**Pulpos apsauga**

Siekiant išvengti pulpos uždegimo, prieš imdami atspaudu galutinie dantū restauracijai, labai arti pulpos esančias sritis padenkite mažū sluoksniu savaimi ketėjiančios kalcio hidroksido pastos.

**Danties paruošimas**

**Entinės ir danties preparavimas**

- Galutusiai, prieš galutinį cementavimą, rūpestingai nuoplaukite preparuotą dantį arba etinė vandens srove ir atsargiai nuoplukite 2-3 sauso, bet tepalū oro pūstelėjimais, arba nusausinukite vatos tamponu. Neperdžiovinkite!
  - Paviršius turi būti tik toliu sausumas, kad paviršius atrodytū kaip atšalinis.
- Kaip ir su kitais fiksuavimo cementais, peīdovimvas suspaustu oro gali pakenkti adhezijai arba sukelti pooperacinį juturam galutinai uždūjus restauracijai.

Galutinai nuvalius pėmos suspensiją ir vandeniu, nerekomenduojame naudoti tokiū medžiagū kaip desensibilizatoriai, dezinfekcinės medžiagos, astrīgumiai, dentinio hermetikai, skalavimo tirpalai, kuriū sudėtyje yra EDTA ir t.t. Šių medžiagū likučiai gali pakenkti cemento sukibimo jėgai bei ketėjimui.

**Saknies kanalo paruošimas**

- Apdorokite saknies kanalū endodontiškai kaip įprastū (užpildykite saknies kanalā gutaperčia ir pašalinkite saknies kanalū užpildā, apikalai palikite 4 mm gutaperčiorū).
- Vaikykite saknies kanalā su 2,5%–5,25% natūrio hipochlorito tirpalu (NaOCl).
- Nedelsiant skalaukite vandeniu ir nusausinukite popieriniu kaulišū.
- Cementuojant kaulišū, rekomenduojame naudoti koferdamū.

**Preparavimas Merliendo tiltams ir įklotū užklotū tiltams**

- Atraminiu dantū emalio sluoksniu turi būti pakankamas klivavimu. Jei turi būti svekas arba tik neįžymiai pažeistas, parodontitas turi būti geros būklės. Gydytojas yra atsakingas už tinkamą indikācijas ir technikos parinkimā. Dėl šių indikacijū taip pat reikėtų pasitarti nacionalinių atitinkamū specialistū asociacijū nustatytū reikiams.
- Preparuokite nuotolinū elementus kaip juosiančias atramas ar/ir aproksimalius grovelius.
- Naudokite koferdamū ir cementuojant venkite bet kokio etmės užteršimo.
- Esdnikite nupreparuoto emalio paviršū 37% foslorū rūgštimi 15–20 sek. Po to rūpestingai skalaukite vandeniu ir džiovinkite sausū oru be tepalo. Neapsaugoto dentino atveju esdnikite tik emali, kad būtų išvengta pooperacinio juturmo.

**Paruošimas**

- Išsirinukite ir pasiruokite reikiamū „RelyX U100” atspaivū.
- Nuimkite laikinā restauracijā ir kruopščiai pašalinkite visus laikino cemento likučius nuo danties paviršiaus.
- Pamatuokite galutinę restauracijā, patikrinkite jos atitinkmū bei kontaktinius taškus.
  - Jėgū restauracija buvo matuojama naudojant mažū klampumo silikonines medžiagas, vėliau būtinai rūpestingai pašalinkite visus silikono likučius.
  - Kad restauracijos iš stiklo keramikos nesulūžytū, sąkančią tinkinkite tik jas įdemantavę.
- Venkite bet kokio darbinū paviršū užteršimo nuo pat paruošimo pradžios iki galutinio cementavimo.

**Restaurāciju pirminis paruošimas**

**Metalinū paviršū pirminis paruošimas**

Prašome laikytis restauracijū medžiagū vartojimo instrukcijos. Jei nenurodyta kitaip, rekomenduojame šią darbo sekā:

- Restauracijos paviršū, kuris bus prikljuojamas, kaulišū ar kultinio įklotū darbinū paviršū apdorokite aluminiu oksidu s40 µ

- Apdorotą paviršū nuvalykite alkoholiu ir nudžiovinkite sausū oru be tepalo.

Apdorant Merliendo tiltus ir įklotū užklotū tiltus prašome laikytis skyriaus „Merliendo tiltū ir įklotū užklotū tiltū piminis paruošimas” nurodymū.

**Restaurāciju iš stiklo keramikos, kurias galima esdinti, pirminis paruošimas**

Prašome laikytis atitinkamos restauracijos medžiagos vartojimo instrukcijos. Jei gamintojas nenurodė kitaip, rekomenduojame šią darbo sekā:

- Restaurācijas iš stiklo keramikos vidinę pusę esdnikite fluoro vandenilio rūgštimi.
- Po to rūpestingai skalaukite vandeniu 15 sekundžių ir džiovinkite sausū oru be tepalo.

Tada silanuoikite laikydami atitinkamos vartojimo instrukcijos, pvz.:

- „RelyX™ Ceramic Primer” pagaminimo 3M ESPE: palaikykite 5 sek., o paskui nudžiovinkite pūdinio oro, kad tirpikis visiškai išgaruotū.

**Restaurāciju iš cirkonio ir aluminio oksido keramikos pirminis paruošimas**

Prašome laikytis restauracinės medžiagos vartojimo instrukcijos. Jei gamintojas nenurodė kitaip, rekomenduojame šią darbo sekā:

- Galimybė 1:
  - Restauracijos paviršū, kuris bus prikljuojamas, apdorokite aluminiu oksidu s40 µ

- Apdorotą paviršū nuvalykite alkoholiu ir nudžiovinkite sausū oru be tepalo.

- Restaurācijas paviršū, kuris bus prikljuojamas, padenkite (silikatuzokuite) medžiaga „CoJet™ Sand”. Ją purškite mikrosmaliesrove „CoJet™ Prep” ir „CoJet Sand” vartojimo instrukcijose; abu gaminiai pagaminti 3M ESPE.

- Nuoplukite visus užpurkiamos medžiagos likučius sausū oru be tepalo.
  - Po to silanuoikite likusiu silānu remdami atitinkamā vartojimo instrukcijā.

Apdorant Merliendo tiltus ir įklotū užklotū tiltus prašome laikytis skyriaus „Merliendo tiltū ir įklotū užklotū tiltū piminis paruošimas” nurodymū.

**Restaurāciju iš kompozito pirminis paruošimas**

Prašome laikytis restauracinės medžiagos vartojimo instrukcijos. Jei gamintojas nenurodė kitaip, rekomenduojame šią darbo sekā:

- Restaurācijas iš kompozito darbinū paviršū apdorokite aluminiu oksidu s40 µ

- Apdorotą paviršū nuvalykite alkoholiu ir nudžiovinkite sausū