

NÁVOD K POUŽITÍ (IFU)

Šroubové kořenové čepy – Mirapost Gold

1. Identifikace prostředku

- **Název prostředku:** Šroubové kořenové čepy
 - **Typ prostředku:** Zdravotnický prostředek (dle MDR (EU) 2017/745)
 - **Třída:** I (pokud výrobce nestanoví jinak)
 - **Určení:** Pro profesionální použití ve stomatologii
-

2. Zamýšlený účel použití

Šroubové čepy jsou určeny k zajištění retence při rekonstrukci korunkové části nevitálních zubů po endodontickém ošetření kořenového kanálku.

3. Indikace

- Rekonstrukce zubů po ošetření kořenových kanálků
 - Nedostatečná retence pro výplň nebo protetickou rekonstrukci
-

4. Kontraindikace

- Nedostatečně ošetřený nebo infikovaný kořenový kanálek
 - Nedostatečná tloušťka dentinu
 - Riziko perforace nebo fraktury kořene
-

5. Upozornění

- Pozlacené čepy nesmí být zkracovány ani jinak mechanicky upravovány – hrozí narušení ochranné vrstvy a koroze.
- Při zavádění čepu nepoužívejte nadměrnou sílu – hrozí fraktura kořene.
- Nesprávné použití výstružníku může vést k jeho zlomení v kanálku.

6. Bezpečnostní opatření

- Používejte pouze sterilní nebo sterilizované nástroje.
- Prostředek je určen výhradně pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
- Před použitím zkontrolujte neporušenost prostředku.

7. Návod k použití

7.1 Příprava kořenového kanálku

- Kořenový kanálek připravte výstružníkem odpovídající velikosti a tvaru.
- Začněte menší velikostí a postupně přecházejte na větší (číslování 1–6 / 7).

7.2 Preparace

- Výstružník používejte při střední rychlosti otáček.
- Používejte jemný pohyb nahoru a dolů.

7.3 Zavedení čepu

- Čep zavádějte bez použití síly.
- Pro zvýšení retence použijte vhodný dentální cement.

8. Sterilizace

- Prostředek lze sterilizovat běžnými metodami (např. parní sterilizace/autokláv).
- Doporučuje se sterilizace před každým použitím a mezi jednotlivými pacienty.

9. Skladování

- Uchovávejte na suchém a čistém místě.
- Chraňte před mechanickým poškozením a kontaminací.

10. Likvidace

- Likvidujte v souladu s platnou legislativou pro zdravotnický odpad.

11. Hlášení nežádoucích příhod

Jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu je nutné hlásit výrobci a příslušnému orgánu dle MDR (EU) 2017/745.

240	vergoldet	(20 x 12 Stk.)	REF 355 975
120	Titan	(20 x 6 Stk.)	REF 355 998
60	vergoldet	(20 x 3 Stk.)	REF 355 974
60	Titan	(20 x 3 Stk.)	REF 355 973

CE0197



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1,
47269 Duisburg, Germany
www.hagerwerken.de

2007121803-1