

OPROShield

OPROShield chránič je určen pro použití ve sportu a rekreačních aktivitách, kde hrozí riziko úrazu čelisti a tváře nebo kde hrozí riziko přenesené síly a následného poškození/zranění zubů či tváře. OPROShield chránič je určen pro redukci nebo prevenci orofaciálních nebo dentálních zranění, jako je fraktura či uvolnění zubu, tržné rány měkkých tkání a poranění horní nebo spodní čelisti. Snižují nebo zamezují nárazu či otřesu mozku z důvodu traumatického úderu do spodní čelisti. Chránič nemůže zamezit všem zraněním, jelikož nepokrývá veškeré části úst, např. vnější měkké tkáně – rty. Je prokázáno, že tyto chrániče snižují riziko dentálního zranění o 60% a riziko zranění měkkých tkání o 80%.

OPROShield Gold splňuje podmínky úrovně 3 pro náraz (≤ 5 kilo newtonů) a úroveň 2 pro retenci (> 20 kilo newtonů).

UPOZORNĚNÍ: Řádně si přečtete návod k použití! Děti/mládež by neměly tyto kroky provádět samostatně, pouze pod dohledem rodičů! Po vyjmutí z horké vody a před vložením do úst, umístěte OPROShield, s křídélky nahoru, na savou papírovou utěrku na cca 8 – 10 vteřin. Takto steče přebytečná voda a sníží se teplota chrániče. Při nasazení OPROShield změní tvar dle tvaru zubů. Toto je normální jev. Při neopatrném zacházení hrozí poškrábání či protrhnutí, proto s chráničem zacházejte zvláště pečlivě.

POSTUP PRO ÚPRAVU A NASAZENÍ

1. V konvici nebo hrnci uvařte vodu, nechejte ji vřít cca 15 vteřin.
2. Okamžitě nalejte vřící vodu do keramické misky (nepoužívejte plastovou).
3. Umístěte chránič do vody na 20 vteřin.
UPOZORNĚNÍ: Jestliže tento čas překročíte, může dojít k poškození chrániče. Jestliže jste chránič ve vodě nechali déle než uvedený čas, vyndejte je a nechejte zchladnout. Jestliže si chránič zachoval svůj původní tvar, opakujte proces, jinak chránič vyhodte a použijte nový.
4. Lžičkou vyjměte chránič z misky, dbejte na to, abyste nepoškodili uvolněný materiál.
5. Oklepejte vodu, zkontrolujte, aby v oblasti mezi křídélky byly bez vody.
6. Opatrně umístěte chránič do úst, aby pokrýval horní zuby a pevně zkousněte. Zatlačte na rty a tváře **PŘESNĚ 30** vteřin, aby chránič řádně dosedl a upravil svůj tvar dle zubů a dásní.
7. Vypijte minimálně půlku skleničky studené vody a nechejte ji cirkulovat v ústech kolem chrániče.
8. Otevřete a zavřete ústa, abyste zkontrolovali usazení chrániče. Chránič by měl zůstat na svém místě a držet na horních zubech a dásních.
9. Jestliže skousnutím došlo ke ztenčení stěn chrániče, vyhodte jej a použijte nový.

ÚDRŽBA

Mezi jednotlivými použitími chránič řádně opláchněte vodou a nechejte oschnout. Pro nejlepší výsledky používejte OPROrefresh čistící tablety.



NIKDY nevkládejte chránič přímo do hrnce. Nalejte vodu do keramické misky.

NENECHÁVEJTE chránič v horké vodě více než 20 vteřin. Toto je **MAXIMÁLNÍ** čas.

NEOCHLAZUJTE chránič pod tekoucí vodou. Chránič musí být během chlazení nasazen v ústech



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- S chráničem nežvýkejte, toto způsobí nevratné poškození.
- Nikdy neořezávejte nebo jinak neupravujte tvar chrániče.
- Nevystavujte chránič extrémním zdrojům horka, např. nekládejte jej do myčky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby nebo ultrazvukové čističky a zamezte ponechání chrániče na přímém slunci.
- Nepoužívejte chránič, který vykazuje známky poškození – praskliny, oddělení vrstev. Chrániče vykazující poškození vyhoďte a použijte nový.
- Nikdy nepoužívejte chránič jiné osoby a nikomu nedovolte používat váš chránič. Mimo rizika kroskontaminace dojde ke snížení funkce ochrany, poškození chrániče a hrozby zranění. Abyste tomuto zamezili, ukládejte chránič do krabičky. Ideální je na krabičku napsat uživatelské jméno.
- Rodiče by měli u dětí pravidelně kontrolovat chránič, zda během růstu čelisti stále sedí a není v kolizi s vývojem ústní dutiny. Výrobce pravidelně kontroluje své výrobky na dostatečnou retenci. Díky výše uvedeným vlivům je však mimo možnosti výrobce zabránit spadávání chrániče.
- **VŽDY** konzultujte použití chrániče se stomatologem nebo s ortodontistou. **NIKDY** nepoužívejte chránič, aniž by bylo jeho použití schváleno stomatologem.
- OPROShield chránič je určen jako osobní ochranná pomůcka používaná dle výše uvedených instrukcí. Není dovoleno chrániče používat na jiný než určený účel, např. k ochraně proti bruxismu nebo jako ortodontistický retainer.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz