

HELIX TEST

Návod k použití

1. Otevřete teflonovou tubu.
2. Složte pásek na místě řezu. Inkoustový indikátor musí být otočen dovnitř.
3. Vložte takto složený pásek do kanyly. Složená strana by měla být směrem k vnitřku komory. Výsledek testu by neměl být nesprávným nasměrováním pásku ovlivněn.
4. Uzavřete teflonovou tubu.
5. Proveďte sterilizační cyklus. Parametry nutné pro sterilizaci a změnu barevného indikátoru jsou:
 - a. 134°C nasycená pára po 3.5 min
 - b. 121°C nasycená pára po 15 min
6. Jakmile je test u konce, otevřete kanylu a vyjměte indikátor.
7. Jakmile byl z komory vytlačen vzduch, nasycená pára vnikla dovnitř tuby, vyplnila komoru a byla dodržena teplota 134°C po dobu 3.5 min (případně 121°C po dobu 15 min), inkoustový indikátor se změní ze žluté na černou. Toto indikuje, že všechny parametry sterilace byly dodrženy.

HELIX TEST odpovídá standardům EN 867-5/ISO 11140-1 třída 6.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠTUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz