

D UNTERLAGE DENTIXPRO EINWEGLÄTZCHEN

Modell: PLUS Modell: NORMAL

PRODUKTBEŠCHREIBUNG

Die Einweglätzchen DentixPro können in Zahnarztpraxen, Allgemeinarzt-, Kinderarzt- und Physiotherapiepraxen sowie in Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kindergärten verwendet werden. **Die Einweglätzchen DentixPro** (Modell NORMAL) sind aus der PE-Folie hergestellt, die ein wirksamer mechanischer Schutz vor Durchrassnen und Krankheitssergeren darstellt. **Die Einweglätzchen aus Papier und Folie (Modell PLUS)** bestehen aus einer Polyethylen-Lage und zwei zusätzlichen zwei Lagen aus Saugpapier mit hoher Saugfähigkeit von Körperflüssigkeiten (Speichel) und pathologischen Flüssigkeiten (Ausscheidungen, Erbrochenes, Eiter, Blut etc.) Der Einsatz von den **Einweglätzchen DentixPro** verbessert hygienische Bedingungen der durchgeführten Eingriffe und verringert das Risiko der mit dem Eingriff verbundenen Infektionen bei miltlerer Gefahr der Kontamination mit Flüssigkeiten.

ANWENDUNGSBEREICH DES PRODUKTES

Die Einweglätzchen DentixPro sind nicht sterile Medizinprodukte, die entsprechende hygienische Bedingungen zum Schutz des Patienten vor sin der Krankheiten führenden Kontaminationen und Infektionen bei Zahnarztgriffen gewährleisten. Sie sind erforderlich, um den entsprechenden Verfahren in Zahnarztpraxen gerecht zu werden.

Die Einweglätzchen DentixPro können in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- Schutz des Patienten vor Kontaminationen, die bei Zahnarztgriffen entstehen, wie: Speichel, Zahnschmelz- und Zahnbeinsplitter, die beim Bohren entstehen, Dentalmaterialien und -medikamente etc.;
- Schutz des Patienten vor bei Zahneingriffen entstehenden Infektionen, die zu Krankheiten führen;
- Schutz des Patienten in Form eines Barriere Materials, das vor den bei Eingriffen entstehenden Kontaminationen schützt; diese werden durch eine Aufbauschiht aufgesaugt; des Weiteren verhindert es, dass Krankheitsrerger, Kontaminationen und Staubpartikel von der Kleidung des Patienten in seinen Mund gelangen; Das Modell NORMAL, das nur auch einer Folienlage besteht, hat keine Saugeingenschaften.

- Schutz des Mundes bei Zahnarztgriffen vor Krankheitssergeren und Kontaminationen, die sich an der Kleidung des Patienten befinden;

- Schutz des Patienten vor Verunreinigung mit Lebensmitteln bei Ernährung von Behinderten oder Kindern.

Die Einweglätzchen DentixPro sind nicht sterile, nicht invasive Medizinprodukte für den Einmalgebrauch mit begrenzter Beständigkeit (bis 24 Stunden).

GBRAUCHSANWEISUNG

Gemäß der geltenden grafschen Beschreibung und dieser Anweisung:

Nach einmaligem Gebrauch entsorgen Sie das verwendete Lätzchen in einen Kunststoffbeutel und beachten Sie die geltenden Vorschriften bezüglich der Medizinabfälle.

GEGENANZEIGEN

- Nicht geeignet für Personen, die gegen einen ihrer Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Die Ware ist für den direkten Kontakt mit dem Körper des Patienten nicht bestimmt. Verwenden Sie die Ware nicht direkt auf verletzte Haut und nicht auf offene, nicht abgedeckte Wunden und Geschwüre.
- Bei akuten Entzündungen und Hypertrophien der Hals haut (konsultieren Sie den Hautarzt).

WARNUNGEN

- Die Ware ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.

- Um die Infektionen zu verhindern, ist die Ware nach einmaligem Gebrauch als kontaminierte oder potenziell kontaminierte Abfälle anzusehen und in den dafür bestimmten Behältern zu entsorgen. Beachten Sie dabei die geltenden Vorschriften über Medizinabfälle.

- Die Ware ist trocken zu lagern. Die Ware ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen.

- Verwenden Sie die Ware nicht, wenn die Verpackung früher geöffnet oder beschädigt wurde.

- Verwenden Sie die Ware nicht nach Ablauf des auf der Etikette/Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums.

ZUSAMMENSETZUNG:

- Modell NORMAL - Polyethylenfolie (PE).

- Modell PLUS - hygienisches Saugpapier (Zellstoff), Polyethylenfolie (PE).

Nr. und Datum der Ausgabe der Anleitung: W&W/JSS/Ausgabe 1/Rev.2/03.12.12

DentixPro „CLASSIC“ – Einwegtücher

PRODUKTBEŠCHREIBUNG

Die Einwegtücher DentixPro können in Zahnarztpraxen, Allgemeinarzt-, Kinderarzt- und Physiotherapiepraxen sowie in Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Kinderkrippen und Kindergärten angewandt werden. Sie sind aus zwei Lagen aus Saugpapier mit hoher Saugfähigkeit von Körperflüssigkeiten (Speichel) und pathologischen Flüssigkeiten (Ausscheidungen, Erbrochenes, Eiter, Blut etc.) und aus einer Polyethylen-Lage, die ein wirksamer mechanischer Schutz vor Durchrassnen und Krankheitssergeren darstellt, hergestellt. Der Einsatz von **Einwegtüchern DentixPro** verbessert hygienische Bedingungen der durchgeführten Eingriffe und verringert das Risiko der mit dem Eingriff verbundenen Infektionen bei mittlerer Gefahr der Kontamination mit Flüssigkeiten.

ANWENDUNGSBEREICH DES PRODUKTES

Die Einwegtücher DentixPro sind nicht sterile Medizinprodukte, die entsprechende hygienische Bedingungen zum Schutz des Patienten vor zu Krankheiten führenden Kontaminationen und Infektionen bei Zahnarztgriffen sicherstellen. Sie sind erforderlich, um den entsprechenden Verfahren in Zahnarztpraxen bei Erwachsenen (Modell CLASSIC) und Kindern (Modell IT'S 4 KIDS) gerecht zu werden.

Die Einwegtücher DentixPro können in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- Schutz des Patienten vor Kontaminationen, die bei Zahnarztgriffen entstehen, wie: Speichel, Zahnschmelz- und Zahnbeinsplitter, die beim Bohren entstehen, Dentalmaterialien und -medikamente etc.;
- Schutz des Patienten vor bei Zahneingriffen entstehenden Infektionen, die zu Krankheiten führen;
- Schutz des Patienten in Form eines Barriermaterials, das vor den bei Eingriffen entstehenden Kontaminationen schützt; diese werden durch eine Aufbauschiht aufgesaugt; des Weiteren verhindert es, dass Krankheitsrerger, Kontaminationen und Staubpartikel von der Kleidung des Patienten in seinen Mund gelangen;

- Schutz des Mundes bei Zahnarztgriffen vor Krankheitssergeren und Kontaminationen, die sich an der Kleidung des Patienten befinden;

- Schutz des Patienten vor Verunreinigung mit Lebensmitteln bei Ernährung von Behinderten (Modell CLASSIC) oder Kindern (Modell IT'S 4 KIDS)

- Die Einwegtücher DentixPro sind nicht sterile, nicht invasive Medizinprodukte für den Einmalgebrauch mit begrenzter Beständigkeit (bis 24 Stunden).

GBRAUCHSANWEISUNG

Gemäß der geltenden grafschen Beschreibung und dieser Anweisung:
Nach einmaligem Gebrauch entsorgen Sie das verwendete Tuch in einen Kunststoffbeutel und beachten Sie die geltenden Vorschriften bezüglich der Medizinabfälle.

GEGENANZEIGEN

- Verwenden Sie die Ware bei Personen nicht, die gegen einen ihrer Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Die Ware ist für den direkten Kontakt mit dem Körper des Patienten nicht bestimmt. Verwenden Sie die Ware direkt auf verletzte Haut, offene, nicht abgedeckte Wunden und Geschwüre nicht.
- Bei akuten Entzündungen und Hypertrophien der Halshaut (konsultieren Sie den Hautarzt).

WARNUNGEN

- Die Ware ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.

- Um die Infektionen zu verhindern, ist die Ware nach einmaligem Gebrauch als kontaminierte oder potenziell kontaminierte Abfälle anzusehen und in den dafür bestimmten Behältern zu entsorgen. Beachten Sie dabei die geltenden Vorschriften über Medizinabfälle.

- Die Ware ist trocken zu lagern. Die Ware ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Ware ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

- Verwenden Sie die Ware nicht, wenn die Verpackung früher geöffnet oder beschädigt wurde.

- Verwenden Sie die Ware nach Ablauf des auf der Etikette/Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums nicht.

ZUSAMMENSETZUNG:

Hygienisches Saugpapier (Zellstoff), Polyethylenfolie (PE).

EN DENTIXPRO* DISPOSABLE DENTAL BIBS

Modell: PLUS Modell: NORMAL

PRODUCT DESCRIPTION

DentixPro* disposable dental bibs can be used in dental surgeries, doctor’s surgeries, both general and paediatric, physiotherapy clinics, nursing facilities and health care centres, nurseries and kindergartens. **DentixPro* disposable foil dental bibs** (NORMAL) are made of polyethylene foil which constitutes an efficient mechanical barrier preventing moisture permeation and protecting against pathogenic microorganisms. **Disposable dental bibs made of foil and absorbent paper** (PLUS) are made of the polyethylene layer and have additional protection in the form of two layers of absorbent paper with high absorbency rate for bodily fluids (saliva) and pathological fluids (exudate, vomit, pus, blood, etc.). The application of **DentixPro* disposable dental bibs** improves hygienic conditions required to perform dental procedures and reduces likelihood of the occurrence of periprocedural infections at the average risk of contamination by fluids.

PRODUCT APPLICATION

DentixPro* disposable dental bibs are a non-sterile medical product allowing to maintain proper hygienic conditions in order to protect the patient against contamination and disease causing infections during dental procedures and are necessary to ensure that appropriate procedural routine is applied in dental surgeries.

DentixPro* disposable dental bibs are designed:

- to protect the patient against contamination occurring during dental procedures, such as saliva, particles of dentine left after drilling, dental materials and medicines, etc.;

- to protect the patient during dental procedures against disease causing infections;
- as a barrier – to protect the patient against contamination by fluids that may occur during procedures, which are absorbed by the layer of absorbent paper and in preventing pathogenic microorganisms, contamination and dust particles from the patients’ clothes from penetrating into the oral cavity. The NORMAL model, which only consists of foil layer, does not have absorbent properties.

- for protection of the oral cavity against pathogenic microorganisms and contamination from the patients’ clothes during dental procedures;

- to protect the patient against staining during feeding, in case of disabled patients or children;

DentixPro* disposable dental bibs are a non-sterile and non-invasive disposable medical product, with limited exposure time (up to 24 hours).

APPLICATION

According to the valid graphic description:

Graphic description:
After a single application, the piece used should be put in a plastic bag, after which appropriate procedures on disposal of medical waste should be applied.

CONTRAINDICATIONS

- Product may not be used by persons with allergy to any of the components.

- Product is not designed to be in immediate contact with the skin. It may not be applied directly to injured skin, open undressed wounds and ulcerated skin.

- In case of the occurrence of acute inflammatory and hypertrophic conditions of the skin on the neck, dermatological consultation is recommended.

WARNING

- Product is designed for single application and cannot be re-used.

- To prevent infection, after single application product should be treated as contaminated or potentially contaminated waste and put in containers intended for this purpose, after which appropriate procedures on disposal of medical waste should be applied.

- Product should be stored in a dry place. It should not be directly exposed to sunlight. It should be protected against dampening.

- Product may not be used in case of prior opening or damaging of the packaging.

- Product may not be used after expiry date on the label/packaging.

COMPOSITION:

- NORMAL – polyethylene foil (PE).

- PLUS – hygienic absorbent paper (cellulose), polyethylene foil (PE).

No. and date of issuance of the instructions: W&W/JSS/Wyd.1/Rev.2/03.12.12

DentixPro* “CLASSIC- disposable dental towels

PRODUCT DESCRIPTION

DentixPro* disposable dental towels can be used in dental surgeries, doctor’s surgeries, both general and paediatric, physiotherapy clinics, nursing facilities and health care centres, nurseries and kindergartens. They are composed of two layers of absorbent paper, highly absorbent of bodily fluids (saliva) and pathological fluids (exudate, vomit, pus, blood, etc.) and a layer of polyethylene foil which effectively serves as a mechanical barrier protecting against permeability and pathogenic microorganisms. The application of **DentixPro* – disposable dental towels** improves hygienic conditions required to perform dental procedures and reduces likelihood of the occurrence of periprocedural infections at the average risk of contamination by fluids.

PRODUCT APPLICATION

DentixPro* disposable dental towels are a non-sterile medical product allowing to maintain proper hygienic conditions in order to protect the patient against contamination and disease causing infections during dental procedures and are necessary to ensure that appropriate procedural routine is applied in dental surgeries for adults (CLASSIC model) and children (IT’S 4 KIDS model).

DentixPro* disposable dental towels are designed:

- to protect the patient against contamination occurring during dental procedures, such as saliva, particles of dentine left after drilling, dental materials and medicines, etc.;

- to protect the patient during dental procedures against disease causing infections;

- as a barrier – to protect the patient against contamination by fluids, which is absorbed by the layer of absorbent paper and in preventing pathogenic microorganisms, contamination and dust particles from the patients’ clothes from penetrating into the oral cavity;

- for protection of the oral cavity against pathogenic microorganisms and contamination from the patients’ clothes during dental procedures;

- to protect the patient against staining during feeding, in case of disabled patients (CLASSIC model) or children (IT’S 4 KIDS model);

DentixPro* disposable dental towels are a non-sterile and non-invasive medical disposable product, with limited exposure time (up to 24 hours).

APPLICATION

According to the valid graphic description:

Graphic description:

After a single application, the towel used should be put in a plastic bag, after which appropriate procedures on disposal of medical waste should be applied.

CONTRAINDICATIONS

- Product may not be used by persons with allergy to any component.

- Product is not designed to be in immediate contact with the skin. It may not be applied directly to injured skin, open undressed wounds and ulcerated skin.

- In case of the occurrence of acute inflammatory and hypertrophic conditions of the skin on the neck, dermatological consultation is recommended.

WARNING

- Product is designed for single application and cannot be re-used.

- To prevent infection, after single application product should be treated as contaminated or potentially contaminated waste and put in containers intended for this purpose, after which appropriate procedures on disposal of medical waste should be applied.

- Product should be stored in a dry place. It should not be directly exposed to sunlight. It should be protected against dampening.

- Product may not be used in case of prior opening or damaging of the packaging.

- Product may not be used after expiry date on the label/packaging.

COMPOSITION:

Hygienic absorbent paper (cellulose), polyethylene foil (PE).

CS DENTIXPRO* JEDNORÁZOVÉ STOMATOLOGICKÉ BRYNDÁKY

Modell: PLUS Modell: NORMAL

POPIS VÝROBKU

DentixPro* jednorázové stomatologické bryndáky lze používat ve stomatologických ambulancích, ordinacích všeobecných praktických a pediatrických lékařů, ve fyzioterapeutických ordinacích, pečovatelských, ošetrovateľských a léčebných ústavech, v jaslích a v mateřských školkách. **DentixPro* jednorázové fóliové stomatologické bryndáky (Model NORMAL)** jsou vyrobeny z polyetylénové fólie, tvořící účinnou mechanickou bariéru, která chrání před prosáknutím a která zajišťi ochranu před chorobotvornými mikroorganismy. Naproti tomu **jednorázové stomatologické bryndáky fólie / folie (Model PLUS)** jsou vyrobeny z polyetylénové vrstvy a dodatečně zabezpečeny dvěma vrstvami buničiny, které mají vysokou schopnost absorbovat tekutiny fyziologické (slina) a patologické (výpotky, zvraky, hnis, krev apod.). Používání **DentixPro* jednorázových stomatologických bryndáků** má vliv na zlepšení hygienických podmínek u prováděných zákroků a snižuje pravděpodobnost vzniku infekcí v oblasti zkrků s průměrným rizikem znečištění tekutinami.

PŘEDPOKLADANÉ POUŽITÍ VÝROBKU
DentixPro* jednorázové stomatologické bryndáky jsou nesterilní zdravotnické výrobky, které umožní dodržet správné hygienické podmínky při ochraně pacienta před znečištěním a chorobotvornými infekcemi, a také u stomatologických zákroků a jsou nezbytné pro zajištění správných postupů při zákrocích ve stomatologických ordinacích. **DentixPro* jednorázové stomatologické bryndáky** jsou určeny k použití pro:

- ochranu pacienta před znečištěním, které vzniká během stomatologických zákroků, jako: sliny, části zuboviny z vrtání, stomatologické materiály a léky, apod.,

- ochranu pacienta před infekcemi, které vyvolávají nemoci a které vznikly během stomatologických zákroků,

- ochranu pacienta jako bariérový materiál, před tekutými zákrokovými nečistotami, které absorbuje nasávká vrstva, a jako prevence před pronikáním choroboplodných mikroorganismů, nečistot a prachových částic z obléčení pacienta do ústní dutiny. Model NORMAL, který se skládá pouze z fóliové vrstvy, nemá absorbční vlastnosti.

- ochranu ústní dutiny během stomatologických zákroků před chorobotvornými mikroorganismy a nečistotami, které se nacházejí na obléčení pacienta,
- ochranu pacienta před znečištěním z pokrmů během krmení u pacientů s postižením nebo dětí.

DentixPro* jednorázové stomatologické bryndáky jsou nesterilní, neinvazivní zdravotnické výrobky pro jednorázové použití, s omezenou expozicí (do 24 hodin).

ZPŮSOB POUŽITÍ

V souladu s tímto grafickým popisem.
Po jednorázové aplikaci vyhodte použitou vrstvu podložky do foliového pytle a postupujte podle platných předpisů o zdravotnickém odpadu.

CONTRAINDIKACE POUŽITÍ

- Výrobek nelze použít u osob senzibilních na jakoukoliv sloužku.

- Výrobek není určen pro přímý styk s tělem pacienta. Podložka nelze používat bezprostředně na poškozenou kůži, otevřeně nezabezpečené rány a vředy.

- V případě výskytu akutních zánětlivých a zbytných onemocnění pokožky šje (doporučuje se dermatologická konzultace).

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je určen pro jednorázové použití. Nelze použít opakovaně.

- Aby se zabránilo infekci, je nutno výrobek po jednorázovém použití považovat za znečištěný nebo potenciálně znečištěný odpad, musí se umístit do nádob určených pro tento účel a postupovat podle platných předpisů o zdravotnických odpadech.

- Výrobek uchovávejte na suchém místě. Výrobek nelze vystavovat přímému působení slunečních paprsků. Nelze připustit zavlhčení výrobku.

- Výrobek se nesmí používat, jestli balení bylo už dříve otevřeno nebo poškozeno.

- Nepoužívat po uplynutí záruční doby uvedené na etiketě/obalu.

SLOŽENÍ

- Model NORMAL - polyetylénová fólie (PE).

- Model PLUS - hygienická buničina (celulóza), polyetylénová fólie (PE).

Číslo a datum vydání instrukce: W&W/JSS/Wyd.1/Rev.2/03.12.12

DentixPro „CLASSIC“ jednorázové stomatologické ubrusky

POPIS VÝROBKU

DentixPro* jednorázové stomatologické ubrusky lze používat ve stomatologických ambulancích, ordinacích všeobecných praktických a pediatrických lékařů, ve fyzioterapeutických ordinacích, pečovatelských, ošetrovateľských a léčebných ústavech, v jaslích a v mateřských školkách. Skládají se z dvou vrstev buničiny, které důkladně absorbují tekutiny fyziologické (sliny) a patologické (výpotky, zvraky, hnis, krev

apod.), a z vrstvy folie, která je účinnou mechanickou bariérou zabraňující prosáknutí a zajišťující ochranu před choroboplodnými mikroorganismy. Používání **DentixPro* jednorázových stomatologických ubrusků** má vliv na zlepšení hygienických podmínek u prováděných zákroků a snižuje pravděpodobnost vzniku infekcí v oblasti zákroku s průměrným rizikem znečištění tekutinami.

PŘEDPOKLADANÉ POUŽITÍ VÝROBKU

DentixPro* jednorázové stomatologické ubrusky jsou nesterilní zdravotnické výrobky, které umožní dodržet správné hygienické podmínky při ochraně pacienta před znečištěním a chorobotvornými infekcemi, a také u stomatologických zákroků a jsou nezbytné pro zajištění správných postupů při zákrocích ve stomatologických ordinacích u dospělých (model CLASSIC) u dětí (model IT ‘S4KIDS).

DentixPro* jednorázové stomatologické ubrusky jsou určeny k použití pro:

- ochranu pacienta před znečištěním, které vzniká během stomatologických zákroků, jako: sliny, části zuboviny z vrtání, stomatologické materiály a léky, apod.,

- ochranu pacienta před infekcemi, které vyvolávají nemoci a které vznikly během stomatologických zákroků,

- ochranu pacienta jako bariérový materiál, před tekutými zákrokovými nečistotami, které absorbuje nasávká vrstva, a jako prevence před pronikáním choroboplodných mikroorganismů, nečistot a prachových částic z obléčení pacienta do ústní dutiny,

- ochranu ústní dutiny během stomatologických zákroků před chorobotvornými mikroorganismy a nečistotami, které se nacházejí na obléčení pacienta,

- ochranu pacienta před znečištěním z pokrmů během krmení u pacientů s postižením (model CLAS-SIC) nebo dětí (model IT ‘S4KIDS).

DentixPro* jednorázové stomatologické ubrusky jsou nesterilní, neinvazivní zdravotnické výrobky pro jednorázové použití, s omezenou expozicí (do 24 hodin).

ZPŮSOB POUŽITÍ

V souladu s tímto grafickým popisem.

Po jednorázové aplikaci vyhodte použitou vrstvu podložky do foliového pytle a postupujte podle platných předpisů o zdravotnickém odpadu.

CONTRAINDIKACE POUŽITÍ

- Výrobek nelze použít u osob senzibilních na jakoukoliv sloužku.

- Výrobek není určen pro přímý styk s tělem pacienta. Podložka nelze používat bezprostředně na poškozenou kůži, otevřeně nezabezpečené rány a vředy.

- V případě výskytu akutních zánětlivých a zbytných onemocnění pokožky šje (doporučuje se dermatologická konzultace).

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je určen pro jednorázové použití. Nelze použít opakovaně.

- Aby se zabránilo infekci, je nutno výrobek po jednorázovém použití považovat za znečištěný nebo potenciálně znečištěný odpad, musí se umístit do nádob určených pro tento účel a postupovat podle platných předpisů o zdravotnických odpadech.

- Výrobek uchovávejte na suchém místě. Výrobek nelze vystavovat přímému působení slunečních paprsků. Nelze připustit zavlhčení výrobku.

- Výrobek se nesmí používat, jestli balení bylo už dříve otevřeno nebo poškozeno.

- Nepoužívat po uplynutí záruční doby uvedené na etiketě/obalu.

SLOŽENÍ

Hygienická buničina (celulóza), polyetylénová fólie (PE).

SK DENTIXPRO* JEDNORAZOVÉ STOMATOLOGICKÉ PODBRADNÍKY

Modell: PLUS Modell: NORMAL

POPIS VÝROBKU

DentixPro* jednorázové stomatologické podbradníky sa môžu používať v stomatologických ambulanciách, všeobecných lekárskeých a pediatrických ambulanciách, vo fyzioterapeutických ambulanciách, v inštitúciách ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej starostlivosti, v jaslích a materských školkách. **DentixPro* jednorázové fóliové stomatologické podbradníky (Model NORMAL)** sú vyrobené z polyetylénovej fólie, ktorá vytvára efektívnu mechanickú bariéru, ktorá chráni proti prenikaniu a zabezpečuje ochranu pred choroboplodnými zárodkami. Naopak **DentixPro* jednorázové stomatologické podbradníky z buničiny fólie (Model PLUS)** sú vyrobené z polyetylénovej vrstvy a dodatočne zabezpečené dvoma vrstvami bavlneného papiera s vysokou absorpciou fyziologických tekutín (sliny) a patologických tekutín (výtoky, zvratie, hnis, krv, atď.). Používanie **DentixPro*** jednorázových stomatologických podbradníkov, vplyva na zlepšenie hygienických podmienok pri zákrokoch a znižuje pravdepodobnosť infekcie pooperáčnych zákrokov pri strednom riziku znečistenia tekutinami.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ DentixPro® - одноразовые стоматологические напудники – нестерильные медицинские изделия, позволяющие на сохранение соответствующих гигиенических условий во время защиты пациента от загрязнений и заражений, вызывающих заболевания, в ходе стоматологических операций, они необходимы во время проведения процедур, применяемых в стоматологическом кабинете.

DentixPro® - одноразовые стоматологические напудники предназначены для применения в ходе:

- защиты пациента от загрязнений, появляющихся во время прохождения стоматологических операций - таких, как: слона, край, частицы дентины с бурения, стоматологические материалы и лекарства, и т.п.;

- защиты пациента от заражений, вызывающих заболевания, появившиеся во время стоматологических операций;

- защиты пациента, в качестве барьерного материала, от жидких процедурных загрязнений, подаваемых через поглащаемый слой, а также предотвращения попадания болезнетворных микробов, загрязнений и частиц пыли с одежды пациента - в ротовую полость. Модель NOR-MAIL состоит только из клеёчатого слоя, не обладает поглащающими свойствами;

- защиты ротовой полости во время стоматологических операций от болезнетворных микробов и загрязнений, находящихся на одежде пациента;

- защиты пациента от загрязнения пищи в ходе питания – пациентов-инвалидов или детей.

DentixPro® - нестерильные, невмешательские медицинские изделия одноразового употребления, с ограниченной экспозицией (до 24 часов).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с обязательным графическим описанием:

И эта запись:

После одноразового употребления применяемый слой следует выбросить в клеёчатый мешок и поступать с ним в соответствии с обязательными предписаниями о медицинских отбросах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нельзя применять изделие в случае лиц, чувствительных на некоторые составные элементы.
- Изделие не предназначается для непосредственного соприкосновения с телом пациента. Нельзя применять изделие непосредственно на повреждения кожи, открытые, плохо защищённые раны и язвы.
- В случае наличия острых воспалительных и гипертрофированных заболеваний кожи шеи (рекомендуется дерматологическая консультация).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Изделие предназначается для одноразового употребления. Нельзя применять его вторично.
- С целью предотвращения инфекции после одноразового употребления изделие следует воспринимать как загрязнённые отбросы или как возможно загрязнённые отбросы, и размещать его в предназначенных для этого резервуарах, поступаая в соответствии с обязательными предписаниями о медицинских отбросах
- Следует берегать изделие в сухом месте. Нельзя выставлять изделие на непосредственное воздействие солнечных лучей. Нельзя допускать к его сырости.
- Нельзя употреблять изделие в случае открытия или повреждения упаковки.

- Нельзя употреблять изделие после прохождения срока годности, указанного на этикетке/упаковке.

СОСТАВ:

- Модель NORMAL - полиэтиленовая клеёнка («PE»).

- Модель PLUS - гигиеническая промокальная бумага (целлюлоза), полиэтиленовая клеёнка («PE»).

№ и дата издания руководства: «W&W/JSS/Wyd. 1/Rev.2/03.12.12»

DentixPro® „CLASSIC” - одноразовые стоматологические салфетки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

DentixPro® - одноразовые стоматологические салфетки могут применяться в стоматологических кабинетах, общих и педиатрических врачебных кабинетах, физиотерапевтических кабинетах, опекуско-патронажных учреждениях и опекунско-лечебных учреждениях, яслях и детсадах. Они изготовлены из слоев промокальной бумаги со значительной поглощаемостью физиологических жидкостей (слюна) и патологических жидкостей (выпот, врата, гнойная жидкость, кровь и т.п.), а также из слоя полиэтиленовой клеёнки, являющейся успешной механической преградой, предохраняющей от промокания и обеспечивающей защиту от болезнетворных микробов. Применение **DentixPro® - одноразовых стоматологических салфеток** воздействует на улучшение гигиенических условий исполняемых операций и обеспечивает уменьшение вероятности послеоперационного заражения при среднем риске загрязнения жидкостью.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

DentixPro® - одноразовые стоматологические салфетки – предназначены для применения в ходе:

- защиты пациента от загрязнений, появляющихся в время прохождения стоматологических операций - таких, как: слона, край, частицы дентины с бурения, стоматологические материалы и лекарства, и т.п.;

- защиты пациента от заражений, вызывающих заболевания, появившихся во время стоматологических операций;

- защиты пациента, в качестве барьерного материала, от жидких процедурных загрязнений, подаваемых через поглащаемый слой, а также предотвращения попадания болезнетворных микробов, загрязнений и частиц пыли с одежды пациента - в ротовую полость;

- защиты ротовой полости во время стоматологических операций от болезнетворных микробов и загрязнений, находящихся на одежде пациента;

- защиты пациента от загрязнения пищи в ходе питания – пациентов-инвалидов (модель Classic) или детей (модель IT’S 4 KIDS).

DentixPro® - одноразовые стоматологические салфетки – нестерильные, невмешательские медицинские изделия одноразового употребления, с ограниченной экспозицией (до 24 часов).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии с обязательным графическим описанием:

После одноразового употребления применяемую салфетку следует выбрасывать в клеёчатый мешок и поступать в соответствии с обязательными предписаниями о медицинских отбросах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Нельзя применять изделие в случае лиц, чувствительных к некоторым составным элементам.
- Изделие не предназначается для непосредственного соприкосновения с телом пациента. Нельзя применять изделие непосредственно на повреждения кожи, открытые, плохо защищённые раны и язвы.
- В случае наличия острых воспалительных и гипертрофированных заболеваний кожи шеи (рекомендуется дерматологическая консультация).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Изделие предназначается для одноразового употребления. Нельзя применять его вторично.

- С целью предотвращения инфекции после одноразового употребления изделие следует воспринимать как загрязнённые отбросы или как возможно загрязнённые отбросы, размещив его в предназначенных для этого резервуарах, поступаая в соответствии с обязательными

предписаниями о медицинских отбросах.

Следует берегать изделие в сухом месте. Нельзя выставлять изделие на непосредственно воздействие солнечных лучей. Нельзя допускать к его сырости.

Нельзя употреблять изделие в случае открытия или повреждения упаковки.

- Нельзя употреблять изделие после прохождения срока годности, указанного на этикетке/упаковке.

СОСТАВ:

Гигиеническая промокальная бумага (целлюлоза), полиэтиленовая клеёнка («PE»).

E	BABEROS DENTALES DESECHABLES DENTIXPRO®
Modelo: PLUS Modelo: NORMAL	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
Los baberos dentales desechables DentixPro® pueden utilizarse en clínicas dentales, consultas médicas generales y pediátricas, centros fisioterapéuticos, centros de enfermería y de tratamiento, guarderías y jardines de infancia. Los baberos dentales desechables de plástico DentixPro® (Modelo NORMAL) están compuestos de una capa de polietileno que constituye una barrera mecánica contra goteo eficaz y es una protección contra microorganismos patógenos. Por otro lado, los baberos dentales desechables de plástico y papel (Modelo PLUS) contienen una lámina de polietileno y adicionalmente están protegidos con dos láminas de papel de alta absorción para líquidos fisiológicos (saliva) y patológicos (efusiones, vómitos, pus, sangre, etc.). El uso de los baberos dentales desechables DentixPro® influye de forma positiva en las condiciones higiénicas de los tratamientos en la clínica y disminuye la probabilidad de contagios durante el procedimiento, mientras que el riesgo de contaminación se mantiene a nivel medio.	
USO DEL PRODUCTO	
Los baberos dentales desechables DentixPro® son productos médicos no estériles que permiten mantener las condiciones higiénicas adecuadas para proteger al paciente contra la contaminación y contagios que pueden causar enfermedades durante los procedimientos estomatológicos. Son productos indispensables para que los procedimientos que se realizan en clínicas dentales transcurran de forma correcta. Los baberos dentales desechables DentixPro® han sido diseñados para:	
• facilitar la protección del paciente contra la contaminación que se produce durante los procedimientos estomatológicos, como: saliva, partes de dentina de la endodoncia, sustancias y productos estomatológicos etc.,	
• facilitar la protección del paciente contra los contagios de enfermedades que se producen durante los procedimientos estomatológicos,	
• actuar como material de barrera, proteger al paciente contra la contaminación que se produce durante los procedimientos dentales y que se absorbe por la capa absorbente y evitar la entrada de microorganismos patógenos, suciedad, partículas de polvo de la vestimenta del paciente a la boca. El modelo NORMAL que consiste solamente de una lámina de plástico no tiene propiedades de absorción.	
• proteger la boca contra los microorganismos patógenos y la suciedad que se encuentra en la ropa del paciente durante los procedimientos estomatológicos.	
• proteger al paciente contra la contaminación a la hora de dar de comer (pacientes minusválidos o niños).	
• Los baberos dentales desechables DentixPro® son productos médicos no estériles, no invasivos, de uso único y de exposición limitada (24 horas).	

MODO DE USO
De acuerdo con la descripción gráfica procedente:
Y:

Después del uso, tirar el producto a un saco de plástico y proceder de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de residuos médicos.

CONTRAINDICACIONES DE USO

- No utilizar el producto en caso de personas con alergia a alguno de los componentes.
- El producto no está diseñado para estar en contacto directo con el cuerpo del paciente. No utilizar el producto directamente en la piel dañada, heridas abiertas no protegidas o úlceras.
- En caso de patologías inflamatorias agudas e hipertónicas de la piel del cuello se recomienda consultar previamente al dermatólogo.
- PRECAUCIONES
 - El producto está diseñado para uso único. No se debe utilizar repetidamente.
 - Para evitar infecciones, después del uso tratar el producto como residuo contaminado y tirarlo a un recipiente diseñado para este fin y proceder de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de residuos médicos.
 - Mantener el producto en un lugar seco. No exponer a la luz solar directa. No mojar ni humedecer el producto.
 - No utilizar el producto, si el empaquetado ha sido abierto o dañado anteriormente.
 - No utilizar el producto si la fecha de caducidad indicada en la etiqueta/empaquetado ha transcurrido.
- COMPOSICIÓN:**
 - Modelo NORMAL: polietileno (PE).
 - Modelo PLUS: papel tisú (celulosa), polietileno (PE).
- № y fecha de emisión de la instrucción: W&W/JSS/Wyd. 1/Rev.2/03.12.12

Camos dentales desechables DentixPro® “CLASSIC”
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los **campos dentales desechables DentixPro®** pueden utilizarse en clínicas dentales, consultas médicas generales y pediátricos, centros fisioterapéuticos, centros de enfermería y de tratamiento, guarderías y jardines de infancia. Se componen de dos capas de papel tisú de alta absorción para líquidos fisiológicos (saliva) y patológicos (efusiones, vómitos, pus, sangre, etc.) y una capa de polietileno que constituye una barrera mecánica contra goteo eficaz y protección contra microorganismos patógenos. El uso de los **campos dentales desechables DentixPro®** influye de forma positiva en las condiciones higiénicas de los tratamientos en la clínica y disminuye la probabilidad de contagios durante el procedimiento mientras que el riesgo de contaminación se mantiene a nivel medio.

USO DEL PRODUCTO

Los **campos dentales desechables DentixPro®** son productos médicos no estériles que permiten mantener las condiciones higiénicas adecuadas para proteger al paciente contra las contaminaciones y contagios que pueden causar enfermedades durante los procedimientos estomatológicos. Son productos indispensables para que los procedimientos que se realizan en clínicas dentales transcurran de forma correcta tanto en caso de adultos (modelo CLASSIC) como niños (modelo IT’S 4 KIDS). Los **campos dentales desechables DentixPro®** han sido diseñados para:

- facilitar la protección del paciente contra la contaminación que se produce durante los procedimientos estomatológicos, como: saliva, partes de dentina de la endodoncia, sustancias y productos estomatológicos etc.,
- facilitar la protección del paciente contra los contagios de enfermedades que se producen durante los procedimientos estomatológicos,
- actuar como material de barrera, proteger al paciente contra la contaminación que se produce durante los procedimientos dentales y que se absorbe por la capa absorbente y evitar la entrada de microorganismos patógenos, suciedad, partículas de polvo de la vestimenta del paciente a la boca.

- proteger la boca contra los microorganismos patógenos y la suciedad que se encuentra en la ropa del paciente durante los procedimientos estomatológicos.

- proteger al paciente contra la contaminación a la hora de dar de comer (pacientes minusválidos: modelo Classic o niños: modelo IT’S 4 KIDS).

Los **campos dentales desechables DentixPro®** son productos médicos no estériles, no invasivos, de uso único y de exposición limitada (24 horas).

MODO DE USO

De acuerdo con la descripción gráfica procedente:

Y:

Después del uso, tirar el producto a un saco de plástico y proceder de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de residuos médicos.

CONTRAINDICACIONES DE USO

- No utilizar el producto en caso de personas con alergia a alguno de los componentes.
- El producto no está diseñado para estar en contacto directo con el cuerpo del paciente. No utilizar el producto directamente en la piel dañada, heridas abiertas no protegidas o úlceras.
- En caso de patologías inflamatorias agudas e hipertónicas de la piel del cuello se recomienda consultar previamente al dermatólogo.
- PRECAUCIONES
 - El producto está diseñado para uso único. No se debe utilizar repetidamente.
 - Para evitar infecciones, después del uso tratar el producto como residuo contaminado y tirarlo a un recipiente diseñado para este fin y proceder de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de residuos médicos.
 - Mantener el producto en un lugar seco. No exponer a la luz solar directa. No mojar ni humedecer el producto.
 - No utilizar el producto, si el empaquetado ha sido abierto o dañado anteriormente.
 - No utilizar el producto si la fecha de caducidad indicada en la etiqueta/empaquetado ha transcurrido.
- COMPOSICIÓN:**
 - Papel tisú (celulosa), polietileno (PE).

FR	DENTIXPRO® BAVOIRS DENTAIRES À USAGE UNIQUE
Modèle: PLUS Modèle: NORMAL	
DESCRIPTION DU PRODUIT	
DentixPro® bavoirs dentaires à usage unique peuvent être utilisés dans les cabinets dentaires, les cabinets de médecins généralistes et pédiatres, les cabinets de physiothérapeutes, dans les établissements d'accueil médicalisés, unités d'accueil et de soins, les crèches et les écoles maternelles. DentixPro® bavoirs dentaires plastifiés à usage unique (Modèle NORMAL) sont en film polyéthylène qui constitue une barrière mécanique efficace contre l'humidité et contre les microorganismes pathogènes. Les bavoirs dentaires à usage unique cellulose et film de polyéthylène (Modèle PLUS) se composent d'une couche de polyéthylène et de deux épaisseurs de cellulose caractérisée par une grande capacité d'absorption des liquides physiologiques (salive) et pathologiques (exsudats, vomissements, pus, sang, etc.). L'emploi de DentixPro® bavoirs dentaires à usage unique améliore les conditions hygiéniques de soins pratiqués et réduit la probabilité des infections lors des soins dans des conditions du risque moyen de souillure par des liquides.	
EMPLOI PRECONISÉ DU PRODUIT	
DentixPro® bavoirs dentaires à usage unique sont des produits médicaux non stériles qui permettent de maintenir les conditions correctes d'hygiène pendant les soins dentaires en protégeant le patient contre les souillures et les infections à l'origine des maladies, ils sont indispensables pour assurer les procédures correctes dans des cabinets dentaires.	
DentixPro® bavoirs dentaires à usage unique sont destinés à:	
• protéger les patient contre le contact avec des souillures apparaissant lors des soins dentaires, telles que : la salive, le sang, les parties de la dentine provenant du fraissage, les matériaux et les médicaments dentaires, etc.,	
• protéger le patient pendant les soins dentaires contre les infections provoquant les maladies,	
• constituer une barrière contre le contact avec les liquides lors des soins, ces liquides étant absorbés par la couche protectrice et, en même temps, contre le passage dans la bouche du patient des microorganismes pathogènes, salissures et particules de poussière présents sur ses vêtements. Le modèle NORMAL qui se compose uniquement d'un film polyéthylène, n'est pas absorbant.	
• protéger la cavité buccale lors des soins dentaires contre les microorganismes pathogènes et les saletés présentes sur les vêtements du patient,	
• protéger la personne contre les salissures quand on alimente les handicapés ou les enfants.	
• DentixPro® bavoirs dentaires à usage unique sont des produits médicaux non stériles, non invasifs, à usage unique et à exposition limitée (jusqu'à 24 heures).	

MODE D'EMPLOI

Conformément à la description graphique en vigueur :
Une fois utilisé, le produit sera mis dans un sac en plastique et traité conformément aux dispositions en vigueur concernant les déchets médicaux.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit chez les personnes allergiques à un quelconque des composants du produit.
- Le produit n'est pas destiné à être en contact direct avec le corps du patient. Ne pas utiliser le produit directement sur la peau blessée, les blessures ouvertes non protégées ou les ulcérations.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'existence des inflammations aigües et des affections hypertrophiques de la peau du cou (consultation dermatologique indiquée).

MISES EN GARDE

- Le produit est destiné à usage unique. Ne jamais réutiliser.
- Pour prévenir l'infection, le produit usage devra être traité comme un déchet contaminé ou potentiellement contaminé, le placer dans les récipients destinés à ce type de déchets et procéder conformément aux dispositions en vigueur concernant les déchets médicaux.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit chez les personnes allergiques à un quelconque des composants du produit.
- Le produit n'est pas destiné à être en contact direct avec le corps du patient. Ne pas utiliser le produit directement sur la peau blessée, les blessures ouvertes non protégées ou les ulcérations.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'existence des inflammations aigües et des affections hypertrophiques de la peau du cou (consultation dermatologique indiquée).

MISES EN GARDE

- Le produit est destiné à usage unique. Ne pas exposer le produit à l'action directe des rayons du soleil. Ne jamais permettre que le produit prenne l'humidité.
- Ne pas utiliser le produit si l'emballage a été ouvert auparavant ou endommagé.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette / l'emballage.

COMPOSITION:

- Modèle NORMAL – film polyéthylène (PE)

- Modèle PLUS – feuille de cellulose, film polyéthylène (PE).

№ et date de fédération de la notice : W&W/JSS/Wyd.1/Rev.2/03.12.12

DentixPro® « CLASSIC » - serviettes dentaires à usage unique

DESCRIPTION DU PRODUIT

DentixPro® - serviettes dentaires à usage unique peuvent être utilisées dans les cabinets dentaires, les cabinets de médecins généralistes et pédiatres, les cabinets de physiothérapeutes, dans les établissements d'accueil médicalisé, les unités d'accueil et de soins, les crèches et les écoles maternelles. Elles se composent de deux épaisseurs de voile de cellulose caractérisée par une grande capacité d'absorption des liquides

physiologiques (salive) et pathologiques (exsudats, vomissements, pus, sang, etc.) et d'un film en polyéthylène qui constitue une barrière mécanique efficace contre l'humidité et contre les microorganismes pathogènes. L'emploi de **DentixPro® - serviettes dentaires à usage unique** améliore les conditions d'hygiène des soins pratiqués et réduit la probabilité des infections lors des soins dans des conditions du risque moyen de souillure par des liquides.

EMPLOI PRECONISÉ DU PRODUIT

DentixPro® serviettes dentaires à usage unique sont des produits médicaux non stériles permettent de maintenir les conditions correctes d'hygiène pendant les soins dentaires pour protéger le patient contre les salissures et les infections à l'origine des maladies, elles sont indispensables pour assurer les procédures correctes dans des cabinets dentaires chez des adultes (modèle CLASSIC) et des enfants (modèle IT 'S 4 KIDS).

DentixPro® - serviettes dentaires à usage unique sont destinées à:

- protéger les patient contre le contact avec des souillures apparaissant lors des soins dentaires, telles que : la salive, le sang, les parties de la dentine provenant du fraissage, les matériaux et les médicaments dentaires, etc.,

- protéger le patient pendant les soins dentaires contre les infections provoquant les maladies,

- constituer une barrière contre le contact avec les liquides lors des soins, ces liquides étant absorbés par la couche protectrice et, en même temps, contre le passage dans la bouche du patient des microorganismes pathogènes, salissures et particules de poussière présents sur ses vêtements.

- protéger la cavité buccale lors des soins dentaires contre les microorganismes pathogènes et les saletés présentes sur les vêtements du patient,

- protéger le patient contre les salissures par aliments quand on alimente les personnes handicapées (modèle Classic) ou les enfants (modèle IT'S 4 KIDS).

DentixPro® - serviettes dentaires à usage unique sont des produits médicaux non stériles, non invasifs, à usage unique et à exposition limitée (jusqu'à 24 heures).

MODE D'EMPLOI

Conformément à la description graphique en vigueur :

Une fois utilisé, le produit sera mis dans un sac en plastique et traité conformément aux dispositions en vigueur concernant les déchets médicaux.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser le produit chez les personnes allergiques à un quelconque des composants du produit.
- Le produit n'est pas destiné à être en contact direct avec le corps du patient. Ne pas utiliser le produit directement sur une peau blessée, les blessures ouvertes non protégées ou les ulcérations.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'existence des inflammations aigües et des affections hypertrophiques de la peau du cou (consultation dermatologique indiquée).

MISES EN GARDE

- Le produit est destiné à usage unique. Ne jamais réutiliser.
- Pour prévenir l'infection, le produit usage devra être traité comme un déchet contaminé ou potentiellement contaminé, le placer dans les récipients destinés à ce type de déchets et procéder conformément aux dispositions en vigueur concernant les déchets médicaux.
- Le produit devra être stocké dans un endroit sec. Ne pas exposer le produit à l'action directe des rayons du soleil. Ne jamais permettre que le produit prenne l'humidité.
- Ne pas utiliser le produit si l'emballage a été ouvert auparavant ou endommagé.
- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette / l'emballage.

COMPOSITION:

Feuille de cellulose, film polyéthylène (PE).

I	TELODENTIXPRO® BAVAGLI MONOUSO PER DENTISTI
Modello: PLUS Modello: NORMAL	
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	
I bavagli monouso per dentisti DentixPro® possono essere utilizzati negli studi dentistici, negli ambulatori medici ed in quelli pediatrici, presso i centri di fisioterapia, le strutture di assistenza e le case di cura, gli asili nido e le scuole materne. I bavagli monouso per dentisti DentixPro® (modello NORMAL) in pellicola plastata sono realizzati con un foglio di polietilene. Questo materiale costituisce unificatrice barriera meccanica, in grado di garantire la massima impermeabilità e di precludere il passaggio a microorganismi patogeni. I bavagli monouso in carta assorbente e pellicola (modello PLUS) , invece, sono costituiti da uno strato in polietilene, arricchito con due strati di carta ad alto assorbimento. Questo materiale permette di assorbire con facilità i liquidi fisiologici (saliva) e quelli patologici (essudati, vomito, pus, sangue ecc.). L'utilizzo dei bavagli monouso per dentisti DentixPro® contribuisce a migliorare le condizioni igieniche degli interventi effettuati e garantisce la riduzione della probabilità di infezioni operatorie in presenza di un livello intermedio di rischio di contaminazione con liquidi.	
UTILIZZO PREVISTO DELL'ARTICOLO	
I bavagli monouso per dentisti DentixPro® sono articoli sanitari non sterili, da utilizzare per mantenere condizioni igieniche adeguate durante gli interventi dentistici, in modo tale da tutelare il paziente da infezioni patologene. Il prodotto è indispensabile per garantire l'adozione di procedure adeguate negli ambulatori stomatologici. Il prodotto è indispensabile per garantire l'adozione di procedure adeguate negli ambulatori stomatologici.	
I bavagli monouso per dentisti DentixPro® sono destinati all'uso con le seguenti finalità:	
• tutela del paziente da impurità prodotte durante gli interventi stomatologici (saliva, sangue, frammenti di dentina dalla trapanazione, materiali e medicinali stomatologici ecc.),	
• tutela del paziente da infezioni patologene contratte durante gli interventi stomatologici,	
• tutela del paziente grazie all'effetto barriera esercitato nei confronti delle impurità liquide prodotte dall'intervento. Queste ultime, infatti, vengono raccolte dallo strato assorbente, con conseguente blocco dei microorganismi patogeni, delle impurità e dei granelli di polvere, che non possono passare dagli abiti del paziente al cavo orale,	
• protezione del cavo orale, durante gli interventi stomatologici, dai microorganismi patogeni e dalle impurità presenti sugli abiti del paziente,	
• tutela del paziente dallo sporco prodotto dai cibi durante l'alimentazione (nel caso di pazienti disabili - modello Classic, o di bambini - modello IT'S 4 KIDS).	

Le salviette monouso per dentisti DentixPro® sono articoli sanitari non sterili e non invasivi, concepiti come prodotti usa e getta ad esposizione limitata (fino a 24 ore).

MODO DI UTILIZZO
In conformità con la descrizione grafica vigente:
Dopo l'uso, lo strato utilizzato andrà gettato in un sacchetto di plastica e trattato secondo le norme vigenti per i rifiuti medici.

CONTRAINDICAZIONI ALL'USO

- Non utilizzare il prodotto qualora il paziente sia allergico ad uno qualsiasi dei suoi componenti.
- Il prodotto non è destinato al contatto diretto con il corpo del paziente. Non utilizzare l'articolo direttamente sulla pelle danneggiata, su ferite non medicate e su ulcerazioni.

- In presenza di forti infiammazioni o di affezioni ipertrofiche della cute, si consiglia di consultare un dermatologo.

AVVERTENZE

- Il prodotto è monouso. Non riutilizzarlo.

- Per prevenire la comparsa di infezioni, il prodotto utilizzato dovrà essere trattato come un rifiuto infetto o potenzialmente infetto, andrà gettato in appositi contenitori e richiederà il rispetto delle norme relative ai rifiuti medici.

- Il prodotto dovrà essere conservato in un luogo asciutto. Non esporre l'articolo all'azione diretta dei raggi solari. Il prodotto non potrà entrare a contatto con l'umidità.
- Non utilizzare il prodotto qualora la confezione sia già stata aperta o sia danneggiata.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta/confezione.

COMPONENTI:

- Modello NORMAL – pellicola in polietilene (PET)

- Modello PLUS – carta assorbente igienica (cellulosa), pellicola in polietilene (PE).

N. e data di emissione delle istruzioni: W & W/JSS/E.1/Ver.2/03.12.

Le salviette monouso per dentisti DentixPro® “CLASSIC”

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Le salviette monouso per dentisti DentixPro® possono essere utilizzate negli studi dentistici, negli ambulatori medici ed in quelli pediatrici, presso i centri di fisioterapia, le strutture di assistenza e le case di cura, gli asili nido e le scuole materne. Sono realizzati con due strati di carta ad alto assorbimento - materiale che permette di assorbire con facilità i liquidi fisiologici (saliva) e quelli patologici (essudati, vomito, pus, sangue ecc.). Inoltre, possiedono uno strato in polietilene, tale da assicurare un'efficace barriera meccanica, parametri di massima impermeabilità, nonché da precludere il passaggio a microorganismi patogeni. L'utilizzo delle **salviette monouso per dentisti DentixPro®** contribuisce a migliorare le condizioni igieniche degli interventi effettuati e garantisce la riduzione della probabilità di infezioni operatorie in presenza di un livello intermedio di rischio di contaminazione con liquidi.

UTILIZZO PREVISTO DELL'ARTICOLO