

LC Block-Out Resin

CS

Popis produktu

Pryskyřice UltraDent LC Block-Out je viskózní, světlem vytvrzovaná, modře zbarvená pryskyřice aplikovaná stříkačkou pro účely přesné aplikace. Před použitím kteréhokoli produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní listy a porozumějte jim.

Formulář(e) dodání

- Podávací stříkačka 1,2 ml
- Hrot pro podání:
 - Black Mini™ Tip

Indikace použití / zamýšlený účel

Pryskyřice UltraDent LC Block-Out je určena pro laboratorní použití např. na rezervoáry pro bělení na sádrových modelech, laboratorní procedury vyžadující rozestupy nebo vyblokování podsekřivých prostorů a také na opravu malých prasklin či bublin na laboratorních modelech.

Varování a bezpečnostní opatření

- Pryskyřice LC Block-Out není určena pro intraorální použití.
- Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla a zdrojů tepla.

Postupné pokyny

Příprava

POZNÁMKA: Kamenné/sádrové modely musí být před aplikací pryskyřice čisté a suché.

- 1) Sejměte luer víčko.

- 2) Bezpečně připojte doporučený hrot (černý hrot Mini™).
- 3) Před aplikací ověřte tok pryskyřice. Cítíte-li odpor, vyměňte špičku a znovu stav zkontrolujte. Používejte pouze doporučené hroty.

Použití – Oprava modelu nebo blokování

- 1) Oblast naplňte maximálně 3mm vrstvou.
- 2) Dokonale nechte vytvrdnout.
- 3) Přidejte další pryskyřici a podle potřeby nechte vytvrdnout.
- 4) Setřete inhibiční vrstvu kyslíku.

Použití – rezervoáry na vlastní bělicí nosiče

- 1) Pryskyřici udržujte přibližně 1,5 mm od dásně. Doporučuje se, aby pryskyřice LC Block-Out zůstala mimo povrch kousání.
- 2) Na požadované povrchy aplikujte 0,5 mm silnou vrstvu pryskyřice LC Block-Out.
- 3) Pomocí vytvrzovacího světla VALO™ vytvrzujte 5 sekund na zub.
- 4) Setřete inhibiční vrstvu kyslíku.
- 5) Vytvořte vlastní nosič.

Skladování a likvidace

Odpad zlikvidujte v souladu s místními pravidly, směrnicemi a předpisy.

Různé informace

Oznamte výrobci a příslušnému orgánu každý závažný incident.

www.ultradent.com /1-800-552-5512 / 801-572-4200



18°C
65°F



Rx

EN - For professional use only / DE - Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt / FR - Pour usage professionnel seulement / NL - Alleen voor professioneel gebruik / IT - Solo per uso professionale / ES - Solo para uso profesional / PT - Apenas para utilização profissional / SV - Endast för professionell användning / DA - Kun til professionel brug / FI - Vain ammattikäyttöön / EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο / CS - Pouze pro odborné použití / BG - Само за професионално ползване / HR - Samo za profesionalnu uporabu / ET - Ainult professionaalseks kasutamiseks / HU - Kizárólag professzionális felhasználásra / GA - Le haghaidh úsáide gairmiúla amháin / LV - Tik profesionālai lietošanai / LT - Tik profesionaliam naudojimui / MT - Għall-uzu professjonali biss / RO - Numai pentru uz profesional / SK - Len na profesionálne použitie / SL - Samo za profesionalno uporabo / NO - Kun for profesjonell bruk / PL - Wyłącznie do użytku profesjonalnego / RU - Только для профессионального использования / TR - Sadece profesyonel kullanım için / AR - للاستخدام من قبل متخصصين فقط / TH - สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น / KO - 전문가 전용 / ZH - 仅供专业人士使用 / JA - 専門家のみが使用できます

LC Block-Out Resin

Manufactured by

UltraDent Products, Inc.
325 West Ultradent Drive (10200 South)

South Jordan, Utah 84095 USA

Manufactured in the USA from globally sourced materials

UltraDent Products GmbH

Industriestraße 30

51146 Cologne Germany

Australian Sponsor:

UltraDent Australia Pty Ltd

P.O. Box 111 Coogee, NSW 2034

Australia

UltraDent Europe Ltd

Unit 10, The Old Mill, Mill Lane

Wotton Bassett, Wiltshire SN6 8JH

United Kingdom

© 2021 UltraDent Products, Inc. All Rights Reserved. 0020

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.