

Bisco

CE 0459

CORE-FLO™ DC Lite

*Duálně
tuhnoucí*

Duálně tuhnoucí zatékový dostavbový materiál

Návod na použití

IN-218R2
Rev. 6/16



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

CORE-FLO™ DC Lite

Duálně tuhnoucí zatékačový dostavbový materiál

VŠOBEČNÉ INFORMACE

CORE-FLO DC je zatékačový, duálně tuhnoucí, fluorid obsahující, radiopákní dostavbový materiál. **CORE-FLO DC** je ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu v jedné, snadné aplikaci. **CORE-FLO DC** je dodáván v auto míchací duální stříkačce a aplikován aplikátorem pro duální stříkačky. **CORE-FLO DC** je určen pro použití s bondem, který je kompatibilní s duálně tuhnoucími materiály, jako jsou BISCO adheziva.

Indikace:

Hlavní indikace použití **CORE-FLO DC** jsou:

1. dostavbový materiál
2. cementace čepů
3. náhrada dentinu

Varování:

- Je třeba zamezit kontaminaci slinami, krví nebo vodou. Při použití dentálních adheziv může kontaminace vážně ovlivnit dentinový bond a vést ke snížení životnosti náhrady.
- V místech, kde hrozí kontaminace, doporučujeme použití kofferdamu.

Upozornění:

- Kros-kontaminace: Výrobek obsahuje prvky, které jsou určeny pro jednorázové použití. Použité nebo kontaminované komponenty zlikvidujte. Nečistěte, desinfikujte nebo opět použijte.

Opatření:

- Zabraňte kontaktu s pokožkou; nepolymerované pryskyřice mohou způsobit podráždění pokožky u citlivých osob. V případě zasažení pokožky ji omyjte mýdlem a vodou.
- Pracovní a tuhnoucí časy jsou urychleny teplým prostředím v ústech.
- Abyste zamezili zatvrdnutí nebo ucpání, doporučujeme aplikátor ponechat na svém místě až do doby další aplikace.
- Postupujte dle instrukcí výrobce. Na rozdíl od BISCO adheziv, ne všechny jednorázové celkové leptací systémy bondují k chemicky tuhoucím nebo duálně tuhoucím materiálům.
- Izolujte dostavbu pro sejmutí otisků nebo výrobu dočasných korunek/můstků (může být dostatečné ji navlhčit), abyste zamezili bondování s těmito materiály.
- Prostudujte si návod k použití DUAL-SYRINGE DISPENSER, abyste věděli, jak s tímto pracovat.
- V případě skladování v ledničce nechejte před aplikací **CORE-FLO DC** ohřát na pokojovou teplotu.
- Bezpečnostní list je zasílán na vyžádání.
- Bezpečnostní listy jsou k dispozici na www.bisco.com

TECHNICKÉ INFORMACE

Při pokojové teplotě (22 - 25°C):

pracovní čas: minimálně 2 minuty

čas tuhnutí: maximálně 7 minut

Pracovní čas a čas tuhnutí se může lišit v závislosti na skladovacích podmínkách, teplotě, vlhkosti atd.

NÁVOD K POUŽITÍ

INTRUKCE PRO POUŽITÍ DUÁLNIÍCH STŘÍKAČEK:

1. Z duální stříkačky sejměte víčko nebo míchací kanylu.
2. Na míchací podložku vytlačte malé množství materiálu, abyste eliminovali případné dutiny v každé komoře duální stříkačky.
3. Na duální stříkačku nasadte míchací kanylu, zarovnejte. Hnědý uzamykací mechanismus otočte ve směru hodinových ručiček.
4. Stiskem pístu dojde ke smíchání a aplikaci CORE-FLO DC Lite (viz TECHNICKÉ INFORMACE sekce Pracovní čas a čas tuhnutí).

1. DOSTAVBA S POUŽITÍM CORE-FLO DC

- (1) Izolujte zub kofferdamem.
- (2) Aplikujte adhezivum dle instrukcí výrobce, doporučujeme použít některé z BISCO adheziv.
- (3) Postupujte dle návodu k použití DUAL-SYRINGE DISPENSER pro aplikaci **CORE-FLO DC**.
- (4) A. Používáte-li matici: umístěte matici kolem zubu. Umístěte konec intraorální kanyly přímo do preparace a aplikujte **CORE-FLO DC**. Polymerujte 40 vteřin.
B. Používáte-li dostavbové matrice: umístěte míchací kanylu přímo do matrice a aplikujte **CORE-FLO DC**. Umístěte naplněnou matici na zub a podržte. Polymerujte 40 vteřin.

2. CEMENTACE ČEPU A DOSTAVBOVÁ TECHNIKA S POUŽITÍM CORE-FLO DC

- (1) Izolujte zub a běžným postupem připravte kavitu.
- (2) Aplikujte adhezivum dle instrukcí výrobce, doporučujeme použít některé z BISCO adheziv. Vysušte kanálek papírovým čepem, odstraňte přebytečnou vlhkost.
POZNÁMKA: Tento krok s papírovým čepem je důležitý pro odstranění zbylého adheziva, tak aby zde nedocházelo k narušení kompletního usazení čepu.
- (3) Na povrch čepu aplikujte adhezivum dle instrukcí výrobce. Tímto zvýšíte smáčtelnost čepu.
- (4) Postupujte dle návodu k použití DUAL-SYRINGE DISPENSER pro aplikaci **CORE-FLO DC**.
- (5) Pomocí kořenové kanyly aplikujte **CORE-FLO DC** do kanálku. Začněte na apikálním konci kanálku a postupujte pomalu dále, udržujte kanylu v cementu.
- (6) Na apikální konec čepu aplikujte **CORE-FLO DC**. Jemně čep do kanálku usadte a podržte cca 20 - 30 vteřin.
- (7) Pokračujte v aplikaci **CORE-FLO DC** kolem čepu a pokračujte v dostavbě do požadované výšky a tvaru.
- (8) Odstraňte přebytečný materiál a polymerujte 40 vteřin umístěním světlovodu co nejbližší je to možné k čepu a dostavbě.

3. NÁHRADA DENTINU

- (1) Izolujte zub a běžným postupem připravte kavitu. Opláchněte a osušte.
- (2) Aplikujte adhezivum dle instrukcí výrobce, doporučujeme použít některé z BISCO adheziv.
- (3) Postupujte dle návodu k použití DUAL-SYRINGE DISPENSER pro aplikaci **CORE-FLO DC**.
- (4) Aplikujte **CORE-FLO DC** jen do úrovně spojení dentin-sklovina.
- (5) Polymerujte **CORE-FLO DC** 10 vteřin. Pokračujte ve stlačování vytvrzeného kompozita, postupně dostavujte do zaplnění kavity. Polymerujte dle instrukcí výrobce.

HYGIENA: Abyste zamezili zatvrdnutí nebo ucpání, doporučujeme aplikátor ponechat na svém místě až do doby další aplikace. Abyste zabránili kontaminaci **CORE-FLO DC** stříkaček během zákroku, používejte běžně dostupné hygienické nálevky. V případě intraorálního použití, očistěte míchací kanylu desinfekcí před uskladněním.

LIKVIDACE: Dodržujte příslušné státní nebo regionální směrnice o likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte při pokojové teplotě (20 - 25°C).

ZÁRUKA: Firma BISCO Inc. se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost BISCO Inc. Nepřejímá zodpovědnost za jakékoliv poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Za vhodné použití produktu zodpovídá uživatel, který na sebe také přebírá s tím spojená rizika.

* CORE-FLO je obchodní značka BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com



BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92