

3M ESPE

Ketac Universal

Glass Ionomer Restorative Material – Radiopaque

Материал стеклоиономерный пломбирочный – рентгеноконтрастный

Глас-иономерен обтуривчен материал – радиопакостен

Stakleniomeromni material za ispunu – vidljiv na rendgenskim snimkama

Üvegionomer tömőanyag – radiopak

Sztkio-ionomerový materiál do vyplnění – nepreruševacílna dia promienovania

Ciment ionomer de sticlă pentru obturării – radiopac

Skloionomerový výplňový materiál – rádiokontastný

Glasionomerni cement za restavracije – radiopac

Skloionomerni výplňový materiál – rádiopaki

Sam ionomer dolgu maddesi – raduyopak

Klaasionomerne täidmistamerial – röntgenkontraste

Stikla jonomera restavracijska materijala – rentgenkontrastni

Stiklo jonomerne plomabivno medija – rentgenokontastiska

Skloionomerni restavracijni material – rentgenkontrastni

Инструкция по применению

Указания за употреба

Használati utasítások

Instrukcja użycia

Instrucțiuni de Utilizare

Наводка за uporabo

Navod k použití

Указания за употреба

Használati utasítások

Instrukcja użycia

Instrucțiuni de Utilizare

Навод на použítie

3M Dental Products

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany

3M, ESPE, Ketac and Scotchbond are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.

© 2020, 3M. All rights reserved.

Vita is a trademark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Bad Säckingen, Germany.

3M ESPE

3M Dental Products

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany

3M, ESPE, Ketac and Scotchbond are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.

© 2020, 3M. All rights reserved.

Vita is a trademark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Bad Säckingen, Germany.

3M ESPE

3M Dental Products

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany

3M, ESPE, Ketac and Scotchbond are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.

© 2020, 3M. All rights reserved.

Vita is a trademark of VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Bad Säckingen, Germany.

A.R.T. (atraumatic restorative technique):

► Apply Ketac Universal in several portions using a suitable instrument. Undercuts may need to be filled.

► Carefully avoid trapping air bubbles under enamel undercuts.

► Slightly overfill cavities; apply the material to adjacent grooves and fissures.

► Apply a small amount of petroleum jelly to your forefinger and use this finger to firmly press the glass ionomer cement into cavities, fissures, and grooves.

► Repeatedly move the tip of the forefinger in a mesio-distal and bucco-lingual direction to distribute the material over the entire occlusal surface (Finger press technique).

► Finally, remove the finger sideways to avoid lifting the restorative material out of the cavity.

Fissure sealing with the A.R.T. technique:
The same steps for cleaning, application, and processing as in the A.R.T. technique are performed to seal fissures, the only difference being that there is no preparation involved.

Filling Protection
Apply a protective coat to the filling is not mandatory. If a protective coat is desired, vaseline and/or cotton rolls can be used as follows:

► Immediately after shaping, apply vaseline to all free surfaces of the glass ionomer cement.

Finishing

► Begin finishing no sooner than 5 minutes after the start of mixing. Use Arkansas stones, fine-grain diamonds, polishing discs of decreasing grain size, or silicone polishers for finishing.

► Optionally, apply vaseline again to seal the surface.

Storage and Shelf Life
Store the product at 15–25 °C/59–77 °F.

Do not use after the expiration date.

Customer Information

For more information, please provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Waranty

3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user’s application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH’s sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Information valid as of November 2019

Информация действительна на ноябрь 2019 года

Informație validă ca de Noiembrie 2019

РУССКИЙ

Описание продукта
Ketac Universal является рентгеноконтрастным стеклоиономерным пломбирочным материалом ртучного смешивания. Он является амальгамой борной без учета толщины слоя. Способность материала успешно соединяться с эмалью и дентином зуба позволяет проводить щадящее препарирование тканей зуба и обеспечивать отличную герметизацию по краям пломбы. Ketac Universal можно использовать без предварительной обработки, распространяя материал по всей окклюзионной поверхности. Это обеспечивает юмноту. Материал выпускается в различных оттенках в соответствии с классической шкалой расцветок Vita® Classical.

► Данное изделие можно применять согласно инструкции на протяжении всего периода использования продукта. Информация об условиях в данной инструкции продукт приводена в соответствии с инструкцией по применению.

Информация действительна на ноябрь 2019 года

Информация по состоянию на ноябрь 2019 года

