

BRILLIANT FLOW UNIVERSAL COMPOSITE

Gebrauchsinformation	DE
Definition <p>Brilliant Flow ist ein nanogefülltes, röntgenopakes, fließfähiges Komposit für spezielle Indikationen. Brilliant Flow wird direkt in der Zahnkavität oder auf dem Modell mit allen gängigen Polymerisations-Lampen (z.B. Coltolux® LED) ausgehärtet.</p>	
Zusammensetzung <p>Brilliant Flow enthält: Methacrylate Bariumglas silanisiert Amorphe Kieselsäure, hydrophobiert</p>	
Technische Daten <p>gemäß ISO 4049 Durchschnittlicher Füllerpartikeldurchmesser: 0,6 µm Füllerpartikelverteilung: 0,04–2,5 µm</p>	
Brilliant Flow <p>Volumenanteil des gesamten Füller: 42% Gewichtsanteil des gesamten Füller: 63%</p>	
Anwendungsgebiete <ul style="list-style-type: none">Direkte Klasse V Füllungen (zervikale Karies, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte) Reparaturen im Frontzahnbereich (Kl. III und IV) Kleine Füllungen im Seitenzahnbereich Füllungen minimaler Kavitäten Reparaturen von Komposit- und Keramik-veneers Ausblocken von unter sich gehenden Stellen Adhäsives Zementieren von Komposit- und Keramikrestaurationen, wenn die Licht-durchlässigkeit gegeben ist Erweiterte Fissurenversiegelung	
Gegenanzeigen <p>Bei Allergien gegen Bestandteile von Brilliant Flow.</p> <p>Wenn eine Trockenhaltung des Arbeitsfeldes während der Applikation und Aushärtung von Brilliant Flow nicht möglich ist. Bei Patienten mit schlechter Mundhygiene.</p>	
Nebenwirkungen <p>Systematische Nebenwirkungen sind nicht bekannt. In Einzelfällen wurden Kontaktallergien mit ähnlich zusammengesetzten Produkten beschrieben.</p>	

Note <ul style="list-style-type: none">Light can lead to premature curing. Recap syringe after each use. To prevent run off, pull back the syringe plunger. For repairs, the treated surface must be roughened first.	
General information	
Preliminary preparation <p>Cleansing the tooth</p> <p>Cleanse tooth to be treated and the adjacent teeth using a brush and prophy paste which does not contain fluoride.</p>	
Selection of shade <p>Selection of shade should be made before isolation. The shade is ideally determined in broad daylight using the VitaTM Shade Guide. Shades reach their final tone 24 hours after curing.</p>	
Isolation of the cavity (rubber dam) <p>Adequate isolation is absolutely necessary for achieving optimum results. The use of HYGENIC®/Roeko Dental Dams are recommended.</p>	
Matrix and inter-dental wedges <p>When working approximally, apply a thin matrix band. Fix the matrix proximally using interdental wedges.</p>	
Adhesive system <p>Apply adhesive system (e.g. Coltène® One Coat Bond SL oder A.R.T. BOND) according to the corresponding instructions for use.</p>	
Working time <p>Brilliant Flow is light sensitive and should not be left too long under intensive light before curing, especially operatory light or sun light.</p>	
Polymerization <p>Brilliant Flow can be cured using all current curing lights (e.g. Coltolux® LED).</p>	
Recommended exposure times:	
Layer Thickness: 2 mm	> 500 mW/ cm²
Brilliant Flow A1 /B1	20 s
Brilliant Flow A2 /B2	20 s
Brilliant Flow A3 /D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 /B3	20 s
Brilliant Flow A4 /M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s

entre el diente y el material de obturación y como consecuencia aumentar el sellado marginal.	
Protección Pulpar <p>Se recomienda proteger las zonas cercanas a la pulpa con cementos de hidróxido de calcio.</p>	
Aplicación del Brilliant Flow <p>Aplique el material utilizando la punta del aplicador directamente en la cavidad.</p>	
Aplicación de Brilliant Flow en restauraciones indirectas	
Previamente, trabaje las superficies de contacto siguiendo las instrucciones del fabricante.	
Aplicación de Brilliant Flow <p>Coloque el material utilizando la punta del aplicador directamente en la restauración dentro de la cavidad.</p>	
Remoción del exceso de material <p>Elimine el exceso de material con un instrumento duro (ejemplo, con un cepilló ó con una espátula) Posteriormente, mantenga la restauración presionando en su posición y elimine el exceso de material con una espátula ó con cualquier otro instrumento adecuado.</p>	
Polymerización <p>Tiempo recomendado de fotopolimerización: 40 s. por cada lado.</p>	
Medidas de emergencia <p>En el caso de contacto directo con la mucosa oral, es suficiente con lavar con agua corriente. En caso de contacto con los ojos, aclare con bastante agua durante al menos 10 minutos y consulte con un oftalmólogo, mostrándole este folleto de instrucciones.</p>	
Nota <p>Únicamente se puede suministrar a odontólogos y a laboratorios dentales. ¡Mantenga el producto alejado de los niños! No debe utilizarse después de su fecha de caducidad.</p>	
Duración y marca del producto <p>La fecha de caducidad y el número [[[LOT]]] están marcados en el empaque.</p>	
Almacenamiento <p>4–23 °C/39–73 °F. Evite la exposición a la luz solar ó a cualquier otra fuente de calor.</p>	

Wechselwirkungen

Eugenol-/nelkenöhlhaltige Werkstoffe führen zu Aushärtungsstörungen von Brilliant Flow. Deshalb ist die Verwendung von Zinkoxid-Eugenol-Zementen in Verbindung mit Brilliant Flow zu vermeiden.
In Kontakt mit kationischem Mundwasser sowie bei Plaquerevelatoren und Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

Hinweis
<ul style="list-style-type: none">Spritzen nach Gebrauch sofort verschließen. Lichtzutritt führt zu vorzeitiger Polymerisation. Um ein Nachfließen zu verhindern, Spritzenkolben entlasten. Bei Reparaturen muss die zu bearbeitende Fläche zuerst aufgeraut werden.

Allgemeine Informationen

Vorbereitung

Zahnreinigung

Den zu versorgenden Zahn und dessen mesiale und distale Nachbarn mit Bürste und fluorfreier Reinigungspaste reinigen.

Farbauswahl

Die Farbauswahl erfolgt vor der Trockenlegung. Sie wird idealerweise bei gutem Tageslicht oder unter Tageslichtlampen mit dem VITATM Farbschlüssel bestimmt. 24 Stunden nach der Aushärtung sind die effektiven Farbtöne erreicht.

Trockenlegung (Kofferdam)

Trockenes Arbeiten ist die Grundlage für optimale Resultate. Die Verwendung von HYGENIC®/Roeko Dental Dam wird empfohlen.

Matrize/Interdentalkaile

Beim Arbeiten im Approximalbereich dünnes Matrizenband anlegen. Mit Interdentalkailein die Matrize approximal fixieren.

Adhäsiv-System

Das Adhäsiv-System (z.B. Coltène® One Coat Bond SL oder A.R.T. BOND) gemäß der jeweiligen Gebrauchsinformation anwenden.

Verarbeitungszeit

Brilliant Flow ist lichtempfindlich und sollte vor der Polymerisation nicht zu lange intensiver Belichtung, insbesondere dem Operationslicht oder Sonnenlicht, ausgesetzt sein.

Finishing <p>For the tooth preparation, appropriate rotary instruments and polishers from the Diatech/Alpen range can be used. Fluoridate all surfaces after completion.</p>	
Application of Brilliant Flow for direct restorations	
Preparation of the cavity <p>When preparing the cavity, every effort possible should be made to use a technique that preserves tooth structure (principle of the Adhesive Restoration Technique). Prepare enamel and dentin using 80 µm preparation diamonds and finish using 25 µm finishing diamonds. Bevelled enamel margins are recommended to increase the area of adhesion between tooth and filling material and thereby optimize the marginal seal.</p>	
Pulp Protection <p>Covering the areas close to the pulp with hard-setting calcium hydroxide cements using the spot technique protects the pulp against bacterial infiltration.</p>	
Application of Brilliant Flow <p>Apply the material using the mounted applicator tip directly into the cavity.</p>	
Application of Brilliant Flow for indirect restorations	
Pretreat contact surfaces of cavity according to the corresponding manufacturer's instructions for use.	
Application of Brilliant Flow <p>Dispense the material using the mounted applicator tip directly into the restoration or cavity preparation. Position restoration in place using gentle pressure.</p>	
Removal of excess material <p>Rough excess material (e.g. brush or spatula). Afterwards, hold restoration with pressure in position and remove additional excess material with a spatula or a suitable instrument.</p>	
Polymerization <p>Recommended curing time: cure each side for 40 s.</p>	
Emergency measuress <p>In the case of direct contact with the oral mucosa, rinsing with tap water is sufficient. In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water (10 min), and consult an ophthalmologist showing these instructions for use.</p>	

Control de Infecciones <p>Por razones higiénicas, el aplicador de Brilliant Flow está diseñado para utilizarse una sola vez.</p>	
Fecha de publicación <p>03-2017</p>	
Instruções de utilização	PT
Definição <p>O Brilliant Flow é um compósito fluido radiopaco com nano carga para indicações especiais. O Brilliant Flow é polimerizado na cavidade dental ou num molde com todas as lâmpadas de fotopolimerização actuais (p. ex. Coltolux® LED).</p>	
Composição <p>Metacrilatos Vidro de bário, silanizado Ácido silícico amorfo, hidrofóbico</p>	
Dados Técnicos <p>Conforme às normas ISO 4049 Tamanho médio das partículas de carga: 0,6 µm Gama de tamanho das partículas: 0,04–2,5 µm</p>	
Brilliant Flow: <p>Porcentagem por volume de carga inorgânica total: 42% Porcentagem por peso de carga inorgânica total: 63%</p>	
Indicações <ul style="list-style-type: none">Obturações directas de tipo V (cáries cervicais, erosão de raízes, defeitos em forma de calço) Restaurações de dentes anteriores (classe III, IV) Pequenas obturações na região posterior Obturações de cavidades mínimas Restaurações de facetas de compósito e cerâmica Bloqueio de reentrâncias Cimentação adesiva de restaurações de compósito e cerâmica, se for possível a penetração da luz. Restaurações de resina provisórias	
Contra-indicações <p>Caso haja alergias a quaisquer componentes do Brilliant Flow. Se o campo de aplicação não puder ser isolado durante a aplicação e polimerização do Brilliant Flow. Em pacientes com uma higiene oral deficiente.</p>	

Polymerisation

Brilliant Flow kann mit allen gängigen Polymerisationslampen (z.B. Coltolux® LED) ausgehärtet werden.

Empfohlene Belichtungszeiten:	
Schichtdicke: 2 mm	> 500 mW/ cm²
Brilliant Flow A1 /B1	20 s
Brilliant Flow A2 /B2	20 s
Brilliant Flow A3 /D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 /B3	20 s
Brilliant Flow A4 /M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Ausarbeiten <p>Das Ausarbeiten kann mit geeigneten rotierenden Instrumenten und Polierern der Diatech Linie durchgeführt werden. Nach dem Ausarbeiten alle bearbeiteten Flächen fluoridieren.</p>	
Anwendung Brilliant Flow – direkte Restaurationen	
Präparation der Kavität <p>Bei der Präparation der Kavität soll möglichst eine zahnhartsubstanzschonende Technik angestrebt werden (Prinzip der »adhäsiven Restaurationstechnik«). Schmelz und Dentin mit 80 µm Präparierdiamanten bearbeiten und mit 25 µm Finierdiamanten fnieren. Anschrägung des Schmelzrandes ist empfehlenswert, um die Haftfläche zwischen Zahn und Füllungs-material zu vergrößern und damit den Randschluss zu optimieren.</p>	
Unterfüllung <p>Eine punktförmige Abdeckung pulpanaher Stellen mit hart abbindenden Kalziumhydroxid-Zementen schützt die Pulpa am besten vor Bakterieninfiltration.</p>	
Applizieren von Brilliant Flow <p>Das Material mit aufgesetzter Applikationsnadel direkt in die Kavität dosieren.</p>	
Anwendung Brilliant Flow für indirekte Restaurationen	
Vorbehandlung der Restaurationsinnenseite/ Kontaktflächen. Kontaktflächen der Restauration immer gemäß den Angaben des Herstel-	

Note <p>Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions. Keep out of the reach of children! Should not be used after expiration date.</p>	
Shelf life and marking <p>The expiration date and the [[[LOT]]] number are marked on the packaging containers.</p>	
Storage <p>4–23 °C/39–73 °F. Avoid exposure to direct sunlight or other heat sources.</p>	
Caution <p>Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.</p>	
Infection control <p>For hygienic reasons, the application tips use Brilliant Flow are only designed for single use.</p>	
Date of issue <p>03-2017</p>	
Instrucciones para el uso	ES
Definición <p>Brilliant Flow es un composite nano hibrido fotopolimerizable, radio-opaco que tiene indicaciones especiales de uso. Brilliant Flow puede polimerizarse dentro de la cavidad dental ó en modelos de estudio, así como también con todas las lámparas de fotopolimerización (ejemplo Coltolux® LED).</p>	
Composición <p>Metacrilatos Bario de vidrio Silica amorfa silanizada hidrófoba</p>	
Datos Técnicos <p>Cumple la ley ISO 4049 Tamaño medio de la partícula de relleno: 0,6 µm Rango del diámetro de las partículas: de 0,04–2,5 µm</p>	
Brilliant Flow <p>Porcentaje en volumen del relleno inorgánico total: 42% Porcentaje en peso del relleno inorgánico total: 63%</p>	
Indicaciones <ul style="list-style-type: none">Restauraciones directas de clase V (caries cervical, erosiones radiculares, defectos en forma de cuña) Restauraciones en dientes anteriores (clases III, IV)	
Efeitos colaterais <p>Não são conhecidos efeitos colaterais sistemáticos. Foram comunicados casos individuais de alergias no contacto com produtos de composição semelhante.</p>	
Interações com outras substâncias <p>As substâncias que contém eugenol e/ou óleo de cravinho podem afectar a polimerização do Brilliant Flow. Deve, assim, evitar-se o uso de cimentos com óxido de zinco/ eugenol em conjunto com o Brilliant Flow. Podem surgir descolorações aquando do uso de colutórios catiónicos, indicadores de placa bacteriana ou clorhexidina.</p>	
Observação <ul style="list-style-type: none">A luz pode levar a uma polimerização prematura. Volte a colocar a tampa da seringa após cada utilização. Para evitar que transborde, puxe o êmbolo da seringa. Para restaurações, a superfície em questão tem de ser tratada em primeiro lugar.	
Informações gerais	
Preparação preliminar <p>Limpeza do dente</p> <p>Limpe o dente a ser tratado e os dentes adjacentes com uma escova e pasta dentífrica sem fluoreto.</p>	
Seleccão da tonalidade <p>Selecione a tonalidade antes do isolamento. A tonalidade deve ser determinada, de preferência, à luz do dia, utilizando o guia de tonalidades VitaTM. As tonalidades atingem o seu tom final 24 horas após a polimerização.</p>	
Isolamento da cavidade (dique de borracha) <p>É imprescindível um isolamento adequado para obter resultados ideais. Recomenda-se a utilização de Diques Dentários HYGENIC®/Roeko.</p>	
Matriz e cunhas interdentárias <p>Aplique uma fita de matriz fina quando trabalhar de forma proximal. Fixe a matriz de de forma proximal com cunhas interdentárias.</p>	
Sistema adesivo <p>Aplique o sistema adesivo (p.ex. Coltène® One Coat Bond SL ou A.R.T. BOND) de acordo com as respectivas instruções de utilização.</p>	
Tempo de operação <p>O Brilliant Flow é fotosensível e não deve ser</p>	

lers vorbehandeln.

Applizieren von Brilliant Flow

Das Material mit aufgesetzter Applikationsnadel direkt in die Restauration oder Präparation dosieren, Restauration mit einem leichten Druck in Position bringen.

Überschussentfernung <p>Groben Überschuss (z.B. mit Pinsel oder Spatel) entfernen. Danach die Restauration mit erhöhtem Druck in Position halten und den restlichen Überschuss mit einem Spatel oder geeignetem Instrument entfernen.</p>	
Polymerisation <p>Empfohlene Belichtungszeiten: Von jeder Seite für 40 Sekunden aushärten.</p>	
Notfallmaßnahmen <p>Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.</p>	
Hinweise <p>Abgabe nur an Zahnärzte oder Zahntechniker oder in deren Auftrag. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.</p>	
Haltbarkeit und Markierung <p>Das Verfalldatum und die [[[LOT]]] Chargen-Bezeichnung sind auf den Behältnissen ersichtlich.</p>	
Lagerung <p>Lagerung: 4–23 °C/39–73 °F. Nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.</p>	
Hygiene-Tips <p>Als hygienischen Gründen sind die Applikationsnadeln für Brilliant Flow nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.</p>	
Herausgabe dieser Gebrauchsinformation <p>03-2017</p>	
Instructions for use	EN
Definition <p>Brilliant Flow is a nanofilled, radiopaque flowable composite for special indications. Brilliant</p>	

Restauraciones pequeñas en la zona posterior	
<ul style="list-style-type: none">Restauraciones pequeñas Restauraciones de composite y coronas cerámicas veneers Restauración de pequeñas imperfecciones Cementados de composite y restauraciones de cerámica siempre y cuando sea posible la penetración de la luz. Restauraciones preventivas de resina	
Contraindicaciones <p>Sí existe alergia a alguno de los componentes de Brilliant Flow. Si el campo de aplicación no se puede aislar durante la aplicación y fotopolimerización del producto y en pacientes con mala higiene oral.</p>	
Efectos colaterales <p>No se conoce ningún efecto colateral a nivel sistémico. En casos aislados se ha reportado alergias por contacto con productos que tienen composición similar.</p>	
Interacciones con otros agentes <p>Los agentes que contienen eugenol y/o aceite de clavo pueden afectar la polimerización del Brilliant Flow. Debe de evitarse el uso de cementos de oxido de zinc-eugenol combinado con el Brilliant Flow. Puede ocurrir decoloración al utilizar enjuagues catiónicos así como también cuando se utiliza indicadores de placa con clorhexidina.</p>	
Nota: <ul style="list-style-type: none">La luz puede dar lugar a una polimerización prematura. Tape la jeringa después de cada uso. Para evitar que se formen residuos retire el émbolo de la jeringa. Cuando se lleven a cabo reparaciones, la superficie debe estar previamente rugosa.	
Información General	
Preparación Preliminar <p>Limpieza del diente</p> <p>Limpie bien el diente que va a tratar así como también el diente adyacente con un cepillo apropiado y con pasta de profilaxis que no contenga flúor.</p>	
Selección del tono <p>La selección del color debe hacerse antes de aislar. El tono debe de seleccionarse en zonas muy iluminadas con luz natural y se debe utilizar la guía VitaTM. El tono final se consigue 24 horas después de la polimerización.</p>	

Flow is cured in a tooth cavity or on a model with all current light-curing lamps (e.g. Coltolux® LED).

Composition <p>Metacrylates Barium glass, silanized Amorphous silica, hydrophobic</p>	
Technical data <p>Complies with ISO 4049 Average filler particle size: 0.6 µm Range of particle size: 0.04–2.5 µm</p>	
Brilliant Flow <p>Percentage by volume of total inorganic filler: 42% Percentage by weight of total inorganic filler: 63%</p>	
Indications <ul style="list-style-type: none">Direct fillings of class V (cervical caries, root erosion, wedge-shaped defects) Repairs to anterior teeth (class III, IV) Small fillings in the posterior region Fillings of minimal cavities Repairs of composite and ceramic veneers Block out of undercuts Adhesive cementing of composite and ceramic restorations, if light penetration is possible. Preventive resin restorations	
Contra-indications <p>If any allergies exist to any components within Brilliant Flow. If the application field cannot be isolated during application and curing of Brilliant Flow. For patients with poor oral hygiene.</p>	
Side effects <p>No systemic side effects are known. Contact allergies with products of similar composition have been reported in isolated cases.</p>	
Interactions with other agents <p>Agents containing eugenol and/or oil of cloves may affect the polymerization of Brilliant Flow. The use of zinc-oxide-eugenol cements in combination with Brilliant Flow should therefore be avoided. Discolorations may occur when using cationic mouth rinses as well as plaque indicators or chlorhexidin.</p>	

Aislamiento de la cavidad (dique de goma) <p>Es indispensable llevar a cabo un aislamiento apropiado para obtener los mejores resultados. Se recomienda utilizar el dique de goma HYGENIC®/Roeko.</p>	
Matriz y cuñas interdentales <p>Cuando se trabaja en las zonas interdentales, coloque una banda matriz delgada. Fije la banda en la zona inter-proximal utilizando una cuña.</p>	
Sistema adhesivo <p>Coloque un sistema adhesivo (ejemplo Coltène® One Coat Bond SL o A.R.T. BOND) siguiendo las instrucciones del fabricante.</p>	
Tiempo de Trabajo <p>Brilliant Flow es sensible a la luz y no debe de mantenerse demasiado tiempo bajo luz intensa, especialmente la luz de la lámpara ó la luz solar.</p>	
Polimerización <p>Brilliant Flow se puede polimerizar utilizando todas las lámparas de fotopolimerización (ejemplo Coltolux® LED).</p>	
Tiempos recomendados de exposición:	
Grosor de la capa: 2 mm	> 500 mW/ cm²
Brilliant Flow A1 /B1	20 s
Brilliant Flow A2 /B2	20 s
Brilliant Flow A3 /D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 /B3	20 s
Brilliant Flow A4 /M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Acabado <p>Para la preparación del diente, se pueden utilizar instrumentos rotatorios y de pulido apropiados de la gama Diatech /Alpen. Al finalizar, aplique flúor en todas las superficies.</p>	
Aplicación del Brilliant Flow en restauraciones directas	
Preparación de la cavidad <p>Cuando lleve a cabo la preparación de la cavidad, debe de hacerse todo el esfuerzo posible de hacerlo con una técnica que mantenga la estructura dental (principio fundamental de la técnica de restauración adhesiva). Prepare el esmalte y la dentina utilizando una fresa de diamante de 80 µm y finalmente termine la preparación con una fresa de pulido de 25 µm. Se recomienda biselar los márgenes del esmalte para incrementar el área de adhesión</p>	

Aplicação do Brilliant Flow <p>Aplique o material com a ponta de aplicador montada directamente no preparado de restauração ou cavidade. Posicione a restauração com uma ligeira pressão.</p>	
Remoção do material excedentário <p>Material excedentário áspero (p.ex. escova ou espátula). De seguida, segure a restauração exercendo pressão, e retire o material excedentário adicional com uma espátula ou instrumento adequado.</p>	
Polimerização <p>Tempo de polimerização recomendado: polimerize cada lado por 40 seg.</p>	
Medidas de emergência <p>Em caso de contacto directo com a mucosa oral, basta enxaguar com água corrente. Em caso de contacto com os olhos, lave abundantemente com água (10 min), e consulte um oftalmologista, mostrando-lhe estas instruções de utilização.</p>	
Observação <p>Apenas fornecido a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com instruções destes. Mantenha fora do alcance das crianças! Não deve ser usado após a data de validade.</p>	
Durabilidade e marcação <p>A data de validade e número [[[LOT]]] são indicados nas embalagens.</p>	
Armazenamento <p>Armazene a 4–23 °C/39–73 °F. Evite exposição à luz solar directa ou outras fontes de calor.</p>	
Controlo de infeccões <p>Por razões de higiene, as pontas de aplicação do Brilliant Flow não devem ser reutilizadas.</p>	
Data de publicação <p>03-2017</p>	
使用说明	ZH
Coltène Brilliant Flow <p>“新碧瑞” 纳米填料流动复合树脂使用说明</p>	
定义 <p>Coltène Brilliant Flow 是一种具有纳米填料、X线阻射、可流动的、用于特定适应症的流动复合树脂。可在牙齿窝洞上或模型上使用Coltène® COLTOLUX光固灯或其他蓝光固化灯照射固化。</p>	

Definição

Coltène Brilliant Flow 是一种具有纳米填料、X线阻射、可流动的、用于特定适应症的流动复合树脂。可在牙齿窝洞上或模型上使用Coltène® COLTOLUX光固灯或其他蓝光固化灯照射固化。

BRILLIANT FLOW UNIVERSAL COMPOSITE

Coltène Brilliant Flow 组成成分	
甲基丙烯酸酯	
硅烷化钨玻璃	
疏水性无定型硅石	
技术数据	
参照ISO 4049	
无机填料平均大小:	0.6 μm
填料大小范围:	0.04–2.5 μm

Coltène Brilliant Flow	
无机填料的体积百分比:	42%
无机填料的重量百分比:	63%

适应症	
Coltène Brilliant Flow 适应于: <p>V类洞的直接充填（颈部龋坏，根面龋坏，楔状缺损）</p> 前牙修复（III、IV类洞） 后牙小型窝洞的充填 最小化备牙窝洞充填 复合树脂或瓷贴面修补 填补倒凹 如果光线可透射，可用于复合树脂或瓷修复体的粘接 用于预防性牙齿充填	

禁忌症	
对Coltène Brilliant Flow的任一成分曾有过敏史者；在釉质酸 后、充填操作及光固化过程中，不能保持牙面隔离的；口腔卫生很差者。	

副作用	
尚未发现任何全身的不良反应。曾见报道个别患者接触相似成分的产品后有过敏现象。	

与其它材料的相互作用	
含有丁香酚和 / 或丁香油的物质会影响本产品的聚合。避免氧化锌丁香酚粘固剂与本产品同时使用。使用阳离子漱口液、菌斑染色剂以及洗必泰可能使本产品变色。	

注意	
光线可导致本产品过早固化，每次使用完成后应封闭注射器避光保存。为防止材料流出过多，使用后尽量少量回拉注射器。作为修补材料使用时，应使修复体表面作粗糙处理。	

基本信息	
初始准备	

Brilliant Flow A3/ D3	20秒
Brilliant Flow A3.5/ B3	20秒
Brilliant Flow A4/ M5	20秒
Brilliant Flow Super White	20秒
Brilliant Flow Transparent	20秒

修形和抛光	
Alpen相应的旋转抛光器械或Diatech®“金霸王”修形金刚砂车针（粒度40um和15um）可用于最终的修形和抛光。修整后所有牙面都应涂氟处理。	

直接修复时的使用方法	
预备洞形 <p>预备窝洞时应尽可能保留牙齿硬组织（粘接修复的原理）。使用80um粒度的金刚沙车针预备牙釉质和牙本质，使用粒度为25um的金刚沙车针磨光锐利边缘。在釉质的边缘制备洞斜面，可以增加牙齿与充填材料之间的粘接面积，同时达到更好的边缘封闭。</p>	
垫底 <p>使用点技术将可自行固化的氢氧化钙覆盖接近牙髓的洞底，保护牙髓避免其受到细菌的侵袭。</p>	
使用Coltène Brilliant Flow的方法 <p>把材料通过预弯的复合树脂注射头直接注入洞内。</p>	
间接修复时的使用方法 <p>参照相应生产商的使用说明对窝洞表面进行处理。</p>	
使用Coltène Brilliant Flow的方法 <p>把材料通过预弯的复合树脂注射头直接注射到修复体表面或者预备的窝洞内。提供一定的压力防止修复体移动。</p>	
去除多余的材料 <p>初步去除过多的材料（使用小毛刷或者调和刀），然后，使用一定的压力保持修复体位置不动，使用小毛刷或者调和刀刮除过多的材料。</p>	
聚合固化 <p>推荐光照聚合时间：每一面光照40秒。</p>	
应急措施 <p>如果与口腔粘膜发生直接接触，用水冲洗即可。如不慎与眼睛接触，用水充分冲洗（10分钟），并携带此说明咨询眼科医师。</p>	
注意事项 <p>本产品仅可提供给牙医和牙科技师，或在他们的指导下使用。存放在远离儿童接触的地方！</p>	

Brilliant Flow A1/ B1	20秒
Brilliant Flow A2/ B2	20秒
Brilliant Flow A3/ D3	20秒
Brilliant Flow A3.5/ B3	20秒
Brilliant Flow A4/ M5	20秒
Brilliant Flow Super White	20秒
Brilliant Flow Transparent	20秒

修形和抛光	
Alpen相应的旋转抛光器械或Diatech®“金霸王”修形金刚砂车针（粒度40um和15um）可用于最终的修形和抛光。修整后所有牙面都应涂氟处理。	

直接修复时的使用方法	
预备洞形 <p>预备窝洞时应尽可能保留牙齿硬组织（粘接修复的原理）。使用80um粒度的金刚沙车针预备牙釉质和牙本质，使用粒度为25um的金刚沙车针磨光锐利边缘。在釉质的边缘制备洞斜面，可以增加牙齿与充填材料之间的粘接面积，同时达到更好的边缘封闭。</p>	
垫底 <p>使用点技术将可自行固化的氢氧化钙覆盖接近牙髓的洞底，保护牙髓避免其受到细菌的侵袭。</p>	
使用Coltène Brilliant Flow的方法 <p>把材料通过预弯的复合树脂注射头直接注入洞内。</p>	
间接修复时的使用方法 <p>参照相应生产商的使用说明对窝洞表面进行处理。</p>	
使用Coltène Brilliant Flow的方法 <p>把材料通过预弯的复合树脂注射头直接注射到修复体表面或者预备的窝洞内。提供一定的压力防止修复体移动。</p>	
去除多余的材料 <p>初步去除过多的材料（使用小毛刷或者调和刀），然后，使用一定的压力保持修复体位置不动，使用小毛刷或者调和刀刮除过多的材料。</p>	
聚合固化 <p>推荐光照聚合时间：每一面光照40秒。</p>	
应急措施 <p>如果与口腔粘膜发生直接接触，用水冲洗即可。如不慎与眼睛接触，用水充分冲洗（10分钟），并携带此说明咨询眼科医师。</p>	
注意事项 <p>本产品仅可提供给牙医和牙科技师，或在他们的指导下使用。存放在远离儿童接触的地方！</p>	

Brilliant Flow A1/ B1	20秒
Brilliant Flow A2/ B2	20秒
Brilliant Flow A3/ D3	20秒
Brilliant Flow A3.5/ B3	20秒
Brilliant Flow A4/ M5	20秒
Brilliant Flow Super White	20秒
Brilliant Flow Transparent	20秒

修形和抛光	
Alpen相应的旋转抛光器械或Diatech®“金霸王”修形金刚砂车针（粒度40um和15um）可用于最终的修形和抛光。修整后所有牙面都应涂氟处理。	

直接修复时的使用方法	
预备洞形 <p>预备窝洞时应尽可能保留牙齿硬组织（粘接修复的原理）。使用80um粒度的金刚沙车针预备牙釉质和牙本质，使用粒度为25um的金刚沙车针磨光锐利边缘。在釉质的边缘制备洞斜面，可以增加牙齿与充填材料之间的粘接面积，同时达到更好的边缘封闭。</p>	
垫底 <p>使用点技术将可自行固化的氢氧化钙覆盖接近牙髓的洞底，保护牙髓避免其受到细菌的侵袭。</p>	
使用Coltène Brilliant Flow的方法 <p>把材料通过预弯的复合树脂注射头直接注入洞内。</p>	
间接修复时的使用方法 <p>参照相应生产商的使用说明对窝洞表面进行处理。</p>	
使用Coltène Brilliant Flow的方法 <p>把材料通过预弯的复合树脂注射头直接注射到修复体表面或者预备的窝洞内。提供一定的压力防止修复体移动。</p>	
去除多余的材料 <p>初步去除过多的材料（使用小毛刷或者调和刀），然后，使用一定的压力保持修复体位置不动，使用小毛刷或者调和刀刮除过多的材料。</p>	
聚合固化 <p>推荐光照聚合时间：每一面光照40秒。</p>	
应急措施 <p>如果与口腔粘膜发生直接接触，用水冲洗即可。如不慎与眼睛接触，用水充分冲洗（10分钟），并携带此说明咨询眼科医师。</p>	
注意事项 <p>本产品仅可提供给牙医和牙科技师，或在他们的指导下使用。存放在远离儿童接触的地方！</p>	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	20 s
Brilliant Flow Transparent	20 s
Dokončování	
K úpravě zubu lze použít vhodné rotační a leštící nástroje řady Diatech / Alpen. Po dokončení všechny ošetěné povrchy fluoridujte.	
Použití kompozita Brilliant Flow na přímé výplně	
Preparace kavity	
Je-li to jen trochu možné, měly by být při preparaci kavity použity techniky, které chrání zubní strukturu (princip techniky pro adhezivní výplně). Sklovinu a dentin připravte 80 μm preparačními diamantovými nástroji a konečnou úpravu proveďte 25 μm dokončovacími diamantovými nástroji. Doporučuje se zkosení okrajů skloviny za účelem zvětšení plochy adheze mezi zubem a materiálem výplně, a optimalizace těsnosti okrajů.	
Ochrana zubní dřeně	
Pokrytí ploch v blízkosti dřeně dotvrda tuhnutími cementy s obsahem hydroxidu vápenatého při využití bodové techniky zajistí ochranu dřeně proti bakteriální infiltraci.	

Polimerizace	
Композитум Brilliant Flow lze polymerovat všemi současnými lampami pro polymeraci světlem (např. Coltolum® LED).	
Doporučené expoziční časy:	
Тloušťка vrstvy: 2 mm	> 500 mW / cm²
Brilliant Flow A1 / B1	20 s
Brilliant Flow A2 / B2	20 s
Brilliant Flow A3 / D3	20 s
Brilliant Flow A3.5 / B3	20 s
Brilliant Flow A4 / M5	20 s
Brilliant Flow Super White	