



REF 000 249

# ORANGE CLEANER SPRAY

**Inhalt/Content/Contenu/  
Zawartość/Obsah/Tartalma:**

e 250 ml

GB ORANGE CLEANER SPRAY

F ORANGE CLEANER SPRAY

PL ORANGE CLEANER W SPRAYU

CZ ORANGE CLEANER ČISTIČÍ SPREJ

H ORANGE CLEANER SPRAY



335 3

⊕ Reinigungsspray auf Basis natürlicher Orangenöle zur Entfernung von Zinkoxyd, Zement-, Alginat- und Gipsresten sowie Abformpasten, Blutresten und sonstigen Verunreinigungen. Das M+W Orange Cleaner Spray ist verträglich mit Abdrucklötlöt, Instrumenten, Glasplatten, Keramik. Es eignet sich ideal zur Reinigung von Edelstahl und anderen Oberflächen. Der Lösung Film kann mit Wasser abgewaschen werden. Nicht auf lösungsmittelbeständigen Kunststoffen verwenden. Oberflächen aus einer Entfernung von ca. 20-30cm flächig einprägen. **H 222-H 229** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. **H 410** Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **H 315** Verursacht Hautreizungen. **H 317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Hitze-/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen/Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. Enthält Orangenterpene.

⊕ Cleaning spray based on natural orange oils for the removal of zinc oxide, cement, alginate and plaster residues, as well as impression pastes, blood residues and other contaminants. The M+W Orange Cleaner Spray is compatible with impression trays, instruments, glass plates, ceramic. It is ideally suited for cleaning stainless steel and other surfaces. The oily film can be washed away with water. Do not use on plastics unstable for solvents. Spray surfaces extensively from a distance of approx. 20-30 cm. **H 222-H 229** Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. **H 410** Very toxic to aquatic life with long lasting effects. **H 315** Causes skin irritation. **H 317** May cause an allergic skin reaction. Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. Do not smoke. Do not spray into an open flame or other ignition source. Pressurized container: do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves and eye protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Keep away from direct sunlight. Do not expose to temperatures over 50°C. Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations. Contains orange terpenes.

⊕ Spray nettoyant à base d'essence d'orange naturelle permettant d'éliminer l'oxyde de zinc, les résidus de ciment, d'alginate et de plâtre ainsi que les pâtes d'empreinte, les résidus sanguins et autres impuretés. Le spray M+W Orange Cleaner est compatible avec les porte-empreintes, les instruments, les plaques en verre, la céramique. Il est idéal pour nettoyer l'acier inoxydable et d'autres surfaces. Le film huileux peut être éliminé avec de l'eau. Ne pas utiliser sur les matières plastiques ne résistant pas aux solvants. Vaporiser les surfaces à une distance d'environ 20-30 cm. **H 222-H 229** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. **H 410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **H 315** Provoque une irritation cutanée. **H 317** Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforez ni brûler, même après utilisation. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. Tenir à l'abri de la lumière du soleil. Ne pas conserver à des températures supérieures à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient conformément aux directives locales/régionales/nationales/internationales. Contient du terpène d'orange.

⊕ Spray do czyszczenia na bazie naturalnych olejków pomarańczowych przeznaczony do usuwania tlenku cynku, pozostałości cementu, alginatu i gipsu, a także past do formowania, pozostałości krwi i innych zanieczyszczeń. M+W Orange Cleaner w sprayu nadaje się do czyszczenia łyżek wyciskowych, narzędzi, płytek szklanych i ceramiki. Doskonale sprawdza się jako środek do czyszczenia stali szlachetnej i innych powierzchni. Olejowy film można zmyć wodą. Nie stosować do tworzyw sztucznych nieodpornych na działanie rozpuszczalników. Rozpylać na powierzchni z odległości ok. 20-30 cm. **H 222-H 229** Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. **H 410** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **H 315** Działa drażniąco na skórę. **H 317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/drzewień/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem: Nie przekłuwaj ani nie spalaj, nawet po zużyciu. Unikaj wdychania pyłu lub wpyłu: Zasięgaj porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C. Ustawianie zawartości/pojemnika zgodnie z miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. Zawiera terpen pomarańczowy.

⊕ Čistič í sprej na bázi prírodných pomarančových olejů k odstranování oxidu zinečnatého, zbytků cementu, alginátu a sádry, otiskových kóty, zbytků krve a dalších nečistot. Sprej M+W Orange Cleaner lze používat na otiskovací liče, nástroje, skleněné desky i keramiku. Hodi se ideálně k čištění ušlechtilé oceli a dalších povrchů. Olejovou vrstvu lze smýt vodou. Používejte pouze na plasty odolné vůči rozpouštělům. Pipravěk stříkajte na povrch plošně ze vzdálenosti asi 20 až 30 cm. **H 222-H 229** Extrémne ľahký aerosol. Nádobá je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. **H 410** Vysoko toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **H 315** Dráždí kůži. **H 317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Nestříkajte do otevřené ohně nebo jiných zdrojů zaplňování. Taková nádobá: neprokládejte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vedchováním prachu/dýmu/plhny/mlhny/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Zneškodněte obsah/obal v souladu s místními/regionalními/národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje terpeny z pomarančí.

⊕ Természetes narancsolaj alapú tisztító spray cinkoxid, cement-, alginát- és gipszmaradványok, valamint lenyomatpasztok, vérmaradványok és egyéb szennyeződések eltávolítására. Az M+W Orange Cleaner használható lenyomatkanalakon, műszereken, üveglapokon, keramikán. Ideális nemestem éf a tisztítására. Az olajos filmregett vízzel lemosható. Ne használja oldószerreke érékeny műanyag felületen. A felületet kb. 20-30 cm távolságtól fújja le. **H 222-H 229** Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A tartály nyomás alatt van. Hő hatására feltehetően. **H 410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszúan tartó károsodást okoz. **H 315** Bőrirritáló hatású. **H 317** Allergiás bőreakciókat válthat ki. Gyermekektől távol tartandó. Hőforrástól/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. A fakanakon tilnyomás uralkodik. Felnyitni, felszúrni, tűzbe dobni még üres állapotában is tilos. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/aeroszol bekegését. Használata közben viseljen védőkesztyűt és védőszemeveget. Bőrirritáció vagy lenyelés esetén: keresse fel orvosát. Napfénytől és 50°C feletti hőmérséklettől távol tartandó. A flakon megsemmisítéséről a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetközi előírások szerinti járjon el. Narancsterpentin tartalmaz.

Stand:080318

**M+W Dental**Müller & Weygandt GmbH • Reichardsweide 40  
63654 Büdingen • Tel.: +49 (0)6042 – 88 00 88