

Harvard MTA XR Flow EWT - OptiCaps®

Endodontický opravný cement

Harvard MTA XR Flow EWT je endodontický opravný cement v podobě OptiCaps®. Díky své tekuté konzistenci v kombinaci s dlouhou pracovní dobou je Harvard MTA XR Flow EWT SET ideální volbou pro rototické výplně (ortográdní). Harvard MTA XR Flow EWT powder sestává z velmi jemných hydrofilních částic několika hydraulických minerálních oxidů. Po kontaktu s Harvard MTA XR Flow EWT liquid vytváří gel, který vytvrzuje na nepropustnou bariéru.

Harvard MTA XR Flow EWT je dodáván v podobě OptiCaps®. OptiCaps® se snadno aktivují a obsah kapsle se snadno vytlačí s aplikátorem kapsle. Míchání kapslí (doba míchání 30 sekund) je dosaženo vysokofrekvenčním směšovačem s přibližně 4300 kmity / min, jako je Capmix.

1. Indikace

· Plnění kořenového konce (ortográdní)

2. Kontraindikace

Neznámá

3. Vedlejší účinky

Neznámé

4. Aktivace a míchání (viz Návod pro OptiCaps®)

OptiCaps® aktivujte a promíchejte podle informací uvedených v návodu.

Doba míchání pro OptiCaps® je 30 sekund.

Pozor:

Vyhnete se časovým prodlevám mezi procesy aktivace, míchání a nanášení, jakmile je materiál v procesu nastavování; doby zpoždění mohou narušit nebo zabránit aplikaci materiálu. Materiál musí být extrudován do 1 minuty po ukončení míchání.

Abyste zabránili dehydrataci během nastavení, použijte intraorální dávku Harvard MTA XR Flow EWT ihned po míchání.

Pracovní doba Harvard MTA XR Flow EWT jsou 4 minuty od začátku míchání (při 23 °C).

5. Použití: Plnění kořenového konce (ortográdní)

Umístěte kofferdam a vyčistěte systém kořenových kanálků pomocí nástrojů uvnitř kanálku a zavlážete s NaOCl. Kořenový kanálek vysušte papírovými čípkami.

Pro dezinfekci umístěte pastu hydroxidu vápenatého do kořenového kanálku po dobu jednoho týdne.

Uzavřete přístupový otvor dočasným plnicím materiálem.

Míchejte Harvard MTA XR Flow EWT, jak bylo popsáno výše v bodě 4, a vytlačte ho na skleněnou desku nebo do připravené dutiny s použitím vhodných zubních přístrojů.

Pomocí vhodného nástroje aplikujte malé množství Harvard MTA XR Flow EWT do apikální oblasti. Vytvořte 3 - 5 mm bariéru Harvard MTA XR Flow EWT.

Zkontrolujte polohu Harvard MTA XR Flow EWT rentgenem. Pokud nebyla vytvořena dostatečná bariéra, vypláchněte Harvard MTA XR Flow EWT z kanálku a opakujte postup.

Odstraňte přebytečnou vlhkost vlhkým bavlněným peletem nebo papírovým čípkem.

Umístěte vlhký bavlněný pelet do přístupu do kořenového kanálku a naneste dočasný plnicí materiál.

Případně uzavřete přípravek s vhodným výplňovým materiálem a utěsněte dutinu těsněním.

Obě možnosti lze provést nejdříve 10 minut po umístění Harvard MTA XR Flow EWT.

Harvard MTA XR Flow EWT opravný materiál zůstává jako trvalá součást plnění kořenového kanálku.

Další poznámky

· Po aplikaci opatrně ošetřete vložený MTA cement.

· Před použitím skladujte Harvard MTA XR Flow EWT v uzavřeném obalu na suchém místě.

· Intraorální aplikace Harvard MTA XR Flow EWT se musí provádět ihned po míchání, aby nedošlo k dehydrataci během nastavení.

· Harvard MTA XR Flow EWT může způsobit změnu barvy. Použijte Harvard MTA XR Flow EWT pouze v kořenovém kanálku a / nebo v dřevěné dutině.

Skladování

Skladujte Harvard MTA XR Flow EWT na suchém místě při teplotě 2-25 °C. Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

OptiCaps® jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Záruka

Harvard Dental International GmbH zaručuje, že tento výrobek nebude obsahovat vady materiálu a výroby.

Společnost Harvard Dental International neposkytuje žádné další záruky, včetně jakékoli předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro použití uživatelem. Pokud je tento výrobek v záruční době vadný, výhradní povinností společnosti Harvard Dental International je produkt opravit nebo nahradit.

Omezení odpovědnosti

S výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje, společnost Harvard Dental International GmbH neodpovídá za ztráty nebo škody vyplývající z tohoto produktu, bez ohledu na uplatněnou teorii, ať už přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou nebo následnou, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo přímé odpovědnosti.

Pouze pro zubní použití!

Skladujte produkt mimo dosah dětí!

Návod k použití musí být uchováván po dobu trvání aplikace.

Objednávka číslo. Článek

7081504 Harvard MTA XR Flow EWT, 2 x OptiCaps® à 0,25g"

Návod pro aktivaci a míchání Harvard MTA OptiCaps®:

Harvard MTA OptiCaps® před aktivací

- prášek, kapalina, píst

- Pro aktivaci Harvard MTA OptiCaps® stiskněte píst na tvrdém a rovném povrchu proti konci Harvard MTA OptiCaps®.

- Vložte Harvard MTA OptiCaps® do aplikátoru kapsle a pro standardizaci jednou klikněte

Poznámka: Píst musí být na stejné úrovni jako spodní část kapsle.

- Vložte Harvard MTA OptiCaps® do směšovače (nebo amalgamátoru), zavřete víko a okamžitě míchejte 30 sekund (cca 4300 km / min).

- Vyjměte kolík z trysky. V opačném případě může kapsle prasknout.

- Vložte Harvard MTA OptiCaps® do aplikátoru kapsle.

Dvakrát zatlačte páčku (2 kliknutí) a podepřete Harvard MTA OptiCaps®. Vytlačte smíchaný materiál na skleněnou desku a aplikujte přímo. Odblokujte pistoli (tlačítko A) a vyjměte Harvard MTA OptiCaps®.

Pouze s aplikátorem kapsle Harvard (objednací číslo 7092000) je zaručeno optimální množství smíchaného materiálu.

- S výběrem vhodného směšovače kapslí Vám ochotně pomohou naši obchodní a marketingoví kolegové.