

fr

COMPOSITION

Pâte fibreuse marron composée de : Penghawar djambi, eugenol, laurylsulfate de sodium, carbonate de calcium, arôme de menthe, excipients.

UTILISATION PREVUE

Pansement chirurgical d'une alvéole sèche

POPULATION CIBLE

Patients avec des dents permanentes (matures ou immatures).

INDICATION

Alveogyl est une pâte utilisée comme pansement en cas d'alvéole sèche.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensitivity à l'un des composants.
Après extraction des dents de lait.

CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCES

Performances techniques

Alveogyl est un pansement chirurgical alvéolaire utilisé après extraction dentaire, contenant des fibres de Penghawar permettant la compression.

Grâce à sa consistance fibreuse, la pâte adhère à l'alvéole et la protège en raison de son effet barrière. Assistée par les mouvements de la langue du patient, la pâte s'élimine progressivement sans l'intervention du praticien tandis que la cicatrisation naturelle de la plaie s'effectue.

PERFORMANCE CLINIQUE

Alveogyl fournit un environnement favorable à la guérison physiologique des tissus.

CONSIGNES D'UTILISATION

Avant d'insérer la pâte, réexaminer l'alvéole. Bien la nettoyer pour s'assurer d'enlever tous les résidus de l'intervention.

Prélever une petite boulette de pâte (environ 0,20 g) et l'insérer délicatement dans l'alvéole dentaire préalablement préparée.

MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'UTILISATION

Précautions d'utilisation

Les patients ne doivent pas se rincer la bouche avec vigueur dans les 24 heures après l'avulsion.

Ne pas traiter plus de 4 dents en une seule séance.

Refermer le capuchon immédiatement après utilisation.

Vérifier l'absence de résidus d'intervention avant d'insérer la pâte dans l'alvéole.

Avertissements

Le dispositif peut provoquer des irritations oculaires et des brûlures cutanées. Ne pas manipuler le dispositif sans un équipement de protection individuelle adapté.

Ne pas suturer par-dessus la pâte.

EFFECTS SECONDAIRES

Hypersensibilité possible à l'un des composants.

ELIMINATION

Noci pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

STOCKAGE

Alveogyl est stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette de la boîte, lorsqu'il est stocké entre 5 et 30 °C.

PRESENTATION

Pot contenant 10 g de pâte.

Destiné aux professionnels de santé dentaire uniquement

en

COMPOSITION

Brown fibrous paste composed of: Penghawar djambi, eugenol, sodium lauryl sulphate, calcium carbonate, mint flavour, excipients.

INTENDED USE

Dry-Socket Surgical dressing

INTENDED POPULATION

Patients with permanent teeth (mature or immature).

INDICATIONS FOR USE

Alveogyl is a paste used as dressing in case of dry socket.

CONTRA INDICATION

Hypersensitivity to one of the components.
Post-extraction of deciduous teeth.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Technical performance

Alveogyl is for alveolar surgical dressing after tooth extractions, with Penghawar fibers allowing compression.

The paste adheres to the alveolus due to its fibrous consistency and protects it with its barrier effect.

Assisted by the patient's tongue movements, it gradually self eliminates without any intervention by the practitioner as the normal healing of the wound takes place.

CLINICAL PERFORMANCE

Provides a favourable environment for physiological tissue healing.

INSTRUCTIONS

Before inserting the paste, re-examine the socket. The inside of the socket should be thoroughly curedtted to remove all debris.

Take a small pellet (about 0.20 g) of paste and place it gently into the prepared dental socket.

WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE

Precaution for use

Patients should not wash their mouth vigorously within the 24 hours following the avulsion.

Do not treat more than 4 teeth in one session.

Replace the cap immediately after use.

Confirm the absence of debris before inserting the paste in the alveolus.

Warnings

The device may cause eye irritation and skin burn. Do not handle the device without appropriate personal protective equipment.

Do not suture over the paste.

SIDE EFFECTS

Possible hypersensitivity to one of the components.

DISPOSAL

Harmful to aquatic life with long lasting effects.

STORAGE

Alveogyl is stable until the expiration date indicated on the box label, when stored at 5-30 °C.

PRESENTATION

Jar containing 10 g of paste.

For dental healthcare professional only

es

COMPOSICIÓN

Pasta fibrosa marrón, compuesta por: Penghawar djambi, eugenol, dodecilsulfato sódico, carbonato de calcio, sabor a menta, excipientes.

USO PREVISTO

Apósito quirúrgico para alveolitis seca

POBLACIÓN PREVISTA

Pacientes con dientes permanentes (maduros o inmaduros).

INDICACIÓN

Alveogyl es una pasta que se utiliza como apósito en caso de alveolitis seca.

CONTRAINDIACIÓN

Hipersensibilidad a uno de los componentes. Después de la extracción de dientes caducos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Rendimiento técnico

Alveogyl se utiliza como apósito quirúrgico alveolar después de las extracciones dentales, con fibras de Penghawar que permiten la compresión.

Nehmen Sie ein kleines Kugelchen (ca. 0,20 g) der Paste und geben Sie es vorsichtig in das vorbereitete Zahnfach.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Patienten sollten ihren Mund 24 Stunden lang nach der Zahextraktion nicht stark ausspülen.

RENDIMIENTO CLÍNICO

Proporciona un entorno favorable para la cicatrización tisular fisiológica.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de introducir la pasta, vuelva a examinar el alvéolo. Se debe legar completamente el interior del alveolo para eliminar todos los residuos.

Tome una pequeña bola (aproximadamente 0,20 g) de pasta y colóquela suavemente en el alvéolo preparado. Setzen Sie den Deckel sofort nach Gebrauch wieder auf.

Vergewissern Sie sich vor dem Einbringen der Paste in die Alveole, dass keine Ablagerungen vorhanden sind.

Das Produkt kann Augenreizungen und Hautverätzungen verursachen. Produkt nicht ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung handhaben.

Bringen Sie keine Naht über der Paste an.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Precauciones de uso

Los pacientes no deben lavarse la boca energicamente en las 24 horas siguientes a la avulsión.

No se deben tratar más de 4 dientes en una sesión. Vuelva a colocar el tapón inmediatamente después de su uso.

Confirme la ausencia de residuos antes de introducir la pasta en el alvéolo.

CLINICAL PERFORMANCE

Provides a favourable environment for physiological tissue healing.

INSTRUCCIONES

Before inserting the paste, re-examine the socket. The inside of the socket should be thoroughly curedtted to remove all debris.

Take a small pellet (about 0.20 g) of paste and place it gently into the prepared dental socket.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Precauciones de uso

El dispositivo puede causar irritación ocular o quemaduras en la piel. No manipule el dispositivo sin el equipo de protección personal adecuado.

No se debe suturar sobre la pasta.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Possible hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ELIMINACIÓN

Nociva para la vida acuática, con efectos duraderos.

ALMACENAMIENTO

Alveogyl se mantiene estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de la caja, si se almacena a 5-30 °C.

PRESENTACIÓN

Frasco con 10 g de pasta.

Solo profesionales de la salud dental

de

ZUSAMMENSETZUNG

Braune faserige Paste, bestehend aus: Penghawar-Djambi, Eugenol, Natriumlaurylsulfat, Calciumcarbonat, Minzaroma, Hilfsstoffe.

ALMACEHENE VERSANDUNG

Chirurgischer Verband bei trockener Alveole

VORGESEHEN PATIENTENPOPULATION

Patienten mit bleibenden Zähnen (reif oder unreif).

HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Alveogyl ist eine Paste, die als Verband bei einer trockenen Alveole verwendet wird.

GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

PRÄVENTION

Die Paste darf nicht über der Alveole verbleiben.

INSTRUKTIONEN

Antes de inserir la pasta, examine novamente o alvéolo.

O interior do alvéolo deve ser completamente raspado para remover todos os resíduos.

Pegue um pequeno grânulo (cerca de 0,20 g) de pasta e coloque-o suavemente no alvéolo dentário preparado.

PREPARACIÓN CLÍNICA

Alveogyl es una medicación quirúrgica para el alvéolo.

Los dientes no deben lavarse vigorosamente a boca nas 24 horas após a avulsão.

Não tratar mais de 4 dentes numa sessão.

Reponha a tampa imediatamente após a utilização.

Confirme a ausência de detritos antes de inserir a pasta no alvéolo.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Precauções de utilização

Os pacientes não devem lavar vigorosamente a boca nas 24 horas após a avulsão.

Предупреждения
Изделието може да причини дразнене на очите и парене на кожата. Не работете с изделието без подходящо лично защитно оборудване.
Не правете шевове върху пастата.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Потенциална свръхчувствителност към един от компонентите.

ИЗВЪРЛЯНЕ
Вредна за водни организми с дълготраен ефект.

СЪХРАНЕНИЕ
Alveogyl е стабилен до крайния срок, указан върху етикета, при съхранение в температурни граници от 5 до 30 °C.

ПРЕДСТАВЯНЕ
Бурканът съдържа 10 g паста.

Само за стоматологични здравни работници

(cs)

SLOŽENÍ
Hnědá fibrózní pasta s následujícím složením: Penghawar djambi, eugenol, laurylsíran sodný, uhlíčitan vápenatý, mätové aroma, pomocné látky.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Vysušovací kryt otvoru po chirurgické extrakci zuba

ZAMÝŠLENÁ SKUPINA
Pacienti se stálým chrupem (zralým nebo nezralým).

INDIKACE PRO POUŽITÍ
Alveogyl je pasta používající se jako vysušovací kryt rány po chirurgické extrakci zuba.

KONTRAINDIKACE
Předčítivělost na jednu nebo více složek.
Extrake mléčných Zubů.

CHARAKTERISTIKY VÝKONU
Technické funkce

Alveogyl je určen k alveolárnemu chirurgickému krytí po extrakci zuba, obsahuje vláknina Penghawar umožňující komprese.

Pasta přinle k alveole díky své vláknité konzistenci a chrání ji svým bariérovým účinkem.
Působenímu pohyb jazyka pacienta se postupně sama odstraňuje bez jakékoli zásahu lekáře, jak dochází k normálnímu hojení rány.

KLINICKÉ VLASTNOSTI
Poskytuje přiznivé prostředí pro fyziologické hojení tkáně.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před nanesením pasty otvor po extrahovaném zubu znovu kontrolujte.

Provědená kyretáz musí dokonale odstranit veškeré nečistoty.

Vezměte malý kousek pasty (asi 0,20 g) a vložte šetrně do vycístěného otvora po zuba.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ
Upozornění pro použití

Během 24 hodin po vytřízení zuba by si pacient neměl intenzivně využívat.

Neprovádějte ošetření víc než 4 zoubů najednou.

Po použití ihned nádobku uzavřete.

Před vložením pasty do alveole zkontrolujte absenci veškerých nečistot a zbytků.

Varování
Materiál může způsobit podráždění očí a popálení kůže. Nemanipulujte s ním bez vhodných osobních ochranných prostředků.

Po vložení pasty neprovádějte šití rány.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Předčítivělost na některou ze složek.

ZACHÁZENÍ S ODPADEM
Skadelig pro vodni organizmy s dlouhodobými účinky.

SKLADOVÁNÍ
Alveogyl je stabilní až do data expirace uvedeného na obalu, pokud je skladován při teplotě 5-30 °C.

BALENÍ
Lahvička obsahující 10 g pasty.

Určeno pro použití odborným stomatologem

(da)

KOMPOSITION

Brun fibros pasta sammensat af: Penghawar djambi, eugenol, natriumlaurylsulfat, calciumcarbonat, myntesmag, hjælpestoffer.

TILSIGTET BRUG

Kirurgisk forbinding af tor tandhule

TILSIGTET POPULATION

Patienter med permanente tænder (modne eller umodne).

INDIKATIONER FOR BRUG

Alveogyl er en pasta, der bruges som forbinding i tilfælde af tor tandhule.

KONTRAINDIKATIONER

Overførsomhet over for en af komponenterne.
Efter udtrækning af mælketænder.

SPECIFIKATIONER AF YDEEVNE

Teknisk ydeevne

Alveogyl er til alveolær kirurgisk forbinding efter tandtrækning. Med Penghawar-fibre, der tillader kompression.

Pasta klarer til alveolen på grund af dens fibrose konstens og beskytter den med sin bariérefekt.

Hjælpel af patientens tungebevægelser eliminerer den gradvis sig selv udén nogen indgraben fra tandlægen, efterhånden som den normale heling af såret finder sted.

KLINISK YDEEVNE
Giver et gunstigt miljø for fysiologisk værvsheling.

BRUGSANVISNING
Inden du indsatser pastaen, skal du undersøge tandhulen igen.

Inderiden af tandhulen skal være grundigt rentet for at fjerne alle rester.

Tag en lille pellet (ca. 0,20 g) pasta og læg den forsigtigt i den forberedte tandhule.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
VEDRØRENDE BRUG

Forsigtighedsregler ved brug
Patienter bør ikke vaskes deres mund kraftigt inden for 24 timer efter avulsionen.

Behandl ikke mere end 4 tænder i en session.
Sæt straks hæften på efter brug.

Bekräft fraværet af rester, før pastaen kommer i alveolen.

Advarsler

Enheden kan forårsage øjenirritation og hudforbrændinger. Enheden må kun håndteres ifort passende personlige væremidler.

SV ikke over pastaen.

BIVIRKNINGER

Mulig overførsomhed over for en af komponenterne.

BORTSKAFFELSE
Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

RENDELTETÉSSZERÜ HASZNÁLAT

Sebészeti sebhezvonal száraz fogmederer

OPBEVARING

Alveogyl er stabilt indtil udlebsdatoen angivet på æskens etiket, når det opbevares ved 5-30 °C.

PRESENTATION

Krukke med 10 g pasta.

Kun beregnet til at bruges af uddannet tandlegepersonale

(et)

KOOSTIS

Pruun kiuline pasta, mis sisaldbab: Penawar Djambet, eugenoli, natriumlaurylsulfat, kaltsiumkarbonati, mündi maitsseainet, abiaineid.

KAVANDATUD KASUTUS

Alveolaarse osteidi kirurgiline haavakate

SIHTRÜHM

Jäävhammasteaga patsiendid (väljaarenenud vői -arenemata)

KASUTUSNÄIDUSTUSED

Aveogyl on pasta, mida kasutatakse alveolaarse

vosteidi haavakatena.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ülitundlikkus mõne koostisosha suhtes.

Väljatömmatud piimahambad.

TOIMIVUSOMADUSED

Tehniline toimivus

Aveogyl on alveolaarne haavakate, mida kasutatakse pärast hamba väljatömbamist, ning Penawar Djambet toimiv kompressio.

Pasta nakkub tāru oma kuilisele konsistsile alveooli

pärla ning katib ja kaitseb seda.

Patsiendi keele liikumise töimel kaob see haava

loomuliku paranemisprotsessi käigus jätkub ise,

ilmia et arst peaks sekkuma.

KLINILINE TOIMIVUS

Loob soodsad tingimused koe füsioloogiliseks

paranemiseks.

KASUTUSJUHEND

Kontrollige veel kord haava enne, kui pasta sisestatakse.

Haava sisepindadelt tuleb kütetiga hoolikalt eemaldada kõik jäädv.

Võtke väike granul (u 0,20 g) pastat ja ettevaatlikult

pange see ettevalmistatud haavale.

KASUTAMISE HOIATUSED JA ETTEVAATUSAABILOUD

Ettevaatustabinõudus kasutamisel

Patsiendi ei tohi suud jõuliseid pesta 24 tunni jooksul

pärast hamba eemaldamist.

Arge ravige ühe raviseansi ajal rohkem kui nelja (4)

hammas.

Pärast kasutamist pange kork otsekohe tagasi peale.

Kontrollige jätkuvalt puudumist alveoolis, enne kui pasta

sisestatakse.

HOIATUSED

Meditinsiseade võib põhjustada silmade ärritust ja nahapõletust. Arge käsitsi meditinsiseade ilma sobivaid isikulikest kasutamata.

Arge ömvelge haava, millele on pandud pastat.

KÖRVALMÖJUD

Võimallik ülitundlikkus mõne koostisosha suhtes.

KÖRVALDAMINE

Kahjulik veereorganismidele, pikaajaline toime.

HOIJUSTAMINE

Alveogyl püsib stabiilsena kuni toote karbil märgitud

aegumiskuupäevani, kui seda säilitatakse temperatuuril

5-30 °C.

KARBISI SISU

Purk, mis sisaldbab 10 g pastat.

Kasutamiseks ainult hambaravispetalistidele

(hu)

ÖSSZETÉTEL

Rostos barpa paszta, melynek összetétele: penghawar djambi, eugenol, natrium-lauryl-sulfat, kalciumpi karbonát, menta aroma, segédanyagok.

RENDELTETÉSSZERÜ HASZNÁLAT

Padlószeti sebhezvonal száraz fogmederer

CÉLPOPULÁCIÓ

Maradvány fogakkal (fialat vagy kifejlett) rendelkező betegek.

FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT

Az Alveogyl egy sebhezvonal száraz fogmeder.

ELLENJAVALLAT

Tülleráként visszatérítendő.

TELEJSÍTMÉNYJELLEMZŐK

Műszaki teljesítmény

Az Alveogyl a fogmederben keletkező seb bevonására

szolgál foghuzás után. A benne található penghawar

rostok lehetővé teszik a kompressziót.

A pastas rostos átláagnak köszönhetően a fogmederhez

tapad, és védőréteget képezz körülötte.

A beteg nyelvénk mozgása által segítve önmagától

fókuszoltasan leválíthat a fog mederhez.

A beteg nyelvénk mozgása által segítve önm