

Profylaktická Pasta

Návod k použití

DŮLEŽITÝ

Před manipulací si přečtěte tento dokument "Návod k použití". Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.
SPECIÁLNĚ VYVINUTO PRO POUŽITÍ VE STOMATOLOGII

IDENTIFIKACE

Jméno Výrobku	Profylaktická Pasta
Název Společnosti	Perfection Plus Ltd
Adresa Společnosti	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Telefonní číslo společnosti	+44 (0) 2380 866 677

KÓD PRODUKTU REF

PP010/0001 – Perfection Plus Středně mátová 250g
 PP010/0002 – Perfection Plus Středně oranžová 250g
 PP010/0046 – Perfection Plus Hrubá máta 250g
 PP010/0047 – Perfection Plus Hrubá oranžová 250g
 PP095/4000 – Eco+ Středně mátová 300g
 PP095/4001 – Eco+ Hrubá oranžová 300g
 PP010/0051 – Perfection Plus Bez oleje Středně mátová 300g
 PP010/0054 – Perfection Plus Bez oleje Středně oranžová 300g
 PP010/0053 – Perfection Plus Bez oleje Hrubá máta 300g
 PP010/0052 – Perfection Plus Bez oleje Hrubá oranžová 300g

RYSY

Neobsahuje žádný fluorid a pouze přírodní aroma. Směs abraziva použitá v různých třídách má maximalizovat odstranění plaku a zubního kamene bez znatelného obrušování skloviny.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Profylaktická pasta je tixotropní: v případě potřeby lze tekutost pasty zvýšit jemnou špachtlí před použitím. Po použití vyměňte víko. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte s profylaktickým násadcem a kombinací kelímku a štětce.

NÁVOD K POUŽITÍ

Naplňte kalíšek/kartáček pastou a přeježdějte nízkou rychlostí po každém povrchu zubu, přičemž se ujistěte, že okraj kalíšku/kartáčku jde pod volný okraj gingiválního sulku. Tento postup opakujte pro každý zub, dokud nebudou ošetřeny všechny exponované plochy. Nevoskovaná dentální nit může být použita k odstranění přebytečné pasty přes mezizubní oblasti.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Po použití vyměňte víko. Skladujte v chladu a suchu.
 Zlikvidujte v souladu se všemi místními a národními předpisy, nevylévejte do kanalizace.
 Prázdné obaly nepoužívejte opakovaně.



VAROVÁNÍ

Nevystavujte pacienty nebo uživatele, o kterých je známo, že jsou alergičtí na některou ze složek tohoto materiálu. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou a v případě přetrvávajících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

OPATRNOST

Pokud dojde k závažné nežádoucí příhodě týkající se výrobku, měla by být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu.

KÓD ŠARŽE / DATUM VYPRŠENÍ PLATNOSTI

Číslo šarže by mělo být uváděno ve veškeré korespondenci. Kód šarže udává otevřený formát data výroby, měsíce, roku a dne s číselnou příponou pro jednoznačnou identifikaci šarže materiálu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Perfection Plus Ltd
 6 Westwood Court
 Brunel Road
 Totton
 Hampshire
 SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
 The Black Church
 St. Marys Place
 Dublin, Ireland
 D07 94AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
 Tower Business
 Centre
 2nd Floor Tower
 Street
 Swatar, Malta

