

PERIO-FLUSH

 ARKONA
rev. 3, 09.04.2024

PL Roztwór do płukania kieszonek przębných w dozowniku strzykawkowym
EN Solution for the irrigation of periodontal pockets in a syringe dispenser
FR Solution pour l'irrigation des poches parodontales dans une seringue
DE Lösung zur Spülung von Zahnfleischtaschen in einem Spritzenspender
ES Solución para la irrigación de las bolsas parodontales en jeringa dosificadora
IT Soluzione per l'irrigazione delle tasche parodontali in un dispenser a siringa
BG Разтвор за промиване на пародонтални джобове в диспенсъря спринцовка
CS Roztok pro vylápl parodontálních důšových chobót pomocí injekčního dvákovka
RO Soluție pentru irigaere pungilor parodontale într-o seringă dozatoare
PT Solução para a irrigação de bolsas periodontais em dispensador composto por uma seringa

 IT
PERIO-FLUSH

Soluzione per l'Irrigazione delle tasche parodontali in un dispenser a siringa
[MD] Dispositivo medical de classe I
PERIO-FLUSH è una soluzione liquida pronta all'uso per l'Irrigazione e il risciacquo delle tasche parodontali. Può essere utilizzato come ausilio per il trattamento non chirurgico delle tasche parodontali. Rimuove efficacemente le impurità solide dalla tasca. Non interferisce con la rigenerazione dell'attacco del tessuto connettivo.
MECANISMISMO D'AZIONE
PERIO-FLUSH è una soluzione isotonica di sali minerali con l'aggiunta di un composto di ammonio quaternario (domifene bromuro). L'azione principale di PERIO-FLUSH consiste nella rimozione meccanica del contenuto infiammatorio dalla tasca parodontale.
INDICAZIONI PER L'USO

- Inflamazione delle tasche parodontali, in particolare:
 - intorno alle otturazioni di classe I o alle aree senza punti di contatto;
 - intorno ai denti con eruzione dificile, soprattutto i denti del giudizio;
 - intorno ai denti destinati all'estrazione;
 - intorno alle corone;
 - intorno ai denti che sorreggono ganci per protesi, clip o apparecchi rimovibili;
 - intorno ad apparecchi ortodontici fissi.
- Inflamazione dei tessuti molli sotto restari come i ponti.
- Inflamazione dei tessuti molli sotto protesi e apparecchi rimovibili.
- Risciacquo delle tasche dopo la rimozione del tartaro.

ISTRUZIONI GENERALI DI MANIPOLAZIONE
Se possibile, portare PERIO-FLUSH a temperatura corporea per ridurre al minimo il disagio del paziente durante l'applicazione. Svitare il tappo e montare l'applicatore monouso avvitandolo sull'attacco luer-lock della siringa. Assicurarsi che il sistema di dosaggio funziona correttamente premendo delicatamente lo stantuffo lontano dalla bocca del paziente finché non è visibile una goccia di prodotto. Se non è possibile far uscire il prodotto, sostituire l'applicatore con uno nuovo. Se l'operazione è stata completata correttamente, è possibile iniziare a lavorare con il paziente. Inserire delicatamente l'applicatore fino al fondo della tasca parodontale. Una volta raggiunto il fondo, ritirare la punta dell'applicatore a circa 1-2 mm dal fondo della tasca e iniziare l'irrigazione premendo lentamente lo stantuffo dell'irrigatore. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate su come procedere nei diversi casi di utilizzo. Continuare fino a quando il liquido che fuoriesce dalla tasca risulta trasparente. Al termine della procedura, chiedere al paziente di spuntare il prodotto restato e di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON.
SCACCARE E SMALTIRE L'APPLICATORE
usato e la siringa vuota in conformità alle norme vigenti.

ISTRUZIONI PER L'USO
INFIAMMAZIONE DELLE TASCHE PARODONTALI:

- Intorno alle otturazioni di classe II o alle aree senza punti di contatto**
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere la placca solida, facendo attenzione a non danneggiare il cemento radicolare. Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno a tutte le radici dei denti, mantenendo la punta vicino al fondo della tasca. Passare separatamente su ogni dente e radice, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o residui di tartaro che fuoriescono dalla tasca e (fino a quando) il sito in cui devono essere inseriti gli strumenti di estrazione risulta pulito.
- Intorno ai denti con eruzione difficile, soprattutto i denti del giudizio**
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere i residui di cibo con un esploratore o un altro strumento. Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno al dente, mantenendo la punta il più possibile in profondità. Passare intorno al dente, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o impurità solide che fuoriescono dalla tasca.
- Intorno ai denti destinati all'estrazione**
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno a tutti i denti, mantenendo la punta vicino al fondo della tasca. Passare separatamente su ogni dente e radice, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o residui di tartaro che fuoriescono dalla tasca (e fino a quando) il sito in cui devono essere inseriti gli strumenti di estrazione risulta pulito.

Intorno alle corone
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere i residui di cibo con una sonda dentale o un altro strumento, anche sotto la corona. Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno al dente e sotto la corona, mantenendo la punta il più possibile in profondità. Passare intorno al dente, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione fino a quando il contenuto infiammatorio o le impurità solide fuoriescono dalla tasca e da sotto la corona. In attesa di un nuovo restauro, riempire le aree di ritenzione sotto la corona per limitare l'accumulo di residui di cibo.

Intorno ai denti che sorreggono ganci per protesi, clip o apparecchi rimovibili
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere la placca solida, facendo attenzione a non danneggiare il cemento radicolare. Regolare temporaneamente la base della protesi o il ganccio, eliminando i punti di pressione sulla mucosa. Pianificare un nuovo restauro protetico. Sciacquare la superficie gancio della gengiva e successivamente la tasca muovendo l'applicatore intorno al dente, mantenendo la punta vicino al fondo della tasca. Passare separatamente su ogni dente e radice, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o residui di tartaro che fuoriescono dalla tasca (e fino a quando) il sito in cui devono essere inseriti gli strumenti di estrazione risulta pulito.

Intorno alle corone
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere i residui di cibo con una sonda dentale o un altro strumento, anche sotto la corona. Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno al dente e sotto la corona, mantenendo la punta il più possibile in profondità. Passare intorno al dente, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione fino a quando il contenuto infiammatorio o le impurità solide fuoriescono dalla tasca e da sotto la corona. In attesa di un nuovo restauro, riempire le aree di ritenzione sotto la corona per limitare l'accumulo di residui di cibo.

Intorno ai denti che sorreggono ganci per protesi, clip o apparecchi rimovibili
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere la placca solida, facendo attenzione a non danneggiare il cemento radicolare. Regolare temporaneamente la base della protesi o il ganccio, eliminando i punti di pressione sulla mucosa. Pianificare un nuovo restauro protetico. Sciacquare la superficie gancio della gengiva e successivamente la tasca muovendo l'applicatore intorno al dente, mantenendo la punta vicino al fondo della tasca. Passare separatamente su ogni dente e radice, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o residui di tartaro che fuoriescono dalla tasca (e fino a quando) il sito in cui devono essere inseriti gli strumenti di estrazione risulta pulito.

Intorno ad apparecchi ortodontici fissi
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere la placca solida, facendo attenzione a non danneggiare il cemento radicolare. Spostare il bracket a una distanza di sicurezza dalla gengiva (di solito sono sufficienti altri 2 mm). Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno a tutti i denti, mantenendo la punta vicino al fondo della tasca. Passare intorno al dente, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o residui di tartaro che fuoriescono dalla tasca.

INFIAMMAZIONE DEI TESSUTI MOLLI SOTTO RESTAURI COME I PONTI
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Utilizzare una sonda dentale o un altro strumento per rimuovere i residui di cibo dagli spazi tra l'elemento intermedio e la gengiva, facendo attenzione a non premere troppo sulla gengiva. Inserire l'applicatore sotto l'elemento intermedio dal lato della cavità orale e iniziare il lavaggio, muovendo l'applicatore lungo l'elemento intermedio da un moncone all'altro, facendo attenzione a mantenere la punta dell'applicatore il più possibile in profondità. Se necessario, inserire l'applicatore dal lato vestibolare e continuare a sciacquare fino a eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o impurità solide che fuoriescono dalla tasca (e fino a quando) il sito in cui devono essere inseriti gli strumenti di estrazione risulta pulito.

INFIAMMAZIONE DEI TESSUTI MOLLI SOTTO LE PROTESI E GLI APPARECCHI RIMOVIBILI
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Regolare temporaneamente la base della protesi o dell'apparecchio, eliminando i punti di pressione sulla mucosa. Assicurarsi che la superficie alla base della protesi o dell'apparecchio sia liscia. Se la regolazione risulta inefficace, pianificare un nuovo restauro protetico. Sciacquare la superficie gengivale gancio.

RISCIACQUO DELLE TASCHE DOPO LA RIMOZIONE DEL TARTARO
Chiedere al paziente di sciacquare la bocca con un collutorio, preferibilmente la soluzione MUSEON. Rimuovere la placca solida, facendo attenzione a non danneggiare il cemento radicolare. Durante l'irrigazione, muovere l'applicatore intorno al dente, mantenendo la punta il più possibile in profondità. Passare separatamente su ogni dente sottoposto a rimozione del tartaro, assicurandosi di eliminare tutto il contenuto infiammatorio. Continuare l'irrigazione finché è presente contenuto infiammatorio o residui di tartaro che fuoriescono dalla tasca.

COMPOSIZIONE
Acqua depurata, domifene bromuro, cloruro di sodio, cloruro di potassio, cloruro di calcio, aroma di mela, aroma di menta

CONTRAINDICAZIONI
Evitare l'uso prolungato in pazienti con ipersensibilità nota a uno dei componenti.

REAZIONI AVVERSE
Nessuna nota. Non si può tuttavia escludere una reazione allergica in soggetti particolarmente sensibili. In caso di reazione allergica, interrompere l'uso del prodotto.

RESTRIZIONI ALL'USO, INTERAZIONI
Non utilizzare per il lavaggio dei canali radicolari. Non utilizzare se si sospetta che la siringa o l'applicatore siano difettosi o danneggiati. Non utilizzare se si osservano cambiamenti nelle proprietà del prodotto.

PRECAUZIONI PER I PAZIENTI
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. In caso di reazione allergica, interrompere l'uso del prodotto. Se necessario, consultare un esperto.

PRECAUZIONI PER IL PERSONALE ODONTOIATRICO
Indossare sempre dispositivi di protezione individuale come guanti, mascherina e occhiali di sicurezza. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. In caso di reazione allergica, interrompere l'uso del prodotto. Se necessario, consultare un esperto. Gli applicatori forniti con il prodotto sono smussati per ridurre il rischio di lesioni, tuttavia devono essere sempre manipolati con cura.

CONSIGLI PER IL PERSONALE ODONTOIATRICO
Il prodotto è destinato a essere usato da personale odontoiatrico qualificato nella popolazione generale dei pazienti. Per ridurre al minimo il disagio del paziente, si consiglia di riscaldare la soluzione a temperatura corporea prima di applicarla alla tasca parodontale. Informare sempre il paziente sulla necessità di mantenere una corretta igiene orale.

Proteggere la superficie della siringa dalla contaminazione. La siringa non è compatibile con la sterilizzazione a caldo o l'immersione in disinfettanti. Non riutilizzare la siringa in caso di contaminazione. L'applicatore e il dispenser a siringa sono monouso e possono essere utilizzati per un solo paziente. Tenere fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate. Utilizzare come previsto secondo le istruzioni del fabbricante. Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza è il numero di lotto [MD] (sono riportati sulla siringa/confezione).

CONSERVAZIONE
Proteggere la siringa dai danni meccanici. Conservare a una temperatura inferiore a 25 °C. Non surriscaldare. Non congelare.

Destinato esclusivamente all'uso da parte di dentisti e personale odontoiatrico qualificato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 siringa (3 ml) con chiusura luer-lock;
- 1 applicatore di protezione dalla luce;
- 1 cappuccio di protezione da luce;
- 1 applicatore monouso.

SMALTIRE
Smaltire i rifiuti in conformità alle normative locali. Smaltire la siringa quando è completamente vuota. È possibile smaltire piccole quantità di prodotto con i rifiuti domestici, se ben diluiti con acqua. Codici dei rifiuti ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti: 181014 (appiccato protettivo pulito, sacchetto di plastica, applicatore pulito, siringa usata), 151011 (scatola di cartone, istruzioni per l'uso).

GARANZIA
ARKONA si riserva il diritto che si sono dimostrate difettosi o imborsoeri il prezzo di acquisto. ARKONA non è responsabile di eventuali perdite o danni causati da uso improprio o non corretto del prodotto.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato in cui si trova l'utente e/o il paziente. Fornire il nome del dispositivo e il codice di lotto in tutte le comunicazioni relative al prodotto.

 MD	 IT	 EN	 FR	 DE	 ES	 PT
IT LEGENDA DEI SIMBOLI	Dispositivo medico	Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche	Codice di lotto	Data di scadenza	Data di fabbricazione	UDI - (Unique Device Identification) Identificativo univoco del dispositivo
BG НАЧЕНА НА СИМВОЛИТЕ	Медицинско изделие	Наръчител да справка в инструкциите за употреба или в електронните инструкции за употреба	Партиден код	Срок на годност	Дата на производство	UDI – уникален идентификатор на изделията
CS VÝZNAMNOST K SYMBOLOM	Zdravotnický prostředek	Přečtěte si návod k použití nebo elektronický návod k použití	Kód řady	Doba použitelnosti	Datum výroby	UDI – jedinečná identifikace prostředku
RO CINE PENTRU SIMBOLURI	Dispozitiv medical	Consultați instrucțiunile de utilizare sau instrucțiunile electronice de utilizare	Cod de lot	Data de expirare	Data de fabricație	UDI - identificator unic al dispozitivului
PT LEGENDA DOS SÍMBOLOS	Dispositivo médico	Consultar as instruções de utilização ou consultar as instruções de utilização eletrônicas.	Código de lote	Data de validade	Data de fabrico	Identificação única do dispositivo (UDI)

 BG
PERIO-FLUSH

Разтвор за промиване на пародонтални джобове в диспенсъря спринцовка
[MD] Медицинско изделие клас I

PERIO-FLUSH е готов за употреба тесен разтвор за промиване и изплакване на пародонтални джобове. Той може да се използва в помощ на неоперативното лечение на пародонтални джобове. Той отстранява ефективно твърди задръжков от джоба. Той не нарушава регенерацията на съединителнотъканното закрепване.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ
PERIO-FLUSH представлява изотоничен разтвор на минерални соли с добавка на четириятно амониово съединение (домифен бромид). Основното действие на PERIO-FLUSH се състои в механично отстраняване на възпалително съдържимо от пародонтални джобове.

ПОКАЗАНИ ЗА УПОТРЕБА

- Възпаление на пародонтални джобове, по-специално:
 - около запълняния клас II или области без контактни точки,
 - около зъби с трудно израсване, особено мъдреци,
 - около зъби, предвидени за екстракция,
 - около коронки,
 - около зъби, поддържащи закрепвания приспособления за зъбни протези, клипсове или подвижни брекети,
 - около фиксирани ортодонтични изделия.
- Мекотъканно възпаление под реставрации, като например мостове;
- Мекотъканно възпаление под зъбни протези и подвижни брекети;
- Изплакване на джобове след отстраняване на зъбен камък.

ОЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
Ако е възможно, оставете PERIO-FLUSH да достигне телесна температура, за да намалите до минимум дискомфорта на пациента по време на нанасяне. Развийте аликатора и монтирайте аликатора за еднократна употреба, като го завинете върху лuer-лок на спринцовката. Уверете се, че довършката система работи правилно, като внимателно натиснете буталото вътрин от устата на пациента, докато може да се види капка от продукт. Ако е невъзможно продуктът да се изтече, сменете аликатора с нов. Ако процесът завърши успешно, можете да започнете да работите с пациента. За да го намалите, внимателно въртайте аликатора надолу до дъното на пародонталния джоб. При достигане на дъното издържате напълно на аликатора за около 1–2 mm от дъното на джоба и започнете да промивате, като внимателно буталото на спринцовката. По-долу са дадени подробни инструкции как да се действа в различни клинични случаи. Продължете, докато течността, изтичаща от джоба, стане прозрачна. След като процедурата завърши, инструктийте пациента да изпие от водата и да изплакне устата с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Разкажете и изкажете използвания аликатор и празната спринцовка в съответствие с разпоредбите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ПЕРИОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ:

- около запълняния клас II или области без контактни точки**
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете твърдата плака, като внимателно бутате на зъба с пръст. Преместете брета на безпечно разстояние от зъба и започнете с изплакване. Изплакнете повърхността на венеча и след това върху придвижване на аликатора около зъба, като държите върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент. Докато промивате, движете аликатора около зъба, държейки върха колкото е възможно по-дълбоко. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или твърди замърсявания, изтичащи от джоба.

около коронки
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Докато промивате, движете аликатора около зъба, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около коронки
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, поддържащи закрепвания приспособления за зъбни протези, клипсове или подвижни брекети
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете твърдата плака, като внимателно бутате на зъба с пръст. Преместете брета на безопасно разстояние от зъба и започнете с изплакване. Изплакнете повърхността на венеча и след това върху придвижване на аликатора около зъба, като държите върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете твърдата плака, като внимателно бутате на зъба с пръст. Преместете брета на безопасно разстояние от зъба и започнете с изплакване. Изплакнете повърхността на венеча и след това върху придвижване на аликатора около зъба, като държите върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете твърдата плака, като внимателно бутате на зъба с пръст. Преместете брета на безопасно разстояние от зъба и започнете с изплакване. Изплакнете повърхността на венеча и след това върху придвижване на аликатора около зъба, като държите върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

МЕКЪТЪКАНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПОД ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ И АНАТМЕЛНИ РОВИАКТИ
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете твърдата плака, като внимателно бутате на зъба с пръст. Преместете брета на безопасно разстояние от зъба и започнете с изплакване. Изплакнете повърхността на венеча и след това върху придвижване на аликатора около зъба, като държите върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около коронки
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент. Докато промивате, движете аликатора около зъба, държейки върха колкото е възможно по-дълбоко. Обиколете поотделно всеки зъб с отстранен зъбен камък, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около коронки
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

МЕКЪТЪКАНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПОД ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ И АНАТМЕЛНИ РОВИАКТИ
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около зъби, трудни за израсване, особено мъдреци

Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Използвайте сонда или друг инструмент, за да отстраните остатъците от храна от пространствата между моста и венеча, като се стараете да не натискате венеча твърде силно. Въведете правилно аликатора под моста странично в устната кухина и започнете да промивате, докато има възпалително съдържимо или остáva зъбен камък, изтичащ от джоба.

около фиксирани ортодонтични изделия
Помолете пациента да изплакна устата си с вода за уста, за предпочитане – с разтвор MUSEON. Отстранете остатъците от храна със сонда или с друг инструмент, а също и под коронката. Докато промивате, движете аликатора около зъба и под коронката, държейки върха близо до дъното на джоба. Обиколете зъба, като се погрижите цялото възпалително съдържимо да се отбие. Продължете да промивате, докато има възпалително съдърж