

PL	Olejek do rozpuszczania gutaperki
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ WYROB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZĄ STOMATOLOGA	
SKŁAD: olejek eukaliptusowy 100%	

PRZYZNACZENIE
Wyrób EUCALYPTOL przeznaczony jest do stosowania podczas zabiegów ponownego leczenia kanałowego w celu usuwania gutaperki z kanału korzeniowego.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączoną pipetę zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy).
1. Umieścić 1-2 kropli płynu w kanale za pomocą dołączonej pipety.
2. Usuwać gutaperkę.
3. W razie potrzeby użyć kolejnej dawki preparatu.
4. Zastosować EUCALYPTOL ponownie, jeśli gutaperka będzie sucha lub krucha.
5. Powtarzać czynności do skutku.
Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast pipeta służy do użycia jednorazowego. Wielokrotne użycie pipety może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

SRODKI OSTROŻNOŚCI
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Łatwopalna ciecz i pary.
Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam, rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem należy ten fakt zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECZOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamknięcia po każdorazowym użyciu.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM I PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Buteleczka zawierająca 10 ml preparatu, pipety aplikacyjne (x3).

Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2024/14

EN	Oil for dissolving gutta-percha
BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY TO BE USED BY DENTIST ONLY	

COMPOSITION: eucalyptus oil 100%

INTENDED USE
EUCALYPTOL is intended for use during repeated endodontic treatments to remove gutta-percha from the root canal.

INSTRUCTIONS FOR USE
Before the treatment, immerse the attached pipette into ethyl alcohol.
1. Using the pipette, insert 1-2 drops of liquid into the root canal.
2. Remove gutta-percha.
3. Use another dose of preparation if necessary.
4. If gutta-percha is still dry or crumbly, apply EUCALYPTOL again.
5. Repeat loop as needed.
The product is reusable while the pipette is disposable. Multiple use of the pipette may cause the risk of re-infection.

CONTRAINDICATIONS
Do not use for patients who are hypersensitive to the product components.

PRECAUTIONS
It can cause allergic skin reaction. Flammable liquid and vapour.
Use rubber-dam, gloves, protective glasses and protective clothing while working with the product.
Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

STORAGE
Store in original packaging below 25°C.
Keep out of reach of children.
Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date does not change if the container is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

PACKAGING
Bottle with 10 ml of preparation, application pipettes (x3).

Last update: 08.03.2024/14

ES	Aceite para disolver la gutapercha
ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDA LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES	
EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES	
COMPOSICIÓN: 100% de aceite eucalipto	

OMPOSICIÓN: 100% de aceite eucalipto

USO
El producto EUCALYPTOL está concebido para su uso durante el segundo tratamiento de conductos con el fin de eliminar la gutapercha del canal radicular.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de proceder al tratamiento, la pipeta incluida en el conjunto debe sumergirse en alcohol (alcohol etílico).
1. Colocar 1-2 gotas del líquido en el canal empleando la pipeta incluida en el conjunto.
2. Eliminar la gutapercha.
3. En caso de necesidad, emplear otra dosis del producto.
4. Volver a emplear EUCALYPTOL si la gutapercha se muestra seca o quebradiza.
5. Repetir hasta conseguir el efecto deseado.
El producto es reutilizable, pero la pipeta es desechable. La reutilización de la pipeta puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

CONTRAINDICACIONES
No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Líquidos y vapores inflamables. A la hora de trabajar con el producto debe emplearse un dique dental, así como guantes, gafas y ropa de protección.
En caso de un incidente serio, asfado a un dispositivo, informar al fabricante y a la autoridad competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

ALMACENAMIENTO
Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25°C. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra

en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

ENVASE
Botella con 10 ml del producto, pipetas para la aplicación del mismo (x3).

Fecha de la última revisión: 08.03.2024/14

FR	Huile essentielle pour faire fondre la gutta-percha
LIRE LA PRÉSENTE NOTICE AVANT UTILISATION LE PRODUIT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE PAR UN DENTISTE	

COMPOSITION: huile d'eucalyptus 100%

UTILISATION PRELVE
Le produit EUCALYPTOL est destiné à être utilisé pendant les interventions médicales consistant en un nouveau traitement endodontique afin d'éliminer la gutta-percha du canal radiculaire.

MODE D'EMPLOI
Avant de procéder à l'intervention, tremper l'applicateur fourni dans de l'alcool (éthylrique).
1. Mettre 1-2 gouttes de liquide dans le canal à l'aide de la pipette fournie.
2. Retirer la gutta-percha.
3. Si nécessaire, utiliser une nouvelle dose de la préparation.
4. Appliquer EUCALYPTOL encore une fois si la gutta-percha est sèche ou friable.
5. Répéter les opérations jusqu'à l'obtention de l'effet désiré.
Produit à usage multiple, sauf la pipette jetable. L'utilisation multiple de la pipette peut entraîner un risque de contamination secondaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

PRECAUTIONS
Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. En utilisant employer la digue dentaire, des gants, des lunettes et des vêtements de protection.
En cas d'incident grave lié au produit, le signaler au fabricant et à l'autorité publique territorialement compétente selon le lieu d'habitation de l'utilisateur/du patient.

CONSERVATION
Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.
Tenir hors de portée des enfants. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage direct. Après ouverture, la date de péremption ne change pas, à condition de refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou retournés au fabricant.

CONDITIONNEMENT
Bouteille contenant 10 ml de produit, pipettes d'application (x3).

Date de dernière mise à jour: 08.03.2024/14

DE	Öl zum Auflösen der Guttapercha
BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRUNDLICH DIE PACKUNGSBEILAGE	
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT	

INHALTSSTOFFE: Eukalyptusöl (100%).

VERWENDUNGSZWECK
EUCALYPTOL wird bei wiederholter Wurzelkanalbehandlung verwendet, um Gutta-percha aus dem Wurzelkanal zu entfernen.

GEBRAUCH
Vor der Behandlung die mitgelieferte Pipette in Spiritus (Ethanol) eintauchen.
1. Mithilfe der enthaltenen Pipette 1 bis 2 Tropfen des Präparats in den Wurzelkanal applizieren.
2. Gutta-percha entfernen.
3. Gegebenenfalls eine weitere Dosis anwenden.
4. EUCALYPTOL erneut verwenden, wenn die Gutta-percha noch trocken oder mürbe ist.
5. Den Vorgang bis zur vollständigen Entfernung der Gutta-percha wiederholen.

STORAGE
Das Produkt ist zur Mehrfachanwendung bestimmt, die Pipette ist hingegen ein Einwegprodukt. Bei einer mehrfachen Verwendung der Pipette besteht das Risiko einer Sekundärinfektion.

GEGENANZENGEN
Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparats anwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen, Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Beim Einsatz des Produkts Kofferdam verwenden. Beim Einsatz des Produkts geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
Im Falle eines schweren Zwischenfalls mit einem Produkt sollte dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

AUFBEWAHRUNG
In der Originalverpackung bei Temperaturen unter 25°C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben. Die Haltbarkeitszeit ändert sich nicht nach dem Anbrechen der Verpackung, vorausgesetzt die Verpackung wird nach jedem Gebrauch wieder fest verschlossen.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Leere Verpackungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller zurückzuführen.

VERPACKUNG
Flasche à 10 ml Präparat, Applikationspipetten (x3).

Letzte Aktualisierung: 08.03.2024/14

UK	Олія для розчинення гуттаперчі
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЕМ СТОМАТОЛОГОМ	

SKŁAD: eukaliptowa oliń 100%

PRZYZNACZENIA
Preparat EUCALYPTOL (EUKALIPTOL) przeznaczony jest do wykorzystania przed czas powtóronego likwowania koronowych kanałw z metoą wydalennia gutaperki z korzeniowego kanału.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
Перш ніж розпочати процедуру, слід занурити в етиловий спирт піпетку, що додається.
1. За допомогою піпетки, що додається, ввести 1-2 краплі рідини в канал.
2. Видалити гуттаперчу.
3. У разі потреби ввести наступну дозу препарату.
4. Якщо гуттаперча є сухою або крихкою, повторно застосувати препарат EUCALYPTOL (EUKALIPTOL).
5. Дію повторювати до отримання бажаного результату.

Продукт призначений для багаторазового використання. Піпетка, що додається до препарату призначена для одноразового використання. Багаторазове використання піпетки може викликати вторинну інфекцію.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Підвищена чутливість до одного зі складників препарату.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Може викликати алергічну реакцію шкіри. Легкозаймиста рідина і пара. Під час процедури застосовувати кофердам. захисні окуляри, захисні рукавички, захисний одяг.
У разі серйозного випадку, пов'язаного з пристроєм, про це слід повідомити виробника та компетентний орган держави, у якій проживає користувач або пацієнт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не нижче 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності вказаний на первинній (внутрішній) упаковці. Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З ВИХОДАМИ УПАКОВКИ
Відходи упаковки слід передаати на підприємство з утилізації або повернути виробнику.

УПАКОВКА

Пляшечка, що містить 10 мл (ml) препарату, піпетки (x3).

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ» вул. Куріногого Чорноти, 2 корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55, e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua
	
UA, TR.101	

Дата останнього оновлення: 08.03.2024/14

CS

Olejí k rozpouštění gutaperčí

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: eukalyptový olej 100%

URČENÍ

Výrobek EUCALYPTOL je určený k odstranění gutaperči z kořenového kanálku při opakovaném endodontickém ošetření.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přiložený pipetu musíte před zahájením zákroku ponořit do líhu (ethanolu).
1. Pomocí přiložené pipety kápněte 1–2 kapky kapaliny do kanálku.
2. Odstraněte gutaperču.
3. V případě potřeby použijte další dávku přípravku.
4. Pokud bude gutaperča suchá nebo křehká, použijte EUCALYPTOL znovu.
5. Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
Přípravek je určený k opakovanému použití, pipeta však slouží pouze k jednorázovému použití. Při opakovaném použití pipety hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INŠTRUKCE
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Hořlavá kapalina a páry. Při práci s přípravkem používejte koferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
V případě závažné události spojené s prostředkem je třeba ji nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

SKLADOVÁNÍ
Skládejte v originálním obalu při teplotě pod 25°C. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah balení po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLADÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL
Lahvička s obsahem 10 ml přípravku, aplikační pipety (x3).

Datum poslední aktualizace: 08.03.2024/14

RU	Масло для растворения гуттаперчи
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
ПРОДУКТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧОМ-СТОМАТОЛОГОМ	

СОСТАВ: эфирное масло эвкалипта 100%

НАЗНАЧЕНИЕ
Препарат EUCALYPTOL предназначен для использования при проведении повторного извлечения корневых каналов для удаления гуттаперчи из корневого канала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед началом процедуры следует прилагаемую пипетку прополоскать в этиловом спирте.
1. Поместить 1-2 капли жидкости в канале с помощью прилагаемой пипетки
2. Удалить гуттаперчу.
3. В случае необходимости применить еще одну дозу препарата.
4.Применить EUCALYPTOL снова, если гуттаперча будет сухой или хрупкой.
5. Повторять до результата.

ИЗДЕЛИЕ предназначено для многократного использования, в то время как пипетка предназначена для однократного использования. Многократное использование пипетки может создавать опасность вторичной инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к ингредиентам препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Может вызвать аллергическую реакцию кожи.
Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. При работе с продуктом использовать кофердам, одноразовые перчатки, защитные очки и защитную одежду.
4. Használja az EUCALYPTOL-t újra, ha a gutta-percha továbbra is száraz vagy törékeny.
5. A kezelést addig kell ismételni, amíg eredményre vezet.
Használat során mindig predesztinált használati koferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
Az eszközöz kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jeleníteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

ELLENJAVALLATOK
Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely összetevőjére!
AZ ÉSZKÖZKÉPEDESEK
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Használat során mindig predesztinált használati koferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
Az eszközöz kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jeleníteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

ÖVINTÉZKEDÉSEK
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Használat során mindig predesztinált használati koferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
Az eszközöz kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jeleníteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

TÁROLÁS
Eredeti kiszerelésében 25°C alatti hőmérsékleten tárolható.

Data poslednego obnoveńnija: 08.03.2024/14

IT	Olio per sciogliere la gutta-perca
PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE	
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI	
<u>COMPOSIZIONE:</u> olio di eucalipto 100%	

APPLICAZIONE
Il preparato EUCALYPTOL è destinato all'utilizzo durante l'esecuzione di un secondo trattamento dei canali radicolari per eliminare la gutta-perca dal canale radicolare.

MODALITÀ D'USO

Prima di iniziare il trattamento, immergere la pipetta (contagocce) in dotazione nell'alcool (alcool etilico).
1. Mettere 1-2 gocce di liquido nel canale usando la pipetta in dotazione.
2. Eliminare la gutta-perca.
3. Se necessario mettere un'altra dose di preparato.
4. Riutilizzare EUCALYPTOL se la gutta-perca sarà secca o fragile.
5. Ripetere le operazioni fino ad ottenere un buon risultato.
Il prodotto può essere usato più volte, invece l'applicatore è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può comportare il rischio di infezione retrograda.

CONTRAINDICAZIONI

Non usare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.

PRECAUZIONI
Può provocare reazione allergica alla pelle. Liquido e vapori infiammabili. Durante il lavoro usare il dental dam, indossare i guanti, gli occhiali di protezione e gli indumenti di protezione.
In caso di grave incidente legato al dispositivo medico, notificare l'evento al produttore e al proprietario dell'ente statale di competenza per il luogo di residenza dell'utente o del paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura inferiore ai 25°C.
Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Bottiglietta contenente 10 ml di preparato, pipette applicative (x3).

Data ultimo aggiornamento: 08.03.2024/14

RO	Ulei pentru dizolvarea conurilor de gutapercă
ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA INSTRUCȚIUNE PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR	

COMPOZIȚIE: ulei de eucalipt 100%.

UTILIZARE

Produsul EUCALYPTOL este destinat utilizării în timpul tratamentelor repetate ale canalelor radiculare cu scopul de a elimina a gutaperçii din canalul radicular.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Înainte de utilizare introduceți pipeta atașată în spirt (alcool etilic).
1. Aplicați 1-2 picături în canal cu ajutorul pipetei.
2. Îndepărtați conul de gutapercă.
3. Utilizați încă o doză de preparat dacă este necesar.
4. Utilizați EUCALYPTOL din nou dacă conul de gutapercă este uscat sau fragil.
5. Repetați procedura până obțineți efectul dorit.
Produs destinat pentru utilizări multiple, cu excepția pipetei, care este de unică folosință. Utilizarea multiplă a pipetei poate determina riscul de reinfecțare.

CONTRAINDICAȚII

Nu folosiți produsul la pacienții cu hipersensibilitate la compoziția acestuia.

MAȘURI DE PRECAUȚIE
Produs provoacă reacții alergice ale pielii. Lichid și vapori inflamabili. În timp ce se lucrează cu produsul este necesară folosirea foliei de digă, a mănușilor, a ochelilor și a îmbrăcămintei de protecție.
În cazul unui incident grav care implică dispozitivul, acest fapt trebuie raportat producătorului și autorității competente a Țării, în care domiciliază utilizatorul sau pacientul.

DEPOZITARE

A se păstra în ambalaj original, la o temperatură sub 25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Data de expirare se plasează pe eticheta principală. După deschiderea recipientului, data de expirare nu se schimbă, dacă acesta este bine închis după fiecare utilizare.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Recipientele goale trebuie aruncate în mod responsabil sau returnate producătorului.

AMBALAJUL
Flacon de 10 ml preparat, pipete de aplicare (x3).

Data ultimei actualizări: 08.03.2024/14

</

ÖSSZETÉTEL: 100%-os eukaliptusz olaj

JAVALLATOK
Az EUCALYPTOL termék ismételten gyökérkezeléshez készült, és a gutta-percha gyökércsatornából történő eltávolításra szolgál.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A kezelés előtt merítse etil-alkoholba a mellékelt adagolópipettát.
1. Csepegtessen 1-2 cseppet a gyökércsatornába a mellékelt adagolópipettával.
2. Távolítsa el a gutta-perchát.
3. Szükség esetén a készítmény egy újabb adagját kell alkalmazni.
4. Használja az EUCALYPTOL-t újra, ha a gutta-percha továbbra is száraz vagy törékeny.
5. A kezelést addig kell ismételni, amíg eredményre vezet.
Használat során mindig használjon koferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
Az eszközöz kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jeleníteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

ELLENJAVALLATOK
Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely összetevőjére!
AZ ÉSZKÖZKÉPEDESEK
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Használat során mindig predesztinált használati koferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
Az eszközöz kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jeleníteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

ÖVINTÉZKEDÉSEK
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Használat során mindig predesztinált használati koferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot.
Az eszközöz kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jeleníteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

TÁROLÁS
Eredeti kiszerelésében 25°C alatti hőmérsékleten tárolható.

Gyermekektől távol tartandó! A termék lejáratí ideje a közvetlen csomagoláson olvasható. Felbontás után a termék lejáratí ideje nem változik, ha minden használat után légmentesen visszazárja.

AZ ELHASZNÁLT TERMÉK ELSZELTETÉSE
Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy selejtezzze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

KISZERÉLÉS
Adagoló palack tartalma: 10 ml készítmény, pipetta (x3).

Utolsó frissítés dátuma: 08.03.2024/14

BG	Препарат за разтваряне на гуттаперча
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТОМАТОЛОГ	

СЪСТАВ: евкалиптово масло 100%

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Препаратът EUCALYPTOL се използва по време на ендодонтско лечение за премахване на гуттаперча от кореновия канал.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди използване потопете пипетата в спирт (етилов алкохол).
1. Капнете 1-2 капки в канала с пипетата.
2. Отстранете гуттаперча.
3. Ако е необходимо, поставете още една доза от препарата.
4. Аплицирайте отново EUCALYPTOL, ако гуттаперчата е суха или трошлива.
5. Повтаряйте действието до постигане на желания ефект.
Продуктът е за многократно ползване, а пипетите са еднократни. Многократното ползване на пипетите може да причини повторна инфекция.

