

**PL** Pasta wodoroetlenkowo-wapniowa do czasowych wypełnień kanałów korzeniowych

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPAZNOĆ SIĘ Z PONISZĄ INSTRUKCJĄ WYBÓR DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA**

**SKŁAD:** wodoroetenek wapnia, hydroksyapatyt, siarczan baru, substancje pomocnicze.

**PRZEZNACZENIE:**

Wyrob CALIPAST przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do czasowych wypełnień kanałów korzeniowych. Ponadto wyrób CALIPAST może być stosowany do czasowych wypełnień głębokich kanałów w metodzie pośredniej i bezpośredniej. Ma działanie remineralizujące na tkanki zęba dzięki dużej zawartości wodoroetenku wapnia. Wspomaga odbudowę uszkodzonych tkanek okolicyzoczkowych, pH 12,5-13. Korzystowy na zdjęciu RTG, niewydzielający materiału.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Przed przygotowaniem do zabiegu dołączyć aplikator zanurzony w alkoholu etylowym, pozostawić do wyschnięcia, a następnie umieścić na strzykawce. Przed użyciem należy sprawdzić czy aplikator jest prawidłowo nakreślony na sprządawce, a następnie wycałnić niewielką ilość preparatu ze strzykawki w celu sprawdzenia przepływu pasty przez aplikator. Rekojęć umożliwia stosowanie strzykawce wygodny uchwyt ułatwiający kontrolę dozowania, zmniejszając ryzyko przepchnięcia wyrobu przez wierzchołek kanału. W celu minimalizacji trudności związane z wysychaniem produktu. W przypadku wariantu MEGA PACK przed użyciem należy rekojęć na strzykawce samodzielnie. Rekojęć należy pacyć przez zakreślony znakówek, zgodnie z rysunkiem na opakowaniu wyrobu (po prawidłowym nałożeniu powinno się udostępnić wyraźne „kliknięcie”).

Dokanalowo: zmierzyć długość kanału, ustawić ogranicznik (endstop) na aplikatorze z długością do 2-3 mm mniejszą niż zmierzona długość kanału, umieścić pastę w kanale, usunąć nadmiar pasty z kanału, zamknąć szczelnie ubytek. Po aplikacji pasty należy wykonać zdjęcie rentgenowskie, aby sprawdzić, czy pasta odpowiednio wypełniła kanał i nie wyszła poza wierzchołek kanału. Produkt jest przeznaczony do użycia Do ubytku; umieścić pastę na dnie ubytku, zamknąć szczelnie ubytek. Wypełnienie pozostawić w ubytku lub kanale korzeniowym na okres 1 tygodnia do 30 dni.

Wyrob przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia. Rekojęć służy do użyciu wielokrotnego.

**PRZECIWSKAZANIA**

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

**OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Oczuła drażliwość na błony śluzowe jamy ustnej i skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W razie spoczyni nie zmuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

Przeznaczony do użycia z produktem należy stosować koferdam, rekawiczki jednorazowe, okulary ochronne/przybicie ochronne i odzież ochronną.

Leczenie endodontyczne może wiązać się z przejściowym bólem i tkliwością zębiny i okolicy. Przed zastosowaniem wypełnienia należy dokonać usunięcia pasty z kanału korzeniowego, ponownie obrobzyć preparatu może wpływać na siłę wiązania

okleju. Nie należy używać pasty jeżeli koronkowi aplikatora jest zakłócona wewnętrzna kanale. Aplikator może być luźno umiejscowiony w kanale. Przed użyciem CALIPAST należy ustalić długość rekojęć kanału korzeniowego. Zastosowanie materiału tymczasowego w celu wypełnienia kanału korzeniowego może prowadzić do jego przepchnięcia poza wierzchołek kanału korzeniowego. Należy zachować szczególną ostrożność w obszarach wrzadliwych tkanek. Nie należy stosować materiału tymczasowego w kanałach, w których nie Gwarda fuer der atencio de los niños. En caso de un incidente serio asociado a un dispositivo, informar al fabricante y a la autoridad competente del país donde el usuario o el paciente tiene su domicilio.

**ALMACENAMIENTO**

Caution: En el embalaje original a una temperatura inferior a 25°C.

La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

**PRZECIWOZWYMIANE**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednio.

W przypadku opakowania otwarte nie ulega zmianie pod warunkiem szczególnego przechowywania.

**POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE**

Zusze opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

**OPAKOWANIE**

Strzykawka zawierająca 2,1 g preparatu, aplikator jednorazowe (2 sztuki), rekojęć.

CALIPAST MEGA PACK 4 strzykawki preparatu (każda zawierająca 2,1 g pasty), aplikator jednorazowe (4 sztuki), rekojęć.

Data ostatniej aktualizacji: 06.12.2024/14

**EN** Calcium hydroxide paste for temporary root canal filling

**BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY TO BE USED BY DENTIST ONLY**

**COMPOSITION:** Calcium hydroxide, hydroxyapatite, barium sulphate, excipients.

**INTENDED USE**

CALIPAST is intended for use in dental treatment for temporary root canal filling.

Additionally, CALIPAST may be used for temporary filling of deep cavities during root canal therapy.

It has re-mineralizing effect on dental tissues thanks to its high content of calcium hydroxide. The product supports restoration of damaged periapical tissues.

pH 12.5–13. Radiopaque, non-hardening material.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Before treatment, dip the provided applicator in ethanol, allow to dry and then attach the applicator to the syringe.

Before use, check if the applicator is correctly attached onto the syringe and then expel a small amount from the syringe to check the paste flow through the applicator.

The syringe grip plate provides a comfortable grip for easy dispensing management, reducing the risk of pushing the product through the root apex and minimising the difficulties associated with expelling the product.

Use the syringe grip plate to hold the grip plate onto the syringe before use. The grip plate should be put onto the capped syringe, as shown on the product packaging (a distinct “click” is heard when correctly applied).

Use the syringe grip plate to measure the length of the canal, adjust the endstop on the applicator to a length 2-3 mm shorter than the measured length of the canal, dispense the paste in the canal, remove excess paste, close the cavity tightly.

After the paste has been applied, an X-ray should be taken to check that the paste has adequately filled the canal and has not gone beyond the apex.

When used in a cavity, dispense the paste at the bottom of the cavity, close the cavity tightly.

Leave the filling in the cavity or root canal for 1 week to 30 days.

The product is intended for multiple use, while the applicator is for single use only.

Reusing the applicator may pose a risk of secondary infection.

The grip plate is for multiple use.

**CONTRAINDICATIONS**

Do not use for patients who are hypersensitive to the product components.

**WARNINGS AND PRECAUTIONS**

Irritant to oral mucosa and skin. Causes serious eye damage.

In case of contact, rinse immediately with plenty of water. Seek medical help. If ingested, do not induce vomiting. Drink plenty of water. Seek medical help.

Use dental dam, disposable gloves, safety goggles/visors and protective clothing when using the product.

Endodontic treatment may involve temporary seal and postoperative tenderness.

The paste should be carefully removed from the root canal before the final filling, as restorative materials should be placed directly on the final filling.

Use of temporary materials may be associated with bacterial microleakage. CALIPAST has cytotoxic potential.

Do not expel the paste of the applicator tip is wedged inside the canal. The applicator should be removed by pulling the applicator back.

Particular care should be taken in anatomically sensitive areas such as the mandibular canal, mandibular opening or maxillary sinuses.

Keep out of reach of children.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

**STORAGE**

Keep in original packaging below 25°C.

Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date does not change if the container is securely closed after each use.

**HANDLING THE PRODUCT CONTAINER**

Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

**PACKAGING**

CALIPAST Syringe containing 2.1 g of preparation, disposable applicators (2 pieces), applicator (4 pieces), retractor.

CALIPAST MEGA PACK 4 syringes of preparation (each containing 2.1g of paste), disposable applicators (4 pieces), grip plate.

Last update: 06.12.2024/14

**ES** Pasta de hidróxido del calcio para los rellenos temporales de los conductos radiculares

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCÉDE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES EL PRODUCTO ESTÁ CONCEPTO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES**

**COMPOSICIÓN:** hidróxido de calcio, hidroxiapatita, sulfato de bario, excipientes.

**USO**

El producto CALIPAST está concebido para su uso durante los tratamientos odontológicos como un material de relleno provisional de los canales radiculares. Además, el producto CALIPAST puede utilizarse para los rellenos provisionales de cavidades profundas empleando el método de cobertura directa e indirecta. Favorece la reconstrucción de los tejidos circundantes, pH 12,5-13. Material no endurecedor, de contraste en imágenes de rayos X.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Antes del tratamiento, sumergir el aplicador adjunto en alcohol etílico, dejarlo secar y limpiarlo con agua.

Antes de utilizarlo, compruebe que el aplicador está correctamente enroscado en la jeringa y, a continuación, exprima una pequeña cantidad de la jeringa para comprobar el flujo de la pasta a través del aplicador.

El mango colocado en la jeringa proporciona un agarre cómodo para controlar fácilmente la dispensación, reduciendo el riesgo de empujar el producto a través de la apice de la raíz del diente y minimizando las dificultades asociadas a exprimir el producto.

Para la variante MEGA PACK, coloque el mango en la jeringa en la figura. El mango debe colocarse en la jeringa apretada, tal como se indica en el modelo del envase del producto (debe oírse un «click» distintivo cuando se aplica correctamente).

Aplicación en el canal: medir la longitud del canal, colocar el limitador (mecanismo endodóntico de bloqueo) en el aplicador con una distancia en 2-3 mm inferior a la medición del canal, colocar la pasta en el canal, eliminar la pasta sobrante del mismo, cerrar herméticamente la cavidad.

Una vez aplicada la pasta, debe realizarse una radiografía para comprobar que la pasta ha rellenado adecuadamente el conducto y no ha sobrepasado el ápice.

Aplicación en el fondo de la cavidad: colocar la pasta en el fondo de la cavidad, cerrarla herméticamente. Dejar el relleno en la cavidad o en el canal radicular para un periodo de 1 semana a 30 días.

El producto es reutilizable, pero el aplicador es desechable. La reutilización del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

El mango es para uso repetido.

**CONTRAINDICACIONES**

No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Irrita las mucosas bucales y a piel. Provoca daños graves en los ojos.

En caso de contacto, inmediatamente enjuague los ojos con grandes cantidades de agua y consultar a un médico. En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un médico.

Utilizar diques de goma, guantes desechables, gafas / visores de seguridad y ropa protectora al manipular el producto.

El tratamiento endodóntico puede asociarse a dolor temporal y sensibilidad postoperatoria. La pasta debe eliminarse con exactitud del conducto radicular antes de la obturación definitiva, ya que la presencia de la preparación puede afectar a la fuerza de adhesión de la dentina a los materiales de restauración dental. El uso de materiales temporales puede asociarse a microfiltraciones de bacterias.

El producto es reutilizable, pero el aplicador es desechable. La reutilización del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

El mango es para uso repetido.

**ALMACENAMIENTO**

Caution: En el embalaje original a una temperatura inferior a 25°C.

La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

**MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO**

Los residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante, tanto en el caso de cada uso como en el de cada lote.

**ENVASE**

CALIPAST: Jeringa con 2,1 g de producto, aplicadores desechables (2 uds.), mango.

CALIPAST MEGA PAC: 4 jeringas de producto (cada una contiene 2,1 g de pasta), aplicadores desechables (4 uds.), mango.

Fecha de la última revisión: 06.12.2024/14

**FR** Pâte à l'hydroxide de calcium pour pansement canalaire provisoire

**LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION**

LE PRODOTTO PUÈ PÈTTE UTILISE QUE PAR UN DENTISTA

**COMPOSITION:** hydroxide de calcium, hydroxyapatite, sulfate de baryum, excipients.

**UTILISATION PREVUE**

Le produit CALIPAST est destiné à l'usage lors des traitements dentaires en tant que matériau pour les remplissages temporaires des canaux radiculaires.

De plus, CALIPAST peut être utilisé pour le remplissage temporaire des creux profonds par la méthode de recouvrement direct et indirect.

Le produit est réutilisable, mais l'applicateur est conçu pour les tissus dentaires grâce à une force teneur en hydroxide de calcium. Il aide à la restauration des tissus apicaux endommagés, pH 12,5-13. Matériau radio-opaque, non durcissant.

**MODE D'EMPLOI**

Avant le traitement, tremper l'applicateur fourni en dotation dans l'éthanol, laisser sécher et ensuite positionner sur une seringue.

Avant l'utilisation, vérifier que l'applicateur est correctement vissé sur la seringue et que fait sortir une petite quantité de produit de la seringue pour vérifier l'écoulement de la pâte à travers l'applicateur.

La seringue grip plate offre une prise confortable pour un contrôle facile du dosage, en réduisant le risque de faire passer le produit à travers l'apex de la racine dentaire et en minimisant les difficultés associées à l'accrècement du produit.

La variante MEGA PACK place la poignée sur la seringue par ses propres soins avant utilisation. La poignée doit être appliquée sur la seringue bouchée, comme indiqué sur la figure sur l'emballage du produit (un « clic » distinct doit s'entendre lorsqu'elle est correctement appliquée).

Par voie intra-canalaire: mesurer la longueur du canal, placer le limiteur (endostop) sur l'applicateur sur une longueur inférieure de 2-3 mm à la longueur du canal mesurée, appliquer la pâte dans le canal, éliminer l'excès du produit, refermer le canal hermétiquement. Après l'application de la pâte, une radiographie doit être réalisée pour vérifier que la pâte a bien rempli le canal et qu'elle n'a pas dépassé l'apex.

Application dans le creux: placer la pâte au fond du creux, refermer le creux hermétiquement. Laisser le produit en place pendant 1 semaine à 30 jours.

Produit à usage multiple, sauf la pipette. L'utilisation multiple d'un applicateur peut entraîner un risque d'infection secondaire. La poignée est destinée à un usage répété.

**CONTRAINDICATIONS**

Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS**

Produit irritant pour les muqueuses bucales et le peau. Provoque des lésions oculaires graves.

En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la victime. Boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin.

Utiliser une digue dentaire, des gants jetables, des lunettes de protection et des vêtements de protection lors de la manipulation du produit.

Le traitement endodontique peut être associé à un douleur post-traitement temporaire. La pâte doit être éliminée avec exactitude du conducte radculaire avant l'obturation finale, car la présence de la préparation peut affecter la force d'adhérence de la dentine aux matériaux de restauration dentaire. L'utilisation de matériaux temporaires peut provoquer des microfuites bactériennes.

Le produit CALIPAST est réutilisable, mais l'applicateur est jetable.

Ne pas faire sortir la pâte si l'embout de l'applicateur est coincé à l'intérieur du canal. L'applicateur doit être positionné librement dans le canal.

Particulier attention doit être prise dans les zones anatomiquement sensibles telles que le canal mandibulaire, canal, mandibular opening or maxillary sinuses.

Keep out of reach of children.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

**CONSERVATION**

Conservet le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.

La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage direct. Après ouverture, la date de péremption ne change pas, à condition de refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.

**RECYCLAGE DES EMBALLAGES**

Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou retournés au fabricant.

**CONDICIONAMENT**

CALIPAST: Une seringue contenant 2,1 g de préparation, applicateurs jetables (2 pièces), une poignée.

CALIPAST MEGA PACK 4 seringues de préparation (contenant chacune 2,1 g de pâte), applicateurs jetables (4 pièces), une poignée.

Date de dernière mise à jour: 06.12.2024/14

**DE** Kalziumhydroxid-Paste für vorübergehende Wurzelkanalfüllungen

**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH DIE PACKUNGSBEILAGE DIESES PRODUKT IS AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTKABINEN BESTIMMT**

**INHALTSSTOFFE:** Calciumhydroxid, Hydroxyapatit, Bariumsulfat, Hilfsstoffe

**VERWENDUNGSZWECK**

CALIPAST wird bei zahnärztlichen Behandlungen als Material zur provisorischen Füllung der Zahnwurzelkanäle verwendet.

Darüber hinaus kann CALIPAST zur provisorischen Füllung der tiefen Kavitäten während der indirekten und direkten Überkronung verwendet werden.

Das Produkt remineralisiert das Zahngewebe, dank dem hohen Anteil an weisse Kalziumhydroxid. Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Produkt durch die Wurzelgipfel, pH-Wert 12,5–13, Röntgenkontrastierendes, nicht aushärtendes Material.

**GEBRAUCH**

Tauchen Sie vor Beginn der Behandlung den beigefügten Applikator in Ethanol, lassen Sie ihn trocknen und setzen Sie ihn dann auf eine Spritze.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Applikator richtig auf die Spritze aufgeschraubt ist, und drücken Sie dann eine kleine Menge des Präparats aus der Spritze auf, um den Fluss der Paste durch den Applikator zu überprüfen.

Der an der Spitze angebrachte Griff sorgt für einen bequemen Halt und erleichtert so die Dosierungskontrolle. Dadurch wird das Risiko verringert, dass das Produkt durch die Zahnwurzel gedrückt wird, und die mit dem Auspressen des Produktes verbundenen Schwierigkeiten werden minimiert.

Das Produkt ist für Mehrfachverwendung bestimmt, der Applikator hingegen ist ein Einwegprodukt. Bei mehrfacher Verwendung des Applikators besteht das Risiko einer Sekundärinfektion. Der Griff ist für den wiederholten Gebrauch bestimmt.

**GEGENANZEIGEN**

Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparats anwenden.

**WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

Das Produkt wirkt sich reichend auf die Mundschleimhaut und die Haut aus. Es verursacht Augen- und Hautirritationen, wenn es in die Augen gelangt.

Bei Augen- und Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen, danach einen Arzt aufsuchen. Nach Verschließen kann Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken.

Beim Umgang mit dem Produkt sind Kofferdam, Einweghandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.

Die Behandlung sollte mit Vorübergehende postoperative Schmerzen und Empfindlichkeiten verbunden sein. Die Paste sollte vor der endgültigen Füllung sorgfältig aus dem Wurzelkanal entfernt werden, da das Vorhandensein des Präparats die Haftfestigkeit von Dentin an Zahnersatzmaterialien beeinträchtigen kann.

Die Paste am Boden der Kavität applizieren, die Kavität dicht verschließen. Die Füllung in der Kavität bzw. im Wurzelkanal für einen Zeitraum von einer Woche bis zu 30 Tagen belassen.

Das Produkt ist zur Mehrfachverwendung bestimmt, der Applikator hingegen ist ein Einwegprodukt. Bei mehrfacher Verwendung des Applikators besteht das Risiko einer Sekundärinfektion. Der Griff ist für den wiederholten Gebrauch bestimmt.

**GEGENANZEIGEN**

Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparats anwenden.

**WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

Das Produkt wirkt sich reichend auf die Mundschleimhaut und die Haut aus. Es verursacht Augen- und Hautirritationen, wenn es in die Augen gelangt.

Bei Augen- und Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen, danach einen Arzt aufsuchen. Nach Verschließen kann Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken.

Beim Umgang mit dem Produkt sind Kofferdam, Einweghandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen.

Die Behandlung sollte mit Vorübergehende postoperative Schmerzen und Empfindlichkeiten verbunden sein. Die Paste sollte vor der endgültigen Füllung sorgfältig aus dem Wurzelkanal entfernt werden, da das Vorhandensein des Präparats die Haftfestigkeit von Dentin an Zahnersatzmaterialien beeinträchtigen kann.

Die Paste am Boden der Kavität applizieren, die Kavität dicht verschließen. Die Füllung in der Kavität bzw. im Wurzelkanal für einen Zeitraum von einer Woche bis zu 30 Tagen belassen.

Das Produkt ist zur Mehrfachverwendung bestimmt, der Applikator hingegen ist ein Einwegprodukt. Bei mehrfacher Verwendung des Applikators besteht das Risiko einer Sekundärinfektion. Der Griff ist für den wiederholten Gebrauch bestimmt.

**ALBEMWAHRUNG**

In Originalverpackung bei Temperaturen unter 25°C lagern.

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben. Die Haltbarkeitszeit ändert sich nicht nach dem Anbrechen der Verpackung, vorausgesetzt die Verpackung wird nach jedem Gebrauch wieder fest verschlossen.

**ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG**

Leere Verpackungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller zurückzuführen.

**VERPACKUNG**

CALIPAST: Spritze mit 2,1 g des Präparats, Einwegapplicator (2 Stück), Griff.

CALIPAST MEGA PACK 4 Spritzen mit dem Präparat (jede enthält 2,1 g Paste), Einwegapplicator (4 Stück), Griff.

Letzte Aktualisierung: 06.12.2024/14

**UK** Гідроксид кальціюв паста для тимчасового пломбування кореневих каналів

**ПЕРЕВ ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ**

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИ

