

NETC Non-Eugenol Type Temporary Cement



2013. 10. 29 DM-54-6

NETC Complies with the requirements of ISO 3107 (Type I, Class 2B):1988(E)

INSTRUCTION FOR USE

APPLICATION

- Cementation of temporary crowns and bridges.

DIRECTIONS FOR USE

- Use **NETC** at ambient temperature of 18°C~23°C(64°F~73°F) and relative humidity of 45~55%
- Dispense two equal length of base and catalyst paste on mixing pad.
- Close the tube immediately after use.
- Use a spatula to thoroughly mix the base and catalyst for 20~30 seconds.
- Insert paste into temporary crown or bridge and seal onto the prepared dry tooth.
- Allow to set (4 minutes after start of mixing) and trim excess.

CHARACTERISTICS

- Easy to mix by paste-paste type.
- Working time of 1.5 minutes after start of mixing.
- Setting time of 4 minutes after start of mixing.
- Especially suitable for use on patients with sensitivity to eugenol.

CAUTIONS

- Do not use the cement in allergic persons.
- For dental use only.
- Keep away from child.

COMPONENTS

- 60g or 40g Base paste
- 20g or 14g Catalyst paste
- Mixing pad

STORAGE

- Store at temperature of 18°C~24°C(64°F~75°F)
- Close the tubes immediately after use.

SYMBOLS

- Use By
- Batch Code
- CE-Mark and identification number of notified body. Product conforms to the essential requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC
- Authorized representative in the EC
- Caution, See instruction for use
- Manufacturer

Made in Korea

Manufactured by
META BIOMED CO.LTD.

634, Yeonje-ri, Gang-oe-myeon, Cheong-won-gun
Chungcheongbuk-do, Korea
Tel: +82-43-216-0433
Fax: +82-43-217-1988
E-mail: info@meta-biomed.com
Web site: http://www.meta-biomed.com

Technical & General
2Albion Place, London W6 0QT, United Kingdom
Tel: +44-20-8834-7575
Fax: +44-20-8834-7570
Url: http://www.tgdent.com

META BIOMED CO.LTD.

CHECKING SHEET

NETC

TITLE	
CODE	DM-54-6
SIZE	150x167mm
PAPER	60g 모조
MAIN COLOR	INDIGO 2767C 별색 단도
SPECIAL	
FUNCTION	
PRINT COLOR	



DATE	2009. 07. 10.
DESIGNER	진희남
RECOGNITION	김상일
CONFIRMATION	META BIOMED CO.LTD.
	DATE NAME SIGN

2011. 06. 02 → DM-54-4 / 주소변경 (홍선미)
2013. 02. 25 → DM-54-5 / EU대리인 주소 변경, 유효기간 심볼 수정
2013. 10. 29 → DM-54-6 / EU대리인 전화번호 수정