

Scotchbond™ Universal Etchant

- en** Etching Gel
- ru** Протравочный гель
- bg** Еващ гел
- hr** Gel za jetkanje
- hu** Maratogél
- pl** Wytrawiacz w żelu
- ro** Gel demineralizant
- sk** Leptací gél
- si** Gel za jedkanje
- cs** Leptací gel
- tr** Asit jel
- et** Söövitusegel
- lv** Kodigs gēls
- lt** Ėsdinimo gelis
- uk** Протравлюючий гель

Instructions for Use
Инструкция по применению
Указания за употреба
Upute za upotrebu
Használati útmutató
Instrukcia užívania
Instrucțiuni de utilizare
Instruções de utilização
Informácie pre požívanie

Navodila za uporabo
Informace pro uživatele
Kullanma Kılavuzu
Kasutusjuhend
Lietošanas informācija
Vartojimo instrukcija
Інструкції з використання



0123
4400768851/02

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany

3M, ESPE and Scotchbond are trademarks of 3M or
3M Deutschland GmbH. © 2014, 3M. All rights reserved.

en ENGLISH

Product Description
Scotchbond™ Universal Etchant is an etching gel for etching enamel and dentin using the acid etching technique. Scotchbond Universal Etchant contains 32% phosphoric acid by weight.

Indications

- Etching of enamel and dentin using the acid etching technique.

Precautionary Measures

Scotchbond Universal Etchant: Contact with eyes or skin may cause burns. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of contact, flush area with plenty of water and seek medical advice.

3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com or contact your local subsidiary.

Preparation

- Follow the customary procedures to clean unprepared tooth structure (e.g., with pumice paste, polishing paste, or power blasting) and rinse thoroughly with a water spray.
- Cleaning pastes containing fluoride or oil should not be used because they can impair the effectiveness of the etching process.
- When working with prepared tooth structure, use a water spray to remove any loose preparation debris and dry the die or cavity with water- and oil-free air or with cotton pellets. Do not overdry.
- A dry area for treatment is a prerequisite for acid etching. We recommend using a rubber dam to ensure that the area remains adequately dry.

Application

- Remove the Scotchbond Universal Etchant syringe from the foil pouch, unscrew the cap, and attach an Etchant Dispensing Tip.
- Apply the etching gel to the precise area of the enamel and/or dentin and allow to react for 15 sec. Rinse thoroughly for 15 sec with water, using a suction at the same time.
- Dry with a cotton pellet; do not overdry.
- Depending on the adhesive system being used, air drying may not be recommendable. You will find precise instructions for drying in the instructions for use of the specific product.
- Avoid any contamination of the etched surfaces. If contamination occurs, repeat the etching, rinsing, and drying.
- Continue immediately with the bonding process.
- After application, remove the application tip from the syringe and replace the cap.

Hygiene

- Use common agents to clean Scotchbond Universal Etchant syringes and disinfect them in accordance with the commonly used hygienic regulations.

Disposal

The syringe must be completely emptied before being disposed of for recycling. Small amounts of Etching Gel can be disposed of with normal wastewater when well diluted with water or when neutralized.

Storage and Shelf Life

Store the product at 02°–25°C/36°–77°F.

Do not use after the expiration date.

Customer Information

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty

3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Information as of August 2012

RUS: Authorised representative of the manufacturer in RF:

ZAO "3M Russia", Russia 121614, Moscow, Krylatskaya str. bldg. 17/3



T.+74957847474

ru РУССКИЙ

Описание продукта

Универсальное протравочное средство Scotchbond™ Universal Etchant является протравочным гелем, предназначенным для травления эмали и дентина с использованием технологии кислотного травления.

Универсальное протравочное средство Scotchbond Universal Etchant на 32% по массе состоит из фосфорной кислоты.

Применение

- Протравливание эмали и дентина при работе техникой кислотного травления.

Меры предосторожности

Универсальное протравочное средство Scotchbond Universal Etchant: Попадание в глаза или на кожу может вызывать ожоги. Носить подходящую защитную спецодежду, перчатки и защиту для глаз/лица. В случае попадания в глаза или на кожу промыть обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Действующие информационные листы по мерам безопасности компании 3M доступны на www.mmm.com или в вашем региональном филиале.

Готовка

- Следуйте традиционным процедурам обработки неподготовленных тканей зуба (например, с помощью пневмоструйной обработки).

- полировальной пасты или сильной струи воздуха) и тщательно промойте водой.
- Не используйте полировочные пасты, содержащие фториды или масло, так как они могут оказывать отрицательное влияние на эффективность травления.
- Во время работы с тканями зуба для удаления загрязнений промойте полость зуба и высушите ее содержащими воду или масла воздухом или ватными тампонами. Не пересушивайте.
- Наличие сухой поверхности является необходимым условием для кислотного травления. Для того чтобы область оставалась достаточно сухой, мы рекомендуем работать с коффердамом.

Применение

- Выньте шприцы с универсальным протравочным средством Scotchbond Universal Etchant из упаковки, открутите колпачок и присоедините канюлю для распределения протравочного геля.
- Нанесите гель на участок эмали или дентина и дайте среагировать в течение 15 сек. Тщательно промойте водой в течение 15 сек., одновременно используя сплошность.
- Просушите ватным тампоном; не пересушивайте.
- В зависимости от используемой адгезивной системы сушка сжатым воздухом может быть не показана. Более подробную информацию относительно просушки вы можете найти в инструкции по применению соответствующего продукта.
- Избегайте любых загрязнений протравленных поверхностей. В случае загрязнения повторите процесс травления, промывки и просушки.
- Процесс соединения должен следовать незамедлительно.
- После применения снимите канюлю для внесения со шприца и закрутите колпачок.

Гигиена

- Для очистки шприцов с универсальным протравочным средством Scotchbond Universal Etchant используйте обычные средства и дезинфицируйте их в соответствии с общепринятыми гигиеническими нормативами.

Утилизация

Перед утилизацией или для вторичной обработки шприц должен быть полностью пустым. При хорошем разбавлении в воде илинейтрализации небольшое количество протравочного геля может быть утилизировано с обычными сточными водами.

Условия и срок хранения

Хранить продукт при 02–25°C/36–77°F. Не использовать по истечении срока годности.

Информация для покупателя

Запрещается представлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантийные обязательства

Компания 3M Deutschland GmbH гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ПРИМЕНЕМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантенный период ответственность фирмы 3M Deutschland GmbH ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключение ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M Deutschland GmbH не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Информация по состоянию на август 2012 года

RUS: Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ЗАО "3М Россия", Россия 121614, Москва, ул. Крылатская 17/3
T. +74957847474

bg БЪЛГАРСКИ

Описание на продукта

Универсалният еващ агент Scotchbond™ Universal Etchant е еващ гел за еване на емайл и дентин по метода на еване с киселина. Универсалният еващ агент Scotchbond Universal Etchant съдържа 32% тегловна концентрация на фосфорна киселина.

Индикации

- Еване на емайл и дентин по метода на еване с киселина.

Предпазни мерки

Scotchbond Universal Etchant: Контакт с очите или кожата може да причини изгаряния. Носете подходящо предизвикано обекто, ръкавици и защита за очи/лицето. В случаите на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Информационните листове за безопасност на 3M могат да бъдат получени на www.mmm.com или като се свържете с Ваша местна представител.

Подготовка

- Следвайте обичайните процедури за почистване на непрепарирана зъбна тъкан (напр. пемзова паста, полирна паста или с въздушна струя) и изплакнете обилно с водна струя.
- Не тръгвайте се използват почистванета на паста, съдържащи флуорид или масло, тъй като могат да понижат ефективността на еването.
- Когато работите с препарирани зъбни тъкани, използвайте водна струя, за да отстраните отшлици от препарацията, и подсушете пънчето или капсула с въздух, която не съдържа вода и масла, или с помощта на памучни тупери. Не пресушавайте.
- Предварително усъвършенствайте за еване с киселина е наличието на суха зона на работа. Препоръчваме използването на кофердам, за да гарантирате, че зоната ще остане достатъчно суха.

Нанасяне

- Извадете шприцата с универсалния еващ агент Scotchbond Universal Etchant от торбичка, развойте капачката и поставете накрайника за нанасяне на еванащ гел.

► Нанесете еващия гел на точната област на емайла и/или дентина и го оставете да действа за 15 секунди. Изплакнете обилно с вода в продължение на 15 секунди, като същевременно използвате сплюнкосмукател.

► Подсушете с памучен тупер; не пресушавайте.

- В зависимост от използваната адгезивна система подсушаването с въздух може да не е препоръчително. В упътването за употреба на конкретния продукт ще намерите точни указания за начина на подсушаване.

► Пазете еванетните повърхности от замърсяване. В случаите им замърсявайте, повторете еването, изплаквато и подсушаването.

► Веднага след това пристъпете към бондинга.

► След като завършите нанасянето отстраниете накрайника за нанасяне от шприцата и поставете отново капачката.

Хигиена

- Използвайте обичайните препарати, за да почистите шприците с универсалния еващ агент Scotchbond Universal Etchant, и ги дезинфекцирайте съгласно общите хигиенни правила.

Изхвърляне

Шприцата трябва да бъде напълно празна преди да бъде рециклирана. Малки количества еващ гел могат да се отстрянат с обикновена отпаднаща вода, при условие че е добре разредена с вода или е добре неутрализирана.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта при температура 02–25°C/36–77°F.

Не използвайте продукта след изтичане на срока на годност.

Информация за потребителя

Никой няма право да дава информация, различна от включена в настоящата брошюра с инструкции.

Гаранция

3M Deutschland GmbH гарантира, че този продукт няма дефекти по отношение на материала и производството. 3M Deutschland GmbH НЕ ПОЕМА ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Отговорността на потребителите е да определи пригодността на продукта за целите на потребителя. Ако този продукт покаже дефект в гарантния период, Вашата единствена компенсация и единствено задължение на 3M Deutschland GmbH е поправката или замяната на продукта за 3M Deutschland GmbH.

Ограничена отговорност

Освен ако това изрично не се запрешава от

de circumstancielle invocate, inclusivā garančia, contractul, neglijēja sau responsabilitatea strīotā.

Informācija din August 2012

SLOVENSKY

Popis produktu

Scotchbond® Universal Etchant je leptaci gél pre naleptanie skloviny a dentínu v rámci techniky kyslého leptania. Scotchbond Universal Etchant obsahuje 32 výšivých % kyseliny fosforečnej.

Oblasti použitia

- Leptanie skloviny a dentínu v rámci techniky kyslého leptania.

Bezpečnostná opatrenia

Scotchbond Universal Etchant: kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť poleptanie. Používajte vhodné ochranné oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu vŕáre. V prípade kontaktu okamžite opláchnite postihnuté miesto dočasne množstvom vody a poradte sa s lekárom.

Karty bezpečnostných údajov 3M nájdete na adrese www.mmm.com alebo vo svojej lokálnej pobočke.

Priprava

► Nepreročanú zubnú substanciu očistite obvyklým spôsobom (napr. pemzovou pastou, leštiacou pastou alebo otrskajte práškom) a dôkladne opláchnite vodným sprejom.

- Nepoužívajte čistacie pasty s obsahom fluoridu alebo oleja, pretože tieto môžu negatívne ovplyvniť proces leptania.

► U prepravenej zubnej substancie odstráňte volné čiastočky po prepráci vodným sprejom a paňh alebo kavitu vysušte suchým, bezolejovým vzduchom alebo na vysušenie použite napr. bavlnené peletky. Nevysušujte nadmerne!

► Suché prepráčne pole je predpokladom pre leptanie kyselinou. Pre zachovanie suchého prepráčného pola sa odporúča použiť koferdam.

Použitie

► Vyberte z fóliového vrecka striekačku Scotchbond Universal Etchant, odskrutkujte uzaváraciu čiapočku a nasadte kanylu pre nanášanie leptacieho gélu.

► Leptaci gély nenechte na sklovinu a/alebo dentín a nechajte pôsobiť 15 sekund. Potom opláchnite po dobu 15 sekúnd dôkladne vodou, používajte pri tom odšávanie.

► Prepravene miesto vysušte bavlnenou peletkou, nevysušajte však nadmerne!

- V závislosti od použitého systému lepenia nie je vždy možné odporučiť sušenie vzduchom. Podrobnejšie inštrukcie o metóde sušenia nájdete v návode na používanie príslušného produktu.

► Zabráňte akékoľvek možnej kontaminácii naleptaných plôch. Pokiaľ by malo dojšť k kontaminácii, naleptanie, opláchanie a sušenie zapojkujte.

► Následne okamžite pokračujte lepením.

► Po aplikácii odskrutkujte zo striekačky aplikačnú kanylu a znova naskrutkujte uzaváraciu čiapočku.

Hygiena

► Striekačku Scotchbond Universal Etchant vycistite čistiacim prostriedkom bežne používaným v ordináciu a vydezinfikujte podľa obvyklých hygienických predpisov.

Likvidácia

Do separovaného zberu odovzdávajte iba úplne prázdne striekačky. Zvyšky leptacieho gélu je možné po silnom zriedení alebo neutralizácii vypustiť spolu s odpadovou vodou.

Skladovanie a trvanливosť

Produkt skladujte pri teplote 0-25°C/36-77°F.

Po uplynutí dátumu spotreby produkt nepoužívajte.

Užívateľské informácie

Zládna osoba nie je oprávnená podávať informácie odlišné od informácií podaných v tomto návode.

Záruka

3M Deutschland GmbH zaručuje, že tento výrobok nemá materiálové ani výrobné chybky. 3M Deutschland GmbH NEDÁVA ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VRÁTANE

AKYCHKOĽVEK NAVRHNUJUTÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ PRE URČITY ÚČEL. Spotrebiteľ je zodpovedný za vymedzenie vhodnosti produktu pre použitie. Ak sa objaví poškodenie produktu v rozmedzi záručnej lehoty, jediné riešenie a povinnosť 3M Deutschland GmbH je produkt 3M Deutschland GmbH opraviť alebo vymeniť.

Vymedzenie zodpovednosti

Pokial zákon neurí inak, 3M Deutschland GmbH nie je zodpovedná za akékoľvek straty alebo poškodenia vychádzajúce z tohto produktu, či priame, nepriame, špeciálne, náhodné, alebo následné, bez ohľadu na predkladanú verzu, vrátane záruk, zmluvy, nedbalosti alebo presne vymedzenej zodpovednosti.

Stav informácie: august 2012

SLOVENŠCINA

Opis izdelka

Scotchbond® Universal Etchant je gel za jedkanje sklenine in dentina na podlagi tehnike jedkanja s kislino. Gel Scotchbond Universal Etchant vsebuje 32 težnostnih % fosforne kisline.

Področja uporabe

- Jedkanje sklenine in dentina na podlagi tehnike jedkanja s kislino.

Previdnosti ukrepov

Scotchbond Universal Etchant: Stik z očmi ali kožo lahko povzroči opekleine. Nosite primerja zaščitna oblačila, rukavice in zaščito oči/obrazu. V primeru stika prizadeto področje takoj sperite z obilo vode in poščite zdravniško pomoč.

Lista 3M MSDS lahko dobite na spletni strani www.mmm.com ali pa se obrnite na svojo lokalno podružnico.

Priprava

► Ravnajte v skladu z običajnimi postopki za čiščenje nepreravnjene zobne strukture (npr. s pasto s plovčem, polirno pasto ali peskanjem) in temeljito izpirajte z vodnim pršilom.

- Ne uporabljajte čistilnih past z vsebnostjo fluorida ali olja, ker te lahko negativno vplivajo na učinkovitost postopka jedkanja.

► Pri delu s priravljeno zobno strukturo uporabite vodno pršilo, da odstranite razrahjane ostanke prepracije, in osušite modelček ali kavito z zrakom brez premesi vode ali olja ali pa z vratnim kroglicami. Ne presušite!

► Suhu področje za obdelavo je nujno potrebno za jedkanje s kislino.

Priporočamo uporabo koferdama, da je tako zagotovljeno, da področje ostane ustrezno suho.

Nanašanje

► Odstranite brizgo Scotchbond Universal Etchant iz folijske vrečke, odvijte pokrov in nanjo nataknite konico za nanašanje gela za jedkanje.

► Nanesite gel za jedkanje točno na površino sklenine in/ali dentínu in počakajte 15 sekund, da poteče reakcija. Potem 15 sekund temeljito izpirajte z vodo in istočasno uporabljajte sesalno pripravo.

► Osušite v tamnoglobo; ne sušite preveč.

- Odvisno od uporabljenega adhezívnega sistema je možno, da sušenje z zrakom ni priravnljivo. Natančna navodila za sušenje najdete v navodilih za uporabo specifičnega izdelka.

► Izogibajte se kakršni kol kontaminaciji jedkanih površin. Če pride do kontaminacije, ponovite postopek jedkanja, izpiranja in sušenja.

► Takoj nadaljujte s postopkom vezave.

► Po nanosu odstranite konico za nanašanje z brizge in nanjo namestite pokrov.

Higiena

► Uporabite običajna čistilna sredstva za čiščenje brizg Scotchbond Universal Etchant in jih dezinficirajte v skladu z običajno veljavnimi predpisi o higieni.

Odstranjevanje

Brizgo je treba v celoti izprazniti, preden jo oddate za recikliranje. Majhne kolicine gela za jedkanje lahko odvržete skupaj z normalno odpadno vodo, če je gel močno razredčen z vodo ali neutraliziran.

Shranjevanje in rok trajanja

Produkt hranite pri 0-25°C/36-77°F.

Ne uporabljajte ga po preteku roka trajanja.

Informacije za kupca

Nobena oseba nima pooblastil za posredovanje kakršnihkoli informacij, ki odstopajo od informacij v tem navodilu.

Garančija

3M Deutschland GmbH jamči, da bo ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi, 3M Deutschland GmbH NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z NAVEĐENIM JAMSTVOM ALI JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMEROST ZA DOLOČENIM NAMENOM. Uporabnik mora sam presoditi, ali je proizvod primeren za določeno uporabo. Če se ta izdelek pokvari v garancijskem obdobju, bo vaša izključna odškodnina in obveznost družbe 3M Deutschland GmbH, da popravi ali zamenja svoj izdelek.

Omiejtev odgovornost

Če to ni prepovedano z zakonom, družba 3M Deutschland GmbH ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, izhajajočo iz tega izdelka, ne glede na to, ali je posredna, posebna, naključna ali posledična, ne glede

na pravno podlago zahtevka, vključno z garancijo, pogodbo, malomarnostjo ali striktno odgovornostjo.

Datum informacije: avgust 2012

ČESKY

Popis produktu

Scotchbond® Universal Etchant je leptaci gel pro leptání skloviny a dentínu v rámci techniky leptání kyselinou. Scotchbond Universal Etchant obsahuje 32 výšivých % kyseliny fosforečné.

Oblasti použití

- Leptání skloviny a dentínu v rámci techniky leptání kyselinou

Bezpečnostní opatření

Scotchbond Universal Etchant: Kontakt s očima alebo pokožkou může spôsobit poleptání. Používajte vhodné ochranné oblečenie, ochranné rukavice a ochranné okuláre/ochranu vŕáre. V prípade kontaktu s očima okamžitě postihnuté miesto dostatočne vysušte vodu a vyledejte lékaře.

Bezpečnostní listy 3M získáte na adresu www.mmm.com nebo u své místní pobočky.

Priprava

► Nepreročanú zubnú substanciu očistite obvyklým spôsobom (napr. pemzovou pastou, leštiacou pastou alebo otrskajte práškom) a dôkladne opláchnite vodným sprejom.

- Nepoužívajte čistacie pasty s obsahom fluoridu alebo oleja, pretože tieto môžu negatívne ovplyvniť proces leptania.

► U prepravenej zubnej substancie odstraňte volné čiastočky po prepráci vodným sprejom a paňh alebo kavitu vysušte suchým, bezolejovým vzduchom alebo na vysušenie použite napr. bavlnené peletky. Nevysušujte nadmerne!

► Suché prepráčne pole je predpokladom pre leptanie kyselinou. Pre zachovanie suchého prepráčného pola sa odporúča použiť koferdam.

Použitie

► Vyberte z fóliového vrecka striekačku Scotchbond Universal Etchant, odskrutkujte uzaváraciu čiapočku a nasadte kanylu pre nanášanie leptacieho gélu.

► Nechte leptaci gel púšťať 15 s členie na sklovinu a/alebo dentín. Nakonec opláchnete 15 s dôkladne vodou a použite pŕtom odsávanie.

► Osušte bavlneným systémom adhezívneho peletkami, nepresušte!

- Podle použitého systému adhezívneho peletkami určeným k osušení. Nepresušte!

► Suché místo ošetření je předpokladem pro leptání kyselinou. Pro zajištění dostatečně suchého pole se doporučuje koferdam.

Použití

► Nepreročanou zubní očistite jako obvykle (např. pemzou, leštící pastou nebo písankováním) a důkladně opláchněte vodním sprejem.

- Nepoužívajte fluoridové čisticí pasty nebo pasty obsahující olej, protože by mohly negativně ovlivnit průběh leptání.

► U prepraveneho zubu odstraňte zbytky preparačního dřívodního spreje a bavlněným systémem adhezívneho peletkami určeným k osušení. Nepresušte!

► Suché místo ošetření je předpokladem pro leptání kyselinou. Pro zajištění dostatečně suchého pole se doporučuje koferdam.

Příprava

► Vyměňte stříkačku Scotchbond Universal Etchant z fóliového sáčku, odšroubujte uzavírací víčko a nasadte kanylu pro aplikaci leptacího gela.

► Nechte leptaci gel púšťať 15 s členie na sklovinu a/alebo dentín. Nakonec opláchnete 15 s důkladne vodou a použite pŕtom odsávanie.

► Osušte bavlneným systémem adhezívneho peletkami, nepresušte!

- Podle použitého systému adhezívneho peletkami určeným k osušení. Nepresušte!

► Zamezte akékoľvek kontamináciu leptaných povrchov. Pokud ke kontaminaci dojde, opakujte leptání, výplach a sušení.

► Po použití aplikáční kanylu odšroubujte ze stříkačky a opět našroubujte uzavírací víčko.

Hygiena

► Stříkačku Scotchbond Universal Etchant čistěte běžnými prostředky k tomu určenými a dezinfikujte podle běžných hygienických předpisů.

Likvidace</