

Ellenjavallatok
Nincs

Összetétel

A termék egyes alkotóelemeinek összetevői koncentrációjuk szerint csökkenő sorrendben vannak felsorolva.
Por: üvegpor, polimersav, szilánmal kezelit szilícium-dioxid. Folyadék: víz, polimersav, borkősav.
További információért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot (www.3m.com), vagy vegye a kapcsolatot a 3M helyi vállalatával.

Eldővigyázatossági intézkedések
Az eszközözzel kapcsolatos súlyos eseményt jelentse a 3M-nek és a helyi illetékes hatóságnak (EU) vagy a helyi szabályozó hatóságnak.

Potenciális nem kívánatos mellékhatások és szövődmények
A lehetséges hatások helyi irritáció. A helyreállító anyag letörése vagy törése riska esetében a helyreállító anyag vagy egy része lenyeléséhez vagy beleszállásához vezethet.

A termék biztonságosságáról és klinikai teljesítményéről szóló összefoglaló jelentés elérhető az Orvostechnikai Eszközök Európai Adatbázisában (Eudamed) az alábbi linken (amint a megfelelő adatbank-modul elérhető): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

A betegápolókészlet és a termék biztonságosságáról és klinikai teljesítményéről szóló összefoglaló jelentés a következő címen is elérhető: <https://hcbgregulatory.3m.com>

Alap UDI-DI: 0608223276102000000046E2

Preparáció

► Távolítsa el a káneszes foganyagot, aláménosz részekre nincs szükség.
► Vékony ferdé szelek készítése kerülendő. Az anyag felfavastagságának 0,5 mm-nek kell lennie.

Pulpa védelem

► A pulpa-irritáció megelőzése érdekében a pulpa kórtól területeket gyorsan kótó kalciumhidroxid-tartalmú készítménnyel kell befedni.

Kondicionálás

► A preparáció során képződött törmelékregeget (smear layer) a foganyaggal történő optimális kémiai kötés érdekében alaposan el kell távolítani. Ehhez a Ketac® Conditioner-t kell a preparát területre felvinni és 10 mp-ig hagyni, hogy hatását kifejthesse.

► Vegül alaposan öblítse ki vízzel.

► Víz- és olajmentes levegő két-, háromsori rövid befúvásával szárítsa ki a kavitat, vagy váltógombózával törlögesse szárazra. Nem szabad túlszárlítani! **A kavításnak csak annyira kell szarnak lennie, hogy felület mattnak, fénytelennek tűnjön.** A túlszárlás a tömes után túlzékenységet eredményezhet.

► Kerülje a más anyagokkal történő érintkezést.

Aktiválás

► Az Apilcap™ aktivatort helyezze stabil munkafelületre, és az Apilcap kapszulát tegye be az aktivatörba.
► Tenyérpármája segítségével az aktivatorkart ütköztess erősen és teljesen nyomja le, és 2–4 mp-ig tartsa lenyomva.
– Csak a kar ütközését való érdeletes és teljes lenyomásával és e pozícióban tartásával biztosítható, hogy a folyadék teljesen bepréselődjön a porba. Ha nem fejt ki elégséges nyomást, vagy ha a kart nem nyomja le teljesen, akkor előfordulhat, hogy túl kevés folyadékot kever a porhoz, ez növeli a viszkozitást és megváltoztathatja a termék tulajdonságait.

► A kapszulákat aktiválás után azonnal össze kell keverni. A keverés és a fel-horág közötti szüneteket el kell kerülni; ellenkező esetben, amint az anyag elkezd szárlárlódni, a kapszulából való eltávolítás megnövekszi vagy akár lehetetlenné válik.

Keverés

► A kapszulákat egy nagyfrekvenciájú, kb. 4300 rezgés/perc teljesítményű keverőberendezésben, pl. CapMix™ (10 mp-en keresztül) vagy a RotoMix™ rotációs keverőben (8 mp-ig) keverje.

Applikáció

► A keverés után helyezze a kapszulát az aplikátorba, és a kar egyszerű megnyomásával rögzítse azt a helyére. A paszta intraorálisan történő alkalmazása előtt nyissa ki a fúvókat a végülálig, és nyomja meg többször az aplikátort, amíg a bekevert paszta láthatóvá nem válik az intraorális helyen-ben.
► Az applikáció egész folyamata alatt a munkaterületre bejött vízzel és nyálal stb. való szennyeződést akadályozza meg, és a munkaterületet tartsa szárazon.

Figyelem!

► Az aktiválás, keverés és applikáció közötti várakozási idő feltétlenül kerülendő, mivel a kar kötésben lévő anyag nem nyomatko ki a kapszulából.
• A fémészaközökre tapadt Ketac Molar Quick Apilcap a megkötés előtt hideg vízzel lemosandó.

Időtartamok

23 °C/73 °F-os szobahőmérséklet mellett az alábbi időtartamok alkalmazandók:

	perc:másodperc
Aktiválás	0:02
RotoMix kapszulakeverőben történő keverés vagy	0:08
Keverés nagyfrekvenciájú keverőben (pl. CapMix)	0:10
Megmunkálás a keverés kezdetétől számítlva	1:40
Megkötés a keverés kezdetétől számítlva	3:30

23 °C/73 °F feletl a megkötési folyamat felgyorsul. A feldolgozási időtartam elhúzódása a fogmozgathoz és a dentinhez történő adhézió gyengüléséhez vezethet.
Rövidített, ill. hosszabb keverési időtartam megkósszabhlja, ill. lerövidíti a feldolgozási és a megkötési időtartamot. A keverési időtartam nagyfrekvenciájú keverők esetében 8–15 másodperc, RotoMix kapszulakeverőben 6–8 másodperc.

Tömés védelem

Védőréteg felvittele a tömésre nem szükséges. Amennyiben védőbevonat kívánt, vazelin és/vagy vazelinkeverő cementtelző módon alkalmazható:
► Vigye fel a vazelint a vattakeverő cementtelző felületére.

Kidolgozás

► A polirozshoz, amely legkorábban a keverés kezdetétől számított 3,5 perc elteltével kezdődhet, használjon Arkansas csiszolókövet, fémösszesztő csiszológépműnőket, csiszológépkort, vagy szilikonpolírozót.
► Ha szükséges, felület védőbevonatként vigyen fel ismét vazelint a felület lezárására.

Apilcap Activator és az Applier tisztítása

Az Apilcap aktivatör és Applier tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozó információkat lásd a vonatkozó használati útmutatóban.

Megjegyzések

► Az Apilcap kapszulák egyszer használatos eszközök. Az anyag megkötése után a kapszulák nem használhatók tovább.
• Kérjük, az eredeti csomagolásban tárolja az egyszer használatos kapszulákat, ezzel biztosítva a telét (LOT) visszahívhatóságot.

Ártalmatlanítás

A fecskendőit és/vagy a tartályt az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A szakszeritlen kezelés egészségügyi kockázatainak elkerülése érdekében kérjük, fordítson különös figyelmet a szennyezett hulladék eltávolítására.

Tárolás és eltarthatóság

A kapszulákat tárolja a foltcsomagolásban.
A fólia felbontása után, a kapszulák legkésőbb 1 hónapon belül fel kell használni. A termék 15–25 °C/59–77 °F-os hőmérsékleten tárolandó.
A szavatossági idő lejártá után ne használja a terméket.

Vevőinformáció

A jelen utasításban megadottakkól eltérő semmilyen egyéb információ nem nyúlható.

Garancia

A 3M Deutschland GmbH garanciát vállal arra, hogy a termék mentes minden anyag- és gyártási hibától. A 3M Deutschland GmbH ÁZONBAN SEMMILYEN EGYEB GARANCIAI NEM NYÚL, LEGYEN AZ VELELMÉZETT, VAGY SZALLITOTT FELELŐSSÉGBŐL, VAGY AZ ADOTT ALKALMAZÁSHA VALÓ ALKALMASSÁGBÓL, FAKADÓ. Használat előtt ezért a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék alkalmas-e a kívánt célra. Ha a termék a garanciális idő alatt hibásnak bizonyul, akkor a rendelkezésre álló kizárólagos jogorvoslat és a 3M Deutschland GmbH kizárólagos kötelezettsége a 3M Deutschland GmbH termék kijavítása, illetve kicserélése.

A felelősség korlátozása
Ha jogszáblly másként nem írja elő, a 3M Deutschland GmbH nem felel a termékekkel kapcsolatos semmilyen kártért vagy veszteségért, legyen az közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű vagy következményes, tekintet nélkül az alkalmazott elméletre, beleértve a szavatosságot, a szerződést, a hanyagságot, illetve a szigorúan vett felelősséget.

Jelmagyarázat

Hivatkozási szám és a jelkép címe	Jelkép	A jelkép leírása
ISO 15223-1 5.1.1 Gyártó		Az orvostechnikai eszköz gyártóját jelöli.

Hivatkozási szám és a jelkép címe	Jelkép	A jelkép leírása
Svájci meghatalmazott képviselő		A Svájcban működő meghatalmazott képviselőt jelöli.
ISO 15223-1 5.1.3 Gyártási időpont		Az orvostechnikai eszköz gyártási idő-pontját mutatja.
ISO 15223-1 5.1.4 Lejáratási idő		Az a nap, amelyet követően a gyógyszerá-szi eszközt már nem szabad használni.
ISO 15223-1 5.1.5 Tételszám		A gyártói tételszámmal a jel, amely alapján azonosítható a tétel.
ISO 15223-1 5.1.6 Megrendelési szám		A gyártói megrendelési számmal jelzi, amely alapján azonosítható az orvostechnikai eszköz.
ISO 15223-1 5.3.7 Hőmérsékleti határ		Azok a hőmérsékleti határértékek, amelyeknek a gyógyszerázi eszköz biztonságosan kitéhető.
ISO 15223-1 5.4.2 Újrafelhasználás-uk tilos		Azt jelöli, hogy az orvostechnikai eszköz csak egyszeri használatra alkalmas.
ISO 15223-1 5.4.3 Olvassa el a használati utasítást vagy elektronikus használati utasítást		Azt jelzi, hogy a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.
CE-jelölés		Az összes vonatkozó európai uniós rendelkezés és irányelvnek való megfelelést-gel jelzi a bejelentett szerv feltüntetésé-vel.
ISO 15223-1 5.7.7 Orvostechnikai eszköz		Jelzi, hogy a termék orvostechnikai esz-köz.
Rx Only		Az Egyesült Államok szövetségi törvényéi értelmében kizárólag fogászati szakem-ber által vagy rendeltvényére értékesíthető eszköz. Code of Federal Regulations (CFR), 21. cím 801.109(b) (1. pont)
Nem hullámle-mez jellegű kar-ton		Nem hullámlemez jellegű kartonból ké-szült termékcsomagolást jelöl. Az Európai Unió Hivatalos Lapja: 97/129/EK bizottsá-gi határozat
Alumínium és kis sűrűségű poli-tilén		Alumínium és kis sűrűségű polietilén kombinációból készült termékcsomago-lást jelöl. Az Európai Községek Hivata-lapja: Bizottsági határozat (97/129/EK)
A Zöld Pont véd-jegy		A 94/62/EK európai irányelv és a kapcsol-ódó nemzeti törvény alapján a nemzeti csomagolágyag- visszatérítési vállalat-nak fizetett pénzügyi hozzájárulást jel. Packaging Recovery Organization Euro-pe.
ISO 15223-1 5.1.8 Importör		Az orvostechnikai eszközt az adott terü-letre importáló jogalany jelzésére szolgál.

További információk: HCBGRegulatory.3M.com

Az információ állapota: 2022. szeptember

POLSKI

Opis produktu
Ketac® Molar Quick Apilcap™ jest szkło-ionomerowy materiałem w kapsułkach. Materiał dostępny jest w następujących odzieniach: A1, A2, A3, A4 i B2.

Materiał może być stosowany bez podkładu, uwalnia jonu fluoru i jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim. Istotną cechą materiału, jaką można uzyskać z jednej kapsułki wynosi minimum 0,13 ml.

☞ Instrukcję użycia przechowywać przez cały czas stosowania produktu. Użycie produktu jest dozwolone tylko pod warunkiem, że znajdująca się na nim etykieta jest wyraźnie czytelna. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych produktów zawarte są w oddzielnych instrukcjach.

Zakres zastosowań

Zakres zastosowań: Szkło-ionomerowy materiał do wypełnień. Przewidywany użytkownicy: Wykwalifikowany personel medyczny, posiadający teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu stosowania produktów dentystycznych. Korzyści kliniczne: Odbudowa początkowych i kavitowanych zmian w strukturze zębów. Docelowa grupa pacjentów: Wszyscy pacjenci, którzy wymagają leczenia stomatologicznego, o ile możliwości stosowania nie ogranicza indywidualny stan pacjenta.

Wskazania

- Podkłady pod jedno- i wielopowierzchniowe wypełnienia kompozytowe
- Odbudowa zęba pod prace protezyczne
- Wypełnienia ubytków w zębach mleczych
- Wypełnienia jednowierzchniowe w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzyjnych
- Poddawane działaniu sił uzupełnienia Klasy II, w przypadku których szerokość szczeliny jest mniej niż połową odległości między wierzchołkami i które posiadają co najmniej jeden zgrzyzowy punkt kontaktu ze szkliwem
- Wypełnienia ubytków przyszykowych, gdy względnie estetyczna metoda drugorzędne znaczenie
- Długoczasowe wypełnienia tymczasowe ubytków jedno- i wielopowierzchniowych
- Poszerzone uszczelnienie bruzd

Przeciwwskazania

Brak

Skład

Składniki każdego elementu składowego produktu są przedstawione w malejącej kolejności ich stężenia. Proszek: proszek szklany, kwas polimerowy, krzemionka poddana obróbce silarem. Płyn: woda, kwas polimerowy, kwas winowy.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z kartą charakterystyki (www.3M.com) lub skontaktować się z przedstawicielem firmy 3M.

Środki ostrożności

Wszelkie poważne zdarzenia występujące w związku z przyrządem należy zgłaszać firmie 3M lub właściwej instytucji lokalnej (UE) albo miejscowej jednostce nadzorczej.

Potencjalnie niepożądane skutki uboczne i powikłania
Potencjalnie skutki uboczne to miejscowe podrażnienia. Odklejenie się lub złamanie uzupełnienia tymczasowego w rzadkich przypadkach może doprowadzić do pokłnięcia lub aspiracji uzupełnienia lub jego części. Podsumowujące dotyczące bezpieczeństwa i działania klinicznego wyrobu można znaleźć w europejskiej bazie danych wyrobów medycznych (Eudamed) pod następującym linkiem (gdą tylko odpowiedni moduł bazy danych będzie dostępny): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Instrukcja użycia oraz podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i działania klinicznego wyrobu są dostępne również na stronie <https://hcbgregulatory.3m.com>

Identyfikator Basic UDI-DI: 06082232761020000000046E2

Opracowanie ubytku

► Usunąć wyłączenie tkanki zmienionej próchnicowo. Podcięcie retencyjne nie są konieczne.
► Nie opracowywać cienkich brzegów pod kątem. Minimalna grubość ścian powinna wynosić 0,5 mm.

Ochrona mięzi

Aby uzyskać podrażnienia, obszary w pobliżu miążsi pokryć twardejnym materiałem na bazie wodortlenku wapnia.

Zastosowanie Ketac Conditioner
► Aby uzyskać optymalne, chemiczne połączenie ze szkliwem i zębina, usunąć powstałą w trakcie opracowania ubytku warstwę mazista. Pokryć powierzchnię szkliwa i zębiny materiałem Ketac® Conditioner i pozostawić na 10 sekund.

► Następnie dokładnie wypłukać dużą ilością wody.
► Osuszyć ubytek 2-3 krótkimi dmuchnięciami powietrza z dmuchawki lub wytapnować wacikami. Nie przesuszyć! Po osuszeniu **powierzchnia ubytku powinna być matowo błyszcząca**. Nastieranie osuszenie może spowodować powstanie zjawiska nadwrażliwości pozabojowej po wypełnieniu ubytku.
► Uniknąć ponownego zanieczyszczenia ubytku.

Aktywacja

► Umieścić aktywator Apilcap™ na stabilnej powierzchni i wprowadzić kapsułkę Apilcap do aktywatora.

► Klebami dioni mocno, całkowicie i o oporu wcisnąć dzwignikę aktywatora i przytrzymywać ją przez 2 do 4 sekund.

– Tylko mocne i całkowite wcisnięcie dzwigniki (do oporu) i jej przytrzymanie w tej pozycji zapewnia zmieszanie całego płynu z proszkiem. Za słabe naciśnięcie lub niecałkowite wcisnięcie dzwigniki (niewcisnięcie dzwigniki do oporu) może spowodować zmieszanie z proszkiem zbyt małej ilości płynu, co zwiększa lepkość i zmienia właściwości produktu.

► Kapsułki należy wyemiasz natychmiast po aktywacji. Należy uniknąć przerw między mieszaniam a aplikacją; w przeciwnym razie, gdy tylko materiał zacznie twardnieć, wyjdzie go z kapsułki będzie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Mieszanie

► Mieszać kapsułki przy prędkości obrotowej ok. 4.300 obr/min w wysokokosztłowościowym urządzeniu mieszającym, takim jak np. mikser rotacyjny CapMix™ (przez 10 sek.), albo RotoMix™ (przez 8 sek.).

Aplikacja

► Po zmieszaniu włożyć kapsułkę do aplikatora i unieruchomić ją przez jednokrotne naciśnięcie uchwyty. Przed zastosowaniem materiału w jamie ustnej otworzyć korkownicę do góry i nacisnąć kilka razy aplikator tak, by zmiksowany materiał był widoczny w korkownicy wewnątrzustnej.
► Wykluczyć możliwość kontaminacji wodą, śliną i tld. w strefie roboczej przez cały czas trwania aplikacji; strefa robocza musi być zawsze sucha.

Uwaga

• Uniknąć przerw pomiędzy aktywacją, mieszaniam i aplikacją, gdyż rozpoczęte twardnienie materiału w kapsule utrudni lub uniemożliwi jego aplikację.
• Ketac Molar Quick Apilcap mocno przylega do narzędzi metalowych. Narzędzia wypłukać w zimnej wodzie przed stwardnieniem materiału.

Czas pracy i wiązania

Podane poniżej czasy dotyczą temperatury pokojowej 23 °C:

	min:sek.
Aktywacja	0:02
Mieszanie w RotoMix lub	0:08
Mieszanie w mieszalniku o wysokiej częstotliwości, np. CapMix	0:10
Czas pracy od początku mieszania	1:40
Czas pracy od początku mieszania	3:30

W temperaturze pomieszczenia przekraczającej 23 °C materiał wiąże szybciej. Przekroczenie czasu pracy prowadzi do utraty adhezji do szkliwa i zębiny.

Krótsze mieszanie wydłuża, dłuższe skracza czas pracy i wiązania materiału. W przypadku mieszalników o wysokiej częstotliwości czas mieszania można wykras w przedziale 8–15 sekund, a w przypadku RotoMix w przedziale 6–8 sekund.

Ochrona wypełnienia

Nanoszenie warstwy ochronnej na wypełnienie nie jest obowiązkowe. Jeżeli warstwa ochronna jest potrzebna, można użyć wazelinyl i/ub wacików bawełnianych w następujący sposób:
► Pokryć wazeliną wszystkie odsłonięte powierzchnie cementu szkło-ionomerowego.

Opracowanie

► Wypełnienie opracować ostatecznie po upływie 3,5 minuty od rozpoczęcia mieszania. Do opracowania zastosować kamienie Arkansas, wiertła z drobnoziaistym nasypem diamentowym, krążki ściérne o malejącej się wielkości ziam lub gumki do opracowywania.
► Opcjonalnie zaspikować wazeliną jeszcze raz w celu uszczelnienia powierzchni.

Czyszczenie aktywatora i aplikatora Apilcap

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu czyszczenia i dezynfekcji aktywatora i aplikatora Apilcap, należy się zapoznać z odpowiednią instrukcją użycia.

Uwagi

• Kapsułki Apilcap są przyrządami przeznaczonymi do jednokrotnego użycia. Po stwardnieniu materiału kapsułki nie mogą być dużej używane.
• Kapsułkę jednorazowego użycia należy przechowywać w oryginalnym woreczku, aby zapewnić możliwość identyfikacji partii (LOT).

Utylizacja

Usunąć zawartość pojemnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proszę zwrócić szczególną uwagę na uswienie zanieczyszczonych odpadów, aby wykluczyć związane z tym zagrożenia dla zdrowia.

Przechowywanie i trwałość

Kapsułki przechowywać w blistrach.
Po otwarciu blistra materiał zużyć w ciągu 30 dni.
Produkt przechowywać w temperaturze 15–25 °C/59–77 °F. Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia.

Informacje dla klienta

Nikt nie jest upoważniony do udzielania informacji niezgodnych z informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Gwarancja

3M Deutschland GmbH gwarantuje, że ww. produkt pozbawiony jest wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. 3M Deutschland GmbH NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH ZAPORĄC, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI DOROCZUMIANYCH LUB DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY, LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w konkretnym przypadku. 3M Deutschland GmbH zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktów, które po udowodnieniu okazały się wadliwe w okresie gwarancyjnym.

Ograniczenie odpowiedzialności

O ile nie jest to zabronione przez prawo, 3M Deutschland GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty pośrednie, bezpośrednie, zamierzone lub przypadkowe, wynikające z użycia lub nieumiejętności użycia powyższego produktu, bez względu na podaną przyczynę, gwarancję, umowę, zaniedbanie lub odpowiedzialność.

Słownik symboli

Numer referen-cyjny i nazwa symbolu	Symbol	Opis symbolu
ISO 15223-1 5.1.1 Wytwórca		Wskazuje wytwórcę wyrobu medycznego.
Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii		Wskazuje autoryzowanego przedstawicie-la w Szwajcarii.
ISO 15223-1 5.1.3 Data produkcji		Wskazuje datę wyprodukowania wyrobu medycznego.
ISO 15223-1 5.1.4 Użyź do daty		Wskazuje datę, po której wyrób medycz-ny nie powinien być używany.
ISO 15223-1 5.1.5 Kod partii		Wskazuje kod partii nadany przez wy-twórce, umożliwiający identyfikację partii lub serii.

Numer referen-cyjny i nazwa symbolu	Symbol	Opis symbolu
ISO 15223-1 5.1.6 Numer katalogo-wy		Wskazuje numer katalogowy nadany przez wytwórcę, tak że można zidentyfi-kować wyrób medyczny.
ISO 15223-1 5.3.7 Dopuszczalna temperatura		Wskazuje zakres temperatury, na którą wyrób medyczny może być bezpiecznie narazony.
ISO 15223-1 5.4.2 Nie używać powtórnie		Wskazuje wyrób medyczny przeznaczony tylko do jednorazowego użyciu.
ISO 15223-1 5.4.3 Zapoznać się z instrukcją użyt-kowania lub z elektroniczną instrukcją użyt-kowania		Wskazuje, że użytkownik powinien zapo-znać się z instrukcją używania.
ISO 15223-1 5.7.7 Wyrób medyczny		Wskazuje, że przedmiot jest wyroben medycznym.
Wyłącznie na receptę		Wskazuje, że prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez dentystę lub na jego zlecenie. 21 Kodeks przepisów fede-ralnych (CFR), ust. 801.109 (b) (1)
Tektura nietalista		Wskazuje, że opakowanie produktu jest wykonane z nietalowej płyty pilśniowej. Dziennik Urzędowy WE, Decyzja Komisji (97/129/WE)
Aluminiun i poli-etylen o niskiej gęstości		Wskazuje, że opakowanie produktu wyko-nano z aluminium i polietylenu o niskiej gęstości. Dziennik Urzędowy WE, Decyzja Komisji (97/129/WE)
Zielony Punkt		Oznacza wkład finansowy w krajowy pod-miot zajmujący się odzyskiem opakowań zgodnie z unijną dyrektywą 94/62 i odpow-iadniami przepisami krajowymi. Packa-ging Recovery Organization Europe.
ISO 15223-1 5.1.8 Importer		Wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny w danej lokalizacji.

Więcej informacji zawiera HCBGRegulatory.3M.com

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2022

ROMÂNĂ

Descrierea produsului

Ketac® Molar Quick Apilcap™ este un ciment ionomer de sticlă prezentat sub formă de capsule. Materialul este disponibil în următoarele culori: A1, A2, A3, A4 și B2. Materialul poate fi aplicat fără obturație de bază; eliberarea toni de fluor și este radiopac. Cantitatea ce poate fi extras

