

roEKO Retracto / roEKO Stay-put

Návod k použití

CS

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

1. POPIS VÝROBKU

Retrakční vlákna se používají k rozšíření sulku před zhotovením otisku čelisti.

2. ÚČEL POUŽITÍ

Retrakční vlákna Roeko jsou určena k otevření sulku a díky tlaku, kterým působí na tkáň, zároveň i jako prevence krvácení.

3. SLOŽENÍ

ROEKO Retracto

Neimpregnované pletené nebo kroucené bavlněné vlákno.

ROEKO Stay-put

Neimpregnované pletené bavlněné vlákno s vpleteným měděným drátkem (obaleným nylonovou nití).

4. INDIKACE PRO POUŽITÍ / KLINICKÝ PŘÍNOS

Dočasná retrakce okraje dásně.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace.

6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

V případě ROEKO Stay-put: Nedotýkejte se vlákna elektrotomy nebo laserovými nástroji.

Zdravotnické prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

7. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY / INTERAKCE

Nejsou známy žádné škodlivé reakce nebo vedlejší účinky na pacienty a/nebo personál zubní ordinace.

8. SKUPINA UŽIVATELŮ/PACIENTŮ

Určenými uživateli jsou zubní lékaři (stomatologové) a zubní asistenti (zubní sestry). Výrobky, resp. skupina výrobků jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů.

9. PŘÍPRAVA

Zkraťte retrakční vlákno na požadovanou délku. Vlákna Retracto a Stay-put můžete namočit do běžného roztoku podporujícího retrakci dásně. Postupujte podle návodu k použití zvoleného roztoku.

10. SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Vtlačte prostřední část vlákna do sulku. Postupně vtlačte zbytek vlákna až do konce. Není nutné, aby se vlákno překrývalo. Neimpregnované vlákno nechte v sulku působit minimálně 5 minut. Pokud použijete běžný hemostatický roztok, postupujte podle návodu k použití roztoku, pokud jde o dobu působení. Vlákno vyjměte až těsně před otiskováním.

11. ZPŮSOB OVĚŘENÍ SPRÁVNÉHO POUŽITÍ

Při kontrole pohledem musí být sulkus viditelně rozšířený.

12. DOBA POUŽITELNOSTI / SKLADOVÁNÍ

Viz datum použitelnosti a symboly pro uchovávání na obalu. Balení s vláknem musí být uchováváno na suchém místě.

13. LIKVIDACE

Výrobek lze likvidovat společně s komunálním odpadem. Mohou platit zvláštní národní předpisy.

14. OZNAMOVACÍ POVINNOST

Veškeré závažné nežádoucí příhody, k nimž dojde v souvislosti s výrobkem, je nutno nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu, kde má uživatel své sídlo a/ nebo pacient trvalé bydliště.



Glossary



Consult instructions for use



Single use only



Keep dry



Marking of Conformity Europe



Legal Manufacturer



Expiry Date



Batch Code



Restricted device for professional use only



Medical Device

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany

www.coltene.com

Customer Center
service@coltene.com