




- GB** Instructions for use
- GR** Οδηγίες Χρήσης
- CZ** Návod k použití
- HU** Használati utasítás
- LV** Lietošanas instrukcija
- PL** Instrukcja obsługi
- HR** Upute za uporabu
- RO** Instrucțiuni de utilizare
- TR** Kullanma talimatı
- RU** Инструкция по применению

6607800911

**اعیانات الاستخدام****SK** Návod na použitie**BG** Инструкции за употреба**UA** Інструкція по застосуванню**AL** Udhézime pérdrorimi**SI** Navodila za uporabo**RS** Upuststva za upotrebu

**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

Manufacturer:  
Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau (Germany)  
Made in Germany



**Recommended model material**  
All commercially available modeling stones can be used.  
Our suggestion: Class II gips, MOLDANO®/MOLDADUR®  
Class IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYN®

**Dissolution**  
Impression should generally be treated by immersion for 10 minutes\* in 5.25% Sodium Hypochlorite solution. Other silicon specific disinfectant solutions should be used as directed by the products manufacturer.

\* Geleon Luis Adaro, DDS, PhD. Elvane Zanarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS. *PtD Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials.* J Prosthet Dent, 81, 621-4,1999

**Flame test**  
Flame test. Do not incinerate labialization can cause health problems. Eyes, respiratory organs and skin can be irritated. In an emergency, rinse immediately with copious amounts of water and consult an eye specialist. Avoid skin contact. Wear protective glove/protective clothing/eye protection/glove protection/face protection EN 374, Category III/Typ B, e.g. Dermatril from KCL Germany. Do not swallow and ingest. If health problems arise after swallowing impression material, seek medical attention immediately. Intestinal blockage may arise in rare cases. Hypersensitive persons may experience an allergic reaction to the product.

According to EU Medical Device Regulation users/ patients are obliged to report occurred serious incidents with a medical device to its manufacturer and to the competent authority of the country, the incident occurred.

Dated: 2019-02

## oxasil®

## Kullanma talimatı (TR)

oxasil®	EN ISO 4823	Renkler	Dozaj <sup>2*</sup>	Kartırga süresi <sup>3</sup>	Toplam çalışma süresi <sup>4</sup>	Ağzı içindeki süresi <sup>5</sup>	dk.sn.	dk.sn.
Soft Putty	Tip 0	san	1 kaşk (10,7 g/5,5 ml)	6-8 dönüş (0,32 g/0,29 ml)	30	1:00	4:00	
Putty	Tip 0	san	1 kaşk (14,4 g/9,5 ml)	4-6 dönüş (0,21 g/0,19 ml)	30	1:00	4:00	
Mucosa	Tip 2	turuncu	12 kaşk (0,97 g/5,5 ml)	12 dönüş (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00	
Light Flow	Tip 3	maçevi	12 kaşk (8,6 g/7,5 ml)	12 dönüş (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00	
Very Light Flow	Tip 3	maçevi	12 kaşk (8,5 g/7,5 ml)	12 dönüş (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00	

\* 1 Pri izboju teplota 23°C (73°F), otv. 50% relativnej vlhkosti.

Výššie teploty letu do skryjacieho miesta vtedy predstavujú 20°C (68°F).

\*\* 1 dĺžka = 1,3 cm (pri použití medziny podložky Kulzer)

Navedené odmerky je treba upozoroviť.

## Özel Öneri

Tebi Cihaz. Sadece sağlık hizmeti uzmanları tarafından kullanılmaları.

## Ürün tanımı

Elastomerik, silikon bazlı hasan ölçü malzemesi, kondensasyon ile sertleşir.

## oxasil®

## İnstruksiya po применению (RU)

oxasil®	EN ISO 4823	Цвета	Дозировка <sup>2</sup>	Время смешивания	Время обработки <sup>3</sup>	Выдержка в ротовой полости	СМ	МИНС
Soft Putty	Tip 0	Желтый	1 ложка (10,7 g/5,5 ml)	6-8 дней (0,32 g/0,29 ml)	30	1:00	4:00	
Putty	Tip 0	Желтый	1 ложка (14,4 g/9,5 ml)	4-6 дней (0,21 g/0,19 ml)	30	1:00	4:00	
Mucosa	Tip 2	оранжевый	12 ложка (0,97 g/5,5 ml)	12 дней (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00	
Light Flow	Tip 3	синий	12 ложка (8,6 g/7,5 ml)	12 дней (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00	
Very Light Flow	Tip 3	синий	12 ложка (8,5 g/7,5 ml)	12 дней (0,65 g/0,59 ml)	30	1:30	4:00	

1 Pri izboju teplota 23°C (73°F), otv. 50% relativnej vlhkosti.

Výššie teploty letu do skryjacieho miesta vtedy predstavujú 20°C (68°F).

\*\* 1 dĺžka = 1,3 cm (pri použití medziny podložky Kulzer)

Navedené odmerky je treba upozoroviť.

## Особá рекомендацiiя

Медицинское изделие. Только для использования медицинскими специалистами.

## Описание продукта

Преимущественный оттисковый эластомерный материал на основе силикона, конденсационно отверждаемый

## Назначение

Оттисковые материалы oxasil® предназначены для снятия слепков с использованием стандартных методик при

зависимости от профессионального опыта специалиста. К примеру, материалы могут использоваться при

заполнении кратковременных временных оттисков.

1 При измерении температура 23°C (73°F), отв. 50% относительной влажности.

2 Время открытия лето длиной скрыжки, при которой лето предстает

3 Длина = 1,3 cm (при использовании блоков для замещивания компании Kulzer)

Соблюдайте рекомендации производителя.

## Инструкция по применению (RU)

## Инструкция по применению (TR)

## Инструкции по применению (TR)