

3M ESPE

Express™ XT

- Vinili poliolskoksansi odtisni material
- VPS otkisovací materiál
- VPS Oligo Material
- VPS jäljendmaterjal
- VPS Nospiedumu materiāls
- VPS mediāgia atspaudams
- Βιζιόντινγς материал на основи винилиполиоксаны
- Υλικό αποτύπωσης VPS

Navodila za uporabo
Návod k použitiu
Kullanna Talaimatari
Kasutusjuhend

Lietošanas Instrukcija
Vartojimo instrukcija
Инструкції з використання
Οδηγίες χρήσεως

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany
3M, ESPE, Express, Garant, Penta und Pentamix
are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
© 2016, 3M. All rights reserved.

SLOVENŠČINA

Opis proizvoda

Navodila za uporabo se nanašajo na spodaj navedene poliolskoksanske odtisne materiale, ki so namenjeni enoletni ali dvoletni tehniki odtiskovanja. Vsi izdelki niso na razpolago v vseh državah.

naziv proizvoda	ISO 4823 konsistenzna	barva pasta	mešalno razmerje (vol.)	mešalni aparat
Express™ XT Penta™ Putty	tip 0	putty zelena	5:1	Pentamix 2 in mišje različice
Express™ XT Penta™ Putty Soft	tip 0	putty oker	5:1	Pentamix 2 in mišje različice
Express™ XT Penta™ H	tip 1	heavy-bodied oker	5:1	vse različice Pentamix
Express™ XT Penta™ H Quick	tip 1	heavy-bodied zelena	5:1	vse različice Pentamix
Express™ XT Regular Body	tip 2	medium-bodied bencinska	1:1	dispenser Garant
Express™ XT Regular Body Quick	tip 2	medium-bodied karamelna	1:1	dispenser Garant
Express™ XT Light Body	tip 3	light-bodied škrlatna	1:1	dispenser Garant
Express™ XT Light Body Quick	tip 3	light-bodied rožnata	1:1	dispenser Garant

Express XT Penta Putty in Express XT Penta Putty Soft se mešata izključno v različnih mesalcah od septembra 1999 naprej, prejšnji mesalci Pentamix (pred septembrom 1999) materiala nitičkovajo prepočasno.
Express XT Penta H lahko mešate v vseh zvezdih mesalca Pentamix. Vse druge proizvode je mešati istočasno in nanáša direktno s pomočjo dispencerja Garant*.

* Za dodatne informacije o omejenih proizvodih preberite ustrezna navodila za uporabo, priložena tem proizvodom. Navodil za uporabo v času uporabe proizvoda ne zavrzite.

Področja uporabe

Vsi natančni odtisi (kol notr. za: prevleke, mostove, inleje in onleje)

Previdnostni ukrepi

3M MSDS liste lahko dobite na spletni strani www.mmm.com ali kontaktirate lokalnega prodajalca.

Priznava

Zaradi lažjega odstranjevanja odtisa iz ust je priporočljivo zalijte vseh podvinskih mest ali interdentarnih prostorov. V nasprotnem primeru je odstranjevanje odtisa iz ust zelo težavno in lahko pride do elektrifikacije naravnih zob ali odstranitve proteze. Zalijte je nujno potrebno pri odtiskovanju Z Express XT Penta Putty ali drugim odtisnim materialom s povečano tržno trdnostjo.

Odtisne žilice

Primerne so vse žilice, ki jih nevarno uporabljate za natančne odtise. Vsi natančni odtisi iz Express XT Penta Putty in Express XT Penta Putty Soft pripravimo uporabo rignidnih odtisnih žlic.
Za doslego primerne adhezije naneste tanko plast VPS Tray Adhesive – adheziva za žilice – v žilico in pustite, naj se popolnoma posuši, idealen čas sušenja je 5-15 minut.

Material Penta

- Vrečko z materialom Penta vstavi v temu namenjeno kartušo 3M ESPE Penta.
- Napojnjen kartušo zamenjajte v mesalec Pentamix.
- Nanesite redko mešani nastavek Penta*.
- Z ročnim koleškom obrnite bala mešalca navzdol do odpora, ne delajte na silo.
- Iz vsakega na novo odprtega pakiranja materiala iztisnite majhno količino materiala, da njegova barva postane enakomerna. Nato to majhno količino materiala zavrzite.
- Barva paste: glejte »Opis proizvoda«.
- Materiala, ki se stri zbirajo mešalnega nastavka, ne poskušajte na silo iztisniti. Poskodbavilo medse kartušo Penta in mešalni nastavek.
- Stedite navodila in poglavje »Odtiskovanje«, kjer je opisan postopek polnjenja odtisne žlice.

Dispenser Garant

- Kartušo Z drugo fazo odtisnega materiala vstavite v dispenser Garant.
- Pred nanašanjem materiala preverite, ali sta obe odprtini na kartuši Garant prehodni.
- Je uporabljate novo kartušo, iztisnite manjšo količino materiala brez mešalnega nastavka, da začnete bati in katalizator enakomerno teče.
- Nato na kartušo nanesite no rumeni mešalni nastavek Garant*.
- Pri intraoralnem nanašanju nanesite se rumeni intraoralni nastavek Garant* mešalnemu nastavku ali polietilenu, ker same šile teh materialov zavirajo stvarjenje adhezijskih silov.
- Če je potrebno, lahko odprtino intraoralnega nastavka razširite, tako da konico odrezate s skalpelom.
- Prečpaljate se, da se bazi in katalizator enakomerno mešata in da je barva iztenjenja paste homogena.
- Barva paste: glejte »Opis proizvoda«.
- Materiala, ki se stri zbirajo mešalnega nastavka Garant, ne poskušajte na silo iztisniti. Poskodbavilo medse kartušo Penta in mešalni nastavek.

Retrakcija
Primerne sredstva za retrakcijo so raztopine na osnovi aluminij-hidroksid-klorida, aluminijvega oksida ali železnega sulfata.
Področja, ki jih hoste odtiskati, ali bodo suha.
Če preparacija sega subgingivalno, je potrebno uporabiti retrakcijske nitke.
Ostanke retrakcijskih sredstev je pred odtiskovanjem potrebno temeljito odstraniti s spiranjem in sušenjem.

Časi	delovni čas od začetka mešanja pri temperaturi 23° C/74° F*	čas nanašanja v ustih min:sec	čas strjevanja v ustih min:sec
Simboli na izdelku			
Express XT Penta Putty	1:30	–	3:00
Express XT Penta Putty Soft	1:30	–	3:30
Express XT Penta H	2:00	–	3:30

	delovni čas od začetka mešanja pri temperaturi 23° C/74° F* min:sec	čas nanašanja v ustih min:sec	čas strjevanja v ustih min:sec
Express XT Penta H Quick	1:30	–	2:30
Express XT Regular Body	2:00	1:00	3:30
Express XT Light Body Quick	1:30	0:40	2:30
Express XT Light Body	2:00	1:00	3:30
Express XT Light Body Quick	1:30	0:40	2:30
Intraoralni čas strjevanje pri enoletni tehniki odtiskovanja v kombinaciji s:			
Express XT Penta Putty			3:00**
Express XT Penta Putty Soft ali Express XT Penta H			3:30
Express XT Penta H Quick			2:30

* Začetek mešanja = vstop materiala v mešalni nastavek.
* Zaradi višje temperature paste Penta Putty, iztenjenje v mešalca Pentamix, je intraoralni čas strjevanja materialom v brizi krajši.

Navedeni delovni časi veljajo za proizvode, ki smo jih hranili pri temperaturi 23°/74° F in 20–80° relativni vlažnosti. Višje temperature skrajšajo, nižje pa podaljšajo čas, navedene za materiale.

Odtiskovanje

Enofazna tehnika odtiskovanja:

Priporočljiva kombinacija proizvodov	
Express XT Penta Putty ali Express XT Penta Putty Soft ali Express XT Penta H	Express XT Light Body ali Express XT Regular Body
Express XT Penta H Quick	Express XT Light Body Quick ali Express XT Regular Body Quick

- Ko se odtisni material Penta začne mešati, opazujte vstop paste v mešalni nastavek Penta: baza in katalizator morata v mešalni nastavek vstopati enakomerno. Barva zmešane iztenjenja paste mora biti enakomerna in brez barvnih prog.
- Barva paste: glejte »Opis proizvoda«.
- Napojnjen odtisno žilico pripravljeno z adhezivom, pri tem mora biti mešalni nastavek včas potopljen v material. Tako se boste izognili ujetju zračnih mehurčkov.
- Medtem ko se odtisna žilica polni, začnite z nanašanjem druge faze odtisnega materiala odtis žile in suhe pregradne od spodaj navzgor. Ujetju zračnih mehurčkov se boste izognili, če bo konica nastavka včas potopljena v material.
- Odvisno od števila zob je potrebno nanašanje okoli zob in polnjenje žilice odvisno od tega, da se ob potopitvi konica odtisne.
- Ne podoljšajte dolgetnega časa materialov v žilici ali brizgi. To lahko pripelje do nepopolnega in nezanesljivega odtisa.
- Zaradi počasni postavitve napojnolno odtisno žilico v usta, žilica naj ne vzporedno z vzdolžno osjo prepranjenega zoba. Žilico držite v ustih in ne pritiskajte.
- Po končanem strjevanju odtis odstranite iz ust.

Dvofazna tehnika odtiskovanja:

Priporočljiva kombinacija proizvodov	
Express XT Penta Putty ali Express XT Penta H Quick	Express XT Light Body ali Express XT Light Body Quick

- Ko se odtisni material Penta začne mešati, opazujte vstop paste v mešalni nastavek Penta: baza in katalizator morata v mešalni nastavek vstopati enakomerno. Barva zmešane iztenjenja paste mora biti enakomerna in brez barvnih prog.
- Barva paste: glejte »Opis proizvoda«.
- Napojnjen odtisno žilico pripravljeno z adhezivom, pri tem mora biti mešalni nastavek včas potopljen v material. Tako se boste izognili ujetju zračnih mehurčkov.
- Zaradi počasni postavitve napojnolno odtisno žilico v usta, žilica naj ne vzporedno z vzdolžno osjo prepranjenega zoba. Žilico držite v ustih in ne pritiskajte.
- Po končanem strjevanju odtis odstranite iz ust, ga očistite in osušite.
- Izrežite podvise in medzobne pregrade iz, in vrežite odtisne kanale (po potrebi).
- Odtis je potrebno temeljito očistiti in osušiti. S tem je zagotovljeno optimalno žilje oveh materialov.
- Vsi natančni odtisi nanesite v usta in ga držite na mestu.
- Po končanem strjevanju odtis odstranite iz ust.
- Materialni odis ponovno nanesite v usta in ga držite na mestu.
- Po končanem strjevanju odtis odstranite iz ust.

Opombe
Če odtis na kratko seprete z vodo in ga zatem posušite ali uporabite silikonski surfaktant, se boste izognili nastanku zračnih mehurčkov na zitem modelu.
Odtis izlize iz standardnega dentnega ali modelnega mavca. Odtis lahko prevlečete s srebrno ali bakrom.

Čiščenje

- Dispenser Garant: Nestrieno pasto odstranite z robčkom, namočenim v alkohol. Dispenser razstrigajte ter ročno s polietilski steriliziraj v avtoklavu pri temperaturi od 135° C/275° F. Za dezinfekcijo lahko uporabite raztopino na osnovi glutaraldehida.
- Pasto, ki se še ni strdila, s površni lahko odstranite s pomočjo etanola.
- Preprečite silikasta materiala, ki spaj, saj materiala ni mogoče odstraniti s kemijami čiščenja.
- Opombe**
Kislavica inhibicijska plast kompozitnih materialov (na primer pri plombah ali nazdihih) lahko vpliva na strjevanje silikonskih materialov. Pred odtiskovanjem je potrebno to plast popolnoma odstraniti.
- Napojnjen mešalni nastavek Penta ali Garant na kartuši pustite do naslednje uporabe, saj vam bo služil kot zametec.
- Materialni nastavek v mešalnem nastavku Penta ali Garant nanesite mešalnega nastavka lahko pripelje do iztekanja materiala in kasnejšega strjevanja.
- Vinila-poliolskoksanskih odtisnih materialov ne smete kombinirati s silikonskimi odtisnimi materiali.
- Če se je potrebno, lahko odprtino intraoralnega nastavka razširite, tako da konico odrezate s skalpelom.
- Prečpaljate se, da se bazi in katalizator enakomerno mešata in da je barva iztenjenja paste homogena.
- Barva paste: glejte »Opis proizvoda«.
- Materiala, ki se stri zbirajo mešalnega nastavka Garant, ne poskušajte na silo iztisniti. Poskodbavilo medse kartušo Penta in mešalni nastavek.

Shranjevanje in stabilnost
Proizvod shranjujte pri temperaturah od 15–25° C/59–77° F. Ne uporabljate po poteku roka uporabe.
Odtise hranite pri temperaturah pod 30° C/86° F.

Informacije za kupca

Nobena oseba nima pooblastila za posredovanje kakršnih koli informacij, ki odstopajo od informacij v tem navodilu.

Garancija

3M Deutschland GmbH jamči, da bo ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi. 3M Deutschland GmbH NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI ALI JAMSTVI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Uporabnik mora sam prepoznati, ali je proizvod primeren za določeno uporabo. Če se ta izdelek pokvari v garancijskem obdobju, to vsa ločljiva odtisna in obveznost družbe 3M Deutschland GmbH, da popravi ali zamenja svoj izdelek.

Omejitev odgovornosti

Če to ni prepovedano z zakonom, družba 3M Deutschland GmbH ne da nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, tveganje iz tega izdela, ne glede na to, ali je posledica, neposredna, posredna, naključna ali posledična, ne glede na pravno podlago zahtevka, vključno z garancijo, pogodbo, malomarnostjo ali stritno odgovornostjo.

delovni čas od začetka mešanja pri temperaturi 23° C/74° F*	čas nanašanja v ustih min:sec	čas strjevanja v ustih min:sec
Express XT Penta Putty	1:30	– 3:00
Express XT Penta Putty Soft	1:30	– 3:30
Express XT Penta H	2:00	– 3:30

ČESKY

Popis výrobku

Tento návod k použití platí pro dále uvedené silikonové otkisovací hmoty, které jsou používány jak pro techniku dvofázového tisku, tak pro techniku korekčního tisku.

Některé výrobky nejsou k dispozici ve všech zemích.

Název výrobku	ISO 4823	ISO 4823 konzistence	Barva pasty	Míchací poměr (objem)	Míchací přístroj
Express™ XT Penta™ Putty	Typ 0	tvárná	zelená	5:1	Pentamix 2 a novější verze
Express™ XT Penta™ Putty Soft	Typ 0	tvárná	okrová	5:1	Pentamix 2 a novější verze
Express™ XT Penta™ H	Typ 1	hustá	okrová	5:1	všechny verze Pentamix
Express™ XT Penta™ H Quick	Typ 1	hustá	zelená	5:1	všechny verze Pentamix
Express™ XT Regular Body	Typ 2	střední konzistence (medium body)	petrol	1:1	Dispenser Garant
Express™ XT Regular Body Quick	Typ 2	střední konzistence (medium body)	caramel	1:1	Dispenser Garant
Express™ XT Light Body	Typ 3	tekutá	fialová	1:1	Dispenser Garant
Express™ XT Light Body Quick	Typ 3	tekutá	růžová	1:1	Dispenser Garant

Express XT Penta Putty a Express XT Penta Putty Soft je možné míchat jen ve verzích Pentamixu odtis žilic, dvifázový přístroje Pentamix (do září 1999) vytlačují materiál příliš rychle.
Express XT Penta H mohou být míchaný ve všech verzích přístrojů Pentamix. Všechny ostatní výrobky jsou stříhány pomocí promíchávacího dispenserem Garant* a přímo aplikovány.

* Tento návod k použití je třeba uchovávat po celou dobu použitelnosti výrobku. Podrobnosti k dodatečně zmíněným produktům si prosím zjistíte v příslušném návodu k použití.

Oblasti použití

- Všechny přenesé otisky (např. při preparaci korunek, můstků, inlejí a onlejí)

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní listy 3M je možné objednat přes www.mmm.com nebo se obrátit na svou místní pobočku.

Připrava

Poděkování nebo mezuziturní prostory přiměřeně vyčistěte, aby se po zhrnutí usadilno uvolnění odtisku od zuba, jinak může být vyvrtnut odtisk z už ztizené nebo mučené vteč s extrakci zubu nebo zubní náhrady.

Yblikování je speciálně potřeby, aby Express XT Penta Putty nebo jiného otkisovacího materiálu s vysokou tvrdostí Shore.

Otkisovací žilice:
Můžete být použity všechny běžné prodávané přenesé otkisovací žilice odnéle potv zkroucení. Pro techniku korekčního otku k při použití Express XT Penta Putty a Express XT Penta Putty Soft se doporučují otkisovací žilice odnéle potv zkroucení.
Pro dostatečnou přilnavost nanesete na žilici VPS Tray Adhesive a nechte úplně zaschnout, 5-15 minut chnutí je ideální čas.

Materialy Penta

- Foliový sáček Penta zasuněte do kartušce 3M ESPE Penta, která je k tomu určena.
- Napojná karta se vloží do míchacího přístroje Pentamix.
- Nasadte čerpanou míchací kanylu Penta.
- Ručním kitem odšlepně pístem míchacího přístroje směrem dolů, až učitě odpoje. Nepoužívejte nadměrný tlak.
- V nových foliových sáčků spustte proces míchání a vytlačte malé množství pasty, až vyčistíte jedinou barvu. První část pasty vytlačte.
- Barva pasty: viz „Popis výrobků“.
- Material žilic v míchací kanyli Penta by neměl být vytlačován násilím.
- Pro by mělo za následek zadržky na kartuši Penta a míchací kanyli Penta a také vznik prasklin.
- Napojná otkisovací žilice v ust odstavce „Odtiskování“.

Dispenser Garant

- Kartušu s otkisovací hmotou s nízkou nebo střední konzistencí vložte do dispenseru Garant.
- Před aplikací zkontrolujte, zda jsou oba otvory kartuši Garant bez zanesení.
- V nových kartuši Garant vytlačte malé množství pasty bez míchací kanyly.
- Material žilic v míchací kanyli Penta by neměl být vytlačován násilím.
- Na kartuši nasadte žlutou míchací kanylu Garant*.
- Pro intraoralní aplikaci nasadte na míchací kanyli Garant žlutou aplikáční trysku.
- Při vřadě potřeby: Aplikáční trysku zkratte skalpelem, tím zvětšíte výstupní otvor.
- Dbejte na to, aby zátkádka a katalyzátorová pasta byly úplně promíchán a byly vytlačovány v homogenní barvě.
- Barva pasty: viz „Popis výrobků“.
- Material žilic v míchací kanyli Penta by neměl být vytlačován násilím.
- Pro by mělo za následek zadržky na kartuši Garant a míchací kanyli Garant a také vznik prasklin.

Retrakce

Všechny retrakční prostředky jsou např. roztoky na bázi chloridu hliněho, silanu hliněho nebo silanu zinkového.

- Během otkisování udržte otkisované oblasti v suchu.
- Při subgingiválních preparacích případně použijte retrakční nit.
- Před otkisováním důkladně odstraňte zbytky retrakčního prostředku opláchnutím a osušením.

Časy

	Čas zpracování při 23° C/74° F od začátku míchání* min:s	Čas zpracování v ústech min:s	Doba setrvání v ústech min:s
Symboly na produktech			
Express XT Penta Putty	1:30	–	3:00
Express XT Penta Putty Soft	1:30	–	3:30
Express XT Penta H	2:00	–	3:30
Express XT Penta H Quick	1:30	–	2:30
Express XT Regular Body	2:00	1:00	3:30
Express XT Regular Body Quick	1:30	0:40	2:30
Express XT Light Body	2:00	1:00	3:30
Express XT Light Body Quick	1:30	0:40	2:30

Doba setrvání v ústech při technice dvofázového míchání v kombinaci s:
Express XT Penta Putty 3:00**
Express XT Penta Putty Soft nebo Express XT Penta H 3:30
Express XT Penta H Quick 2:30
(použijte krémový materiál Quick)

* Začátek míchání = vstupu pasty do míchací kanyly.
** Kvalitní výsledky teplotě pasty Penta Putty vytlačované z míchací jednotky Pentamix je interdentální čas tuhnutí silikového materiálu upraven.

Časy zpracování pasty po výrobku, které by skladovaly při teplotě 23° C/74° F a relativní vlhkosti vzduchu 20–80%. Vyšší teploty tyto časy zkracují, nižší je prodlužují.
Technika dvofázového míchání:
Doporučené kombinace produktů
Express XT Penta Putty nebo Express XT Penta Putty Soft nebo Express XT Penta H
Express XT Light Body Quick nebo Express XT Regular Body Quick

Při začátku míchání otkisovací hmoty Penta bezpodmínečně sledujte vstup pasty do míchací kanyly Penta a ujistěte se, že zátkádka a katalyzátorová pasta vtékají do míchací kanyly rovnoměrně. Smíchaná pasta musí být vytlačována v rovnoměrné barvě bez proužků.

Barva pasty: viz „Popis výrobků“.

Napojte přístroj dvofázově pomocí žilic adhezivem, naplňte, přitom musí být míchací kanyla stále ponořena do pasty, aby se zabránilo proniknutí vzduchu.

- Během plnění ústě obfistkujte z hloubky očištěnou a vysušenou preparovanou plochu lehece tekoucí nebo středně tekoucí pastou. Pritom ponechte aplikáční trysku stále ponořenou do trénu, aby se zabránilo proniknutí vzduchu.
- Podle toho, kolik plnití musí být otkusno, proveďte aplikaci tak, aby aplikace v ústech a plnění ústě skončily současně.
- Dobý zpracování materiálu na žilici a stříkaného materiálu neprokové, aby se zabránilo neupřimé nebo nepřesnému otku.
- Napojnno otkisovací žilici pomalu zaveďte do ust rovnoběžně s podélnými osami preparovaných zubů a držte je bez tlaku v této poloze.
- Po úplném zhrnutí otku vymějte z ust.

Technika korekčního otkisu:

Doporučené kombinace produktů	
Express XT Penta Putty nebo Express XT Penta H Quick	Express XT Light Body nebo Express XT Light Body Quick

- Při začátku míchání otkisovací hmoty Penta bezpodmínečně sledujte vstup pasty do míchací kanyly Penta a ujistěte se, že zátkádka a katalyzátorová pasta vtékají do míchací kanyly rovnoměrně. Smíchaná pasta musí být vytlačována v rovnoměrné barvě bez proužků.
- Barva pasty: viz „Popis výrobků“.
- Otkisovací žilici připravtevnu adhezivem naplňte, přitom musí být míchací kanyla stále ponořena do pasty, aby se zabránilo proniknutí vzduchu.
- Napojnno otkisovací žilici pomalu zaveďte do ust rovnoběžně s podélnými osami preparovaných zubů a držte je bez tlaku v této poloze.
- Po úplném zhrnutí otku vymějte z ust. důkladně očistěte a osušte.
- Poděkování a interdentální septa atd. vyčistěte a v případě potřeby vytvořte odtokové kanálky.
- Otkis důkladně vyčistěte a osušte, aby se zaručilo optimální spojení obou materiálů.
- Vložte otkisovací materiál do přípravného otisku na příslušných plochách případně aplikujte na očištěné a suché preparované plochy. Držte přitom aplikáční trysku stále ponořenou do pasty, abyse zabránilo tvorbě bublin.
- Po úplném zhrnutí otku vymějte z ust. důkladně očistěte a osušte.
- Po úplném zhrnutí otku vymějte z ust.

Po otkisu

Pedčivně zkontrolujte sulkus preparovaných zubů a okolí oblasti a případný zbytký zbytky otkisovací materiál z ust odstraněte.

Hygiena

- Otkis vložte do standardního dezinfekčního roztoku. Délka se řídí podle údajů výrobce. Otkis nechatčevět v dezinfekčním roztoku déle, než je předepsáno, mohl by se poškodit.
- Pro dezinfekci vypláchněte zbytky dezinfekčního roztoku z otkisu ca 15 sekund pod tekoucí vodou.

Výroba modelu

Pokud se pro vytvoření otku použil materiál Express XT Penta Putty nebo Express XT Penta Putty Soft, je možné vyjít odtis hodiny po vyjmutí z ust. V ústě otkisovaný materiál může být otkis vyjít nejdříve 30 minut po vyjmutí z ust. Další časové omezení pro odvlnění nejsou.

K dočení sádrového modelu bez vzduchových bublin je nutné otkis krátce před vytvářením sádrové desky opláchnout vodou a přetřechout vodou odstranit, nebo použít silikonový povrchové aktivní prostředek.

Otkis odtisků bžně prodávávnou superkrémovou. Otkis může být

