

VERISTERIL - SÁČKY A ROLE

NÁVOD K POUŽITÍ (IFU) - ČESKÝ PRACOVNÍ PŘEKLAD

Podklad: originální IFU „VERISTERIL POUCHES AND REELS“, Rev. 02 – 05/2021, STERIFIT S.r.l.

Důležité: Tento dokument je pracovní český překlad originálního návodu výrobce. Nejedná se o výrobcem vydanou oficiální českou jazykovou verzi. Pro regulační nebo klinické použití je vhodné ověřit aktuální oficiální IFU u výrobce / dodavatele.

1. NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte sáčky a role VERISTERIL k balení zdravotnických prostředků určených ke sterilizaci parou nebo EO plynem (ethylenoxidem). VERISTERIL se 3 indikátory lze sterilizovat také formaldehydem.

VERISTERIL se 3 indikátory:

- EO plyn: po sterilizaci žlutá/hnědá
- Pára: po sterilizaci hnědá
- Formaldehyd: po sterilizaci zelená

Otevřený konec (konce) uzavřete rotačním nebo impulzním zatavovacím zařízením při doporučené teplotě 150–180 °C a podle pokynů výrobce zatavovacího zařízení.

2. VNĚJŠÍ INDIKÁTORY TIŠTĚNÉ NA VÝROBCÍCH

VERISTERIL	Stav po sterilizaci
EO plyn	žlutá/hnědá
Pára	hnědá

U VERISTERIL se 3 indikátory: EO plyn – žlutá/hnědá; pára – hnědá; formaldehyd – zelená.

3. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. Doporučení před použitím:

- skladovací teplota: 10–30 °C
- relativní vlhkost: 30–60 %
- vnější kartony nesmí být při manipulaci a skladování fyzicky poškozeny.

4. UPOZORNĚNÍ A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obal je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Jakýkoli závažný incident související se zdravotnickým prostředkem nahlase výrobcí a příslušnému kompetentnímu orgánu.

Normy uvedené v originálním IFU: EN 868-5; ISO 11607-1.

5. VÝROBCE

STERIFIT S.r.l.
Via dei Martinitt, 3
20146 Milano – Itálie
info@sterifit.com
www.sterifit.com

Originální dokument: Rev. 02 – 05/2021