

(CZ) AKRYLOVÁ SAMOPOLYMERUJÍCÍ PRYSKYŘICE PRO POHYBLIVÉ PROTÉZY, OPRAVY, REBÁZE A SKELETOVÉ PROTÉZY. VHODNÁ PRO VSTŘIKOVÁNÍ.

POUŽITÍ:

Samopolymerující akrylová tekutina a akrylový prášek s vysokou molekulární hmotností na celkovou či částečnou zubní protektiku a kombinované zubní náhrady, na oporu pro implantáty, na opravy a úpravy snímatelné protetické náhrady. Může se používat také při technice vstřikování.

KONTRAINDIKACE:

- Přímé použití v dutině ústní.
- Zabraňte přímému kontaktu nedostatečně polymerovaného materiálu v intra orální zóně.
- Nepoužívejte v případě prokázané alergie na komponenty AcrySelf.
- Všechny nepředpokládané způsoby použití.

PŘÍPRAVA: Doporučený směšovací poměr je 20 g prášku na 10 ml tekutiny.

Je rovněž možné najít potřebné množství tekutiny do vhodné nádoby a potom ji saturovat práškem, až dokud na povrchu nezůstane malé množství tekutiny. Míchejte zhruba 20 vteřin. Kapající hmota se může okamžitě použít, naberte hmotu do injekční stříkačky, pokud ji chcete aplikovat injekčně anebo počkejte zhruba 3 min., až bude hmota plastická a od tohoto momentu lze hmotu zpracovat zhruba po dobu 5 min., je možné ji hutnit nebo aplikovat ručně pomocí špachtle. Pro usnadnění přilnavosti hmoty ještě před aplikací zdrsnete okraje opravované partie nebo akrylových zubů a navlhčete je tekutinou Acry Self Liquido.

DOPORUČENÝ ZPŮSOB POLYMERACE: polymerace při teplotě 22 - 23°C začíná zhruba cca 12 - 15 min. od přípravy těsta. Doporučujeme provádět polymeraci v polymerační jednotce nebo v tlakovém hrnci jí při tlaku 2 atm po dobu 10 min. a teplotě 45°C.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A LEŠTĚNÍ: dokončete úpravu obvyklým způsobem frézou, zubní gumou, kartáčem nebo pemzou. Nyní vyleštíte do zrcadlového lesku např. (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) a dávejte přitom pozor, aby nedošlo k přehřívání.

POZN.: Teplota prostředí má významný vliv na čas odpočinku a na tvárnost hmoty, v každém případě se však konečný výsledek nemění.

Prášek: Skladujte na chladném a dobře větraném místě.

Tekutina: Skladujte při teplotě maximálně 30°C.

Tento produkt byl vyroben pro profesionální použití ve stomatologii. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití. Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé v důsledku jiného nebo nevhodného použití. Povinností uživatele je zkontrolovat osobně vhodnost produktu pro jím zamýšlené použití, především pokud se jedná o použití, které není uvedeno v návodu k použití. Nepoužívejte po skončení doby platnosti.

Upozorňujeme uživatele na povinnost oznámit jakýkoliv vážný incident ke kterému došlo v souvislosti s produktem, oznámení se týká výrobce a příslušného úřadu členského státu který je sídlem uživatele.

TEKUTINA: Tekutina a výpary jsou snadno hořlavé. Způsobuje dráždění pokožky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dráždí pro dýchací cesty. Udržujte daleko od zdrojů tepla a jiskření, teplých povrchů volného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Zamezte vdechování výparů. Noste ochranné rukavice/ ochranný oděv/chráňte oči a obličej. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ: důkladně umyjte mýdlem a vodou. Skladujte na chladném a dobře větraném místě. Zneškodněte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/vnitrostátními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje: methyl-methakrylát,ethylén dimetakrylátu, N-N-dimethyl-p-toluidin.

PRÁŠEK: Nevdechujte prach. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ: důkladně umyjte mýdlem a vodou.

Obsahuje benzoylperoxid, metylmetakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.

POUŽITÉ SYMBOLY



Číslo výrobní šarže



Postupujte podle návodu k použití



Datum spotřeby



Kód produktu



30°C Horní teplotní limit



Výrobce



Nebezpečí



Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.

Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY

Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - www.ruthinium.it - Info@ruthinium.it

Ap. 2021.07-nw.00