

sv - Svenska • VARNING

Hy-Drop är kompatibel med: alkohol (max 70%), klorhexidin (max 2%), väteperoxid (max 30%), natriumhypoklorit (max 12%), EDTA (max 17%) och destillerat vatten. Polydentia avisar allt ansvar för skador som beror på användning med något annat ämne.

da - Dansk • BEMÆRK

Hy-Drop er kompatibel med: alkohol (maks. 70%), klorhexidin (maks. 2%), hydrogenperoxid (maks. 30%), natriumhypochlorit (maks. 12%), EDTA (maks. 17%) og destilleret vand. Polydentia fraskriver sig ethvert ansvar for skader forårsaget af brug sammen med en anden substans.

pl - Polski • UWAGA

Preparat Hy-Drop można stosować z alkoholem (maks. 70%), chlorheksydyną (maks. 2%), nadtlkiem wodoru (maks. 30%), podchlorynem sodowym (maks. 12%), EDTA (maks. 17%) i wodą destylowaną. Firma Polydentia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające ze stosowania z jakąkolwiek inną substancją.

cs - Čeština • POZOR

Hy-Drop je možno používat na: alkohol (max. 70%), chlorhexidin (max. 2%), peroxid vodíku (max. 30%), chlornan sodný (max. 12%), EDTA (max. 17%) a destilovanou vodu. Polydentia SA odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené používáním s jakoukoliv jinou látkou.

tr - Türkçe • DİKKAT

Hy-Drop aşağıdakiyle uyumludur: alkol (azami %70), klorheksidin (azami %2), hidrojen peroksit (azami %30), sodyum hipoklorit (azami %12), EDTA (azami %17) ve saf su ile kullanima uygundur. Polydentia herhangi başka bir maddde ile birlikte kullanim nedeniyle oluşan hasarlarda sorumluluk kabul etmez.

el - Ελληνικά • ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Hy-Drop είναι συμβατό με: αλκοόλη (μέγ. 70%), χλωρεξιδίνη (μέγ. 2%), υπεροξειδίο του υδρογόνου (μέγ. 30%), υποχλωριώδες νάτριο (μέγ. 12%), EDTA (μέγ. 17%) και απεσταγμένο νερό. Η Polydentia δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές λόγω χρήσης με οποιαδήποτε άλλη ουσία.

zh - 中文 • 注意

Hy-Drop与以下溶液配伍：乙醇（最高含量70%）、氯己定（最高含量2%）、过氧化氢（最高含量30%）、次氯酸钠（最高含量12%）、EDTA（最高含量17%）、和蒸馏水。Polydentia 对使用任何其他物质导致的损失概不负责。

Instructions for use

hy-drop

hygienic liquid dispenser

instruments and accessories

 **polydentia**
swiss manufacture 

also available:

REF 5411/V	● 1 Hy-Drop violet + 5 membranes
REF 5411/B	● 1 Hy-Drop blue + 5 membranes
REF 5411/G	● 1 Hy-Drop green + 5 membranes
REF 5411/Y	● 1 Hy-Drop yellow + 5 membranes
REF 5411/O	● 1 Hy-Drop orange + 5 membranes
REF 5415	5 membranes, refill pack
REF 5412	● 1 Hy-Drop Forte black + 5 membranes



For professional use only
M01580 REV 07 09.2025

 **polydentia**
swiss manufacture 

 **Polydentia SA**
via Cantonale 47 • 6805 Mezzovico-Vira • Switzerland
Phone +41 91 946 29 48 • Fax +41 91 946 32 03
www.polydentia.ch • info@polydentia.ch
Made in Switzerland

1



Pour the liquid into the container (max 4ml).

2



Position the membrane.

3



Press gently on the membrane.
Hy-Drop releases the liquid drop by drop.

4



Can be interconnected.

en - English • ATTENTION

Hy-Drop is compatible with: alcohol (max. 70%), chlorhexidine (max. 2%), hydrogen peroxide (max. 30%), sodium hypochlorite (max. 12%), EDTA (max. 17%) and distilled water. Polydentia declines any responsibility for damages due to usage with any other substance.

de - Deutsch • ACHTUNG

Der Flüssigkeitsspender Hy-Drop eignet sich für: Alkohol (max. 70%), Chlorhexidin (max. 2%), Wasserstoffperoxid (max. 30%), Natriumhypochlorit (max. 12%), EDTA (max. 17%) und destilliertes Wasser. Polydentia lehnt jegliche Verantwortung für Beschädigungen, die auf die Verwendung von anderen Substanzen zurückzuführen sind, ab.

fr - Français • ATTENTION

Hy-Drop est compatible avec: l'alcool (70% maximum), la chlorhexidine (2% maximum), le peroxyde d'hydrogène (30% maximum), l'hypochlorite de sodium (12% maximum), EDTA (max. 17%) et l'eau distillée. Polydentia décline toute responsabilité en cas d'utilisation avec d'autres substances.

it - Italiano • ATTENZIONE

Hy-Drop è compatibile con: alcool (max. 70%), clorexidina (max. 2%), perossido di idrogeno (max. 30%), sodio ipoclorito (max. 12%), EDTA (max. 17%) e acqua distillata. Polydentia declina ogni responsabilità, derivante dall'utilizzo con altre sostanze.

es - Español • ATENCIÓN

Hy-Drop es compatible con: alcohol (máx. al 70%), clorhexidina (máx. al 2%), peróxido de hidrógeno (máx. al 30%), hipoclorito sódico (máx. al 12%), EDTA (máx. al 17%) y agua destilada. Polydentia declina toda responsabilidad por el uso con cualquier otra substancia.

pt - Português • ATENÇÃO

O Hy-Drop é compatível com: álcool (máx. 70%), cloro-hexidina (máx. 2%), peróxido de hidrogénio (máx. 30%), hipoclorito de sódio (máx. 12%), EDTA (máx. 17%) e água destilada. Polydentia declina qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização com qualquer outra substância.

nl - Nederlands • WAARSCHUWING

Hy-Drop is compatibel met: alcohol (max. 70%), chlorhexidine (max. 2%), waterstofperoxide (max. 30%), sodiumhypochloriet (max. 12%), EDTA (max. 17%) en gedestilleerd water. Polydentia wijst elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik met andere stoffen van de hand.

no - Norsk • VIKTIG

Hy-Drop er kompatibel med: alkohol (maks. 70%), klorheksidin (maks. 2%), hydrogenperoksid (maks. 30%), natriumhypokloritt (maks. 12%), EDTA (maks. 17%) og destillert vann. Polydentia fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldes bruk med andre substanser.

fi - Suomi • HUOM

Hy-Drop on yhteensopiva seuraavien aineiden kanssa: alkoholi (enint. 70%), klooriheksidiini (enint. 2%), vetyperoksidi (enint. 30%), natriumhypokloriitti (enint. 12%), EDTA (enint. 17%) ja tislattu vesi. Polydentia ei vastaa mistään vahingoista, joita aiheutuu käytöstä muiden aineiden kanssa.