

FixGel – Dočasný fixační gel pro keramiku, zirkon a metalokeramiku (PFM/VMK)

- Pevně fixuje fazety, kapny a korunky na pahýlu modelu.
- **100% organický** – beze zbytku vyhoří.
- Mírně bílé zabarvení umožňuje vizuální kontrolu.
- Není nutná žádná doba schnutí.

**FixGel – Vlastnosti**

FixGel se aplikuje přímo ze stříkačky, a to buď na okluzní plochu modelového pahýlu, nebo do vnitřní strany kapny. Následně nasadíte kapnu na modelový pahýl a lehce ji přitlačíte.

Díky bílému zabarvení gelu lze vizuálně kontrolovat jeho rovnoměrné rozložení mezi kapnou a modelovým pahýlem, přičemž gel vytlačuje vzduch z prostoru mezi nimi.

Přebytečný gel se vytlačí v oblasti cervikálního okraje. Před pokračováním v práci jej odstraňte papírovým ubrouskem. Poté pokračujte ve vrstvení keramiky obvyklým způsobem.

Pro sejmutí kapny opatrně zaveďte vhodný nástroj pod její cervikální okraj a kapnu uvolněte z modelového pahýlu.

Čištění vnitřní strany kapny před výpalem keramiky není nutné, protože FixGel vyhoří beze zbytku.

Výrobce a kontaktní údaje

HPdent GmbH

Erwin-Dietrich-Str. 5

78244 Gottmadingen, Německo

Telefon: +49 7731 38 11 044

Fax: +49 7731 31 97 123

E-mail: kontakt@hp-dent.com

Web: www.hp-dent.com

HPdent GmbH

Erwin Dietrich Str. 5

78244 Gottmadingen | Germany

Fon

+49 7731 38 11 044

Fax

+49 7731 31 97 123

Mail

kontakt@hp-dent.com

Web

www.hp-dent.com