ACRY POL R

Teplem polymerující pryskyřice

k výrobě totálních nebo částečných náhrad

Mísící poměr:

3 díly prášku k 1 dílu liquidu

Vhodná teplota pro zpracování je 22 – 23 °C. Nalijte příslušné množství monomeru (liquidu) do skleněné nádoby a přidejte prášek v daném poměru a přibližně 30 sekund rázně míchejte. Poté nádobu zakryjte a nechte namíchané těsto odpočívat 15 minut. ACRY POL-R je plastický po dobu 20 min.

Příprava:

Po odstranění veškerého vosku a zaizolování sádry isolačním prostředkem SHERATEC nebo podobným materiálem při teplotě mezi 22 – 35 °C je kyveta připravená pro aplikaci pryskyřice. Přidejte odpovídající množství pryskyřice do kyvety a lisujte je na dvakrát hydraulickým lisem při tlaku 120 – 150 kg/cm^2 .

Polymerace:

Vložte kyvetu do vlažné vody tak, aby byla kompletně ponořena. Ohřívejte po dobu 40 – 45 min., dokud nedosáhnete teploty 70 °C. Udržujte tuto teplotu po dobu 30 min., potom přiveďte vodu do varu a vařte dalších 30 minut. Pomalu ochlazujte ve vodní lázni dalších 30 min., poté v pokojové teplotě.

Pokud bude předešlý postup dodržen, vytvořená protéza bude pevná a odolná vůči namáhání.

Pro Vaši jistotu:

I když lze tuto pryskyřici zpracovávat i rychlou polymerací, není výrobcem doporučována z důvodu reziduí volného monomeru, které se mohou v protézách vyskytnout stejně jako u ostatních metyl-akrylátových pryskyřic

CompleteDental
realizace a zásobování zubních laboratoří

S námi ušetříte.

CompleteDental s.r.o.
Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice
Provozovna: Sulkovská 79, 569 92 Bystré
tel.: 461 741 450
mobil: 773 448 865
objednávky: sklad@completedental.cz
www.completedental.cz