



Kanyly & stříkačky

Kanyly Black Micro • Kanyly Black Micro FX • Kanyly Black Mini Brush • Kanyly Black Mini • Kanyly Blue Micro
Kanyly Blue Mini Dento-Infusor • Kanyly Capillary Tip • Kanyly Deliver-Eze Brush • Kanyly Endo-Eze Irrigator • Kanyly Endo-Eze
Kanyly FX Flex • Kanyly Inspiral Brush • Intraorální kanyly • Kanyly Metal Dento-Infusor • Kanyly Micro 20 ga
Kanyly Micro 20 ga FX • Kanyly Micro Capillary Tip • Míchací kanyly • Kanyly NanoTip • Kanyly NaviTip • Kanyly NaviTip Sideport
Kanyly NaviTip FX • Kanyly Surgi Tip • Kanyly White Mac • Kanyly White Mini Laser • Luer Vacuum adaptér • Skini stříkačky
Plastové stříkačky • Luer Lock Cap • Obal na stříkačky • Stojánek na stříkačky



Ostrý pohled v Huntsville

autorka: Jennifer Hardcastle


Rychlé - Bezpečné - Ekonomické

Provádějte rutinní úkony bez námahy!

Přímé metody
nanášení



Nasad'te.



Naneste.



Vyhod'te.

Přímé metody
nanášení

VS.

Tradiční metody
nanášení



1. Otevřete



2. Nalijte



3. Utřete rozlité



4. Rozmíchejte



5. Smočte



6. Naneste



7. Smočte



8. Znovu naneste



9. Smočte



10. Znovu naneste



11. Očistěte



12. Zahod'te zbytky

Tradiční metody
nanášení

Přímé nanášení!

Dr. Dan Fischer učinil z firmy Ultradent průkopníka v nanášení materiálu stříkačkou, protože přesně ví, s jakou rychlostí a precizností musí dnes zubní lékaři pracovat. Přímé nanášení zahrnuje několik výhod:

- **Záruka kvality:** procedura, která se skládá jen z několika kroků, je méně náchylná k chybám. Kvalita a bezpečnost práce se zvyšuje.
- **Hygiena:** Žádné míchací podložky, žádné zvláštní nádoby a aplikátory nejsou třeba. Čištění a plynání materiálem je minimální.
- **Ekonomika:** Pouze potřebné množství materiálu je aplikováno, žádné zbytečné ztráty materiálu. Materiály zůstávají čerstvé do poslední kapky, neodpařují se a nevysušují se.



Šetřete materiálem!

Navržení vnitřního prostoru kanyly tak, aby v něm zůstaly pouze zanedbatelné zbytky materiálu, dalo mnoho přemýšlení. Ve většině kanyl zůstává po použití méně než dvě setiny ml (0,018 ml) materiálu.

Nanášení stříkačkou zabraňuje nadměrnému vytlačení materiálu na míchací podložku a do třecích nádobek.

Mnoho kanyl nyní přichází s patentovaným Lok-Tite připojením. Dvojitý závit Luer Lock uzamkne kanylu na místě a tak zvyšuje bezpečnost při nanášení materiálu. Křídýlka usnadňují nasazení a sejmutí kanyly.

LOK-TITE®

! Zkratka „ga“ znamená „gauge“, tj. velikost, např. lékařské kanyly. Indikuje vnější průměr: čím vyšší „ga“ číslo, tím menší průměr kanyly. Kvůli srozumitelnosti jsou průměry v „ga“ doplňkově označeny i v mm.



Black Micro® kanyly

Černé plastové násadce s ohnutou kovovou špičkou (22 ga, Ø 0,70 mm) k velmi přesnému nanášení materiálu:

Použití s:
EtchArrest, File-Eze, OpalDam, PermaFlo, PermaFlo DC, Ultra-Blend plus, UltraSeal XT plus

500194 20 ks

501085 100 ks

501435 500 ks



LOK-TITE®

Black Micro® FX® kanyly

Černé plastové násadce s kovovou špičkou (22 ga, Ø 0,70 mm) s chomáčkem na konci k nanášení lehce viskózních materiálů. Mohou být také použity místo kanyl Inspiral Brush.

Použití s:
Composite Wetting Resin, PermaQuick Bonding Resin, PermaSeal, PQ1, PrepQuick, PrimaDry, Seek & Sable Seek, Universal Dentin Sealant, Ultra-Etch, Silane

501356 20 ks

501357 100 ks

501434 500 ks



LOK-TITE®

Black Mini® Brush kanyly

Černé, ohnuté plastové kanyly (Ø 1,00 mm) s kartáčkem na konci k nanášení materiálů o nízké viskozitě. Odolnější než kanyly Inspiral Brush.

Použití s:
Peak SE Primer, PrimaDry, PermaFlo DC Primer A&B, PermaQuick Bonding Primer, Seek & Sable Seek, Silane, Universal Dentin Sealant

500190 20 ks

501169 100 ks

501432 500 ks



LOK-TITE®

Black Mini kanyly

Černé, ohnuté plastové kanyly (Ø 1,00 mm) k nanášení středně viskózních materiálů.

Použití s:
Diamantová leštící pasta, File-Eze, LC Block-Out Resin, OpalDam, OraSeal Regular, Opalescence Endo, PermaFlo, PermaFlo DC, Ultra-Blend Plus

500196 20 ks

500514 100 ks

501433 500 ks



Blue Micro® kanyly

Modré plastové kanyly s tupou, ohnutou kovovou jehlou (25 ga, Ø 0,50 mm) k cílenému a velmi přesnému nanášení.

Použití s:
PrimaDry, UltraCal XS, Ultra-Etch

500158 20 ks

500127 100 ks

501436 500 ks



LOK-TITE

Blue Mini® Dento-Infusor® kanyly

Plastové kanyly Blue Mini (Ø 1,20 mm) jsou pružnější než kanyly Metal Dento-Infusor, mají měkčí kartáčky. Ideální pro kontrolu sulkulární tekutiny při nanášení adhezivních výplní blízko gíngivy.

Použití s:
Astringedent, Astringedent X, ViscoStat, ViscoStat Clear

500128 20 ks

501086 100 ks

501440 500 ks



LOK-TITE

Capillary Tip

Velmi jemné celoplastové kanyly o délce 25 mm (fialové Ø 0,35 mm, tyrkysové Ø 0,50 mm), pro výplachy, nanášení, odsávání, rozfouknutí vzduchem. Použitelné také pro vymezení prostoru při dostavbě kořenových čepů a jádra, protože nepřilnou ke kompozitu.

Použití s:
1,2 ml / 5 ml stříkačkami nebo s Luer Vacuum adaptérem

500341 20 ks
Ø 0,35 mm, fialové

503099 50 ks
Ø 0,35 mm, fialové

500186 20 ks
Ø 0,50 mm, tyrkysové

501425 50 ks
Ø 0,50 mm, tyrkysové



Deliver-Eze® Brush kanyly novinka

Tvarovatelné kovové kanyly se štětečkem (22 ga, Ø 0,70 mm). Ideální pro aplikace primerů v obtížně dosažitelných úsecích.

Použití s:
PermaFlo DC Primer A&B

505139 20 ks

505125 50 ks

505126 100 ks



27 ga

Endo-Eze® Irrigator

Tenké, tupé, kovové jehly (27 ga, Ø 0,40 mm) s unikátním zakončením bránícím ucpání. Kanyly mají otvory po stranách pro laterální irigaci, které zabraňují riziku přetlačení kapaliny přes apex. Délka jehel 25 mm.

Použití s:
EDTA 18%, Citric Acid 20%, další výplachové kapaliny

Délka jehly 25 mm
500207 20 ks
27 ga, Ø 0,40 mm



18 ga 19 ga 20 ga 22 ga

30 ga 31 ga

Endo-Eze® kanyly

Měkké a ohebné kovové jehly pro výplachy, odsávání, sušení, leptání a plnění kořenových kanálek.

Mohou být nasazeny na Luer Vacuum adaptér jako sací kanyly.

Délka jehly 19 mm
20 ks 100 ks
500345 **501428** 18 ga, Ø 1,25 mm
500346 **501429** 19 ga, Ø 1,06 mm
500347 **501430** 20 ga, Ø 0,90 mm
500348 **501431** 22 ga, Ø 0,70 mm

Délka jehly 25 mm
20 ks
500350 30 ga, Ø 0,30 mm
500349 31 ga, Ø 0,28 mm



LOK-TITE®

FX® Flex kanyly

Plastové kanyly se štětičkou na konci, kterou je možno ohnout na 90° tak, aby snadno dosáhla na všechny povrchy zubů.

Použití s:
Flor-Opal Varnish

506025 25 ks

506026 75 ks



LOK-TITE®

Inspirál® Brush kanyly

Plastové kanyly (Ø 1,07 mm) s vnitřním šnekovým závitem a štětečkem na konci. Transparentní červená barva. Používají se k nanášení viskózních materiálů vtíráním. Vnitřní šnekový kanálek zvyšuje tečení materiálu. Délku vláknů štětečku lze nastavit: pro měkčí nanášení povytáhnout (prodloužit), pro pevnější vtírání zatlačit (zkrátit).

Použití s:
Composite Wetting Resin, HiSite, Peak LC Bond, PermaQuick, Porcelain Etch, PQ1, PrepQuick, Ultra-Etch, UltraSeal XT plus

500710 20 ks

500123 100 ks

501033 500 ks



Intraorální kanyly

K aplikacím fixačních kompozitů nebo dočasných cementů přímo na preparace. Nasadí se na míchací kanyly (505920).

Použití s:
PermaFlo DC, UltraTemp

505922 20 ks



Dento-Infusor® kovové kanyly

Plastové koncovky s ohnutou kovovou kanylou (19 ga, Ø 1,06 mm) a jemnou štětičkou na konci pro kontrolu tekutiny. Nezbytné k úspěšnému zajištění suchého pole.

Použití s:
Astringedent, Astringedent X, ViscoStat, ViscoStat Clear

500122 20 ks

500125 100 ks

501034 500 ks



LOK-TITE®

Micro 20 ga kanyly

Tmavě modré plastové koncovky s tupou, zahnutou kovovou kanylou (20 ga, Ø 0,90 mm) k preciznímu nanášení materiálů.

Použití s:
EtchArrest, File-Eze, OpalDam, Opalescence Boost, PermaFlo, PermaFlo DC, Ultra-Blend plus, UltraSeal XT plus

501168 20 ks

501252 100 ks

501437 500 ks


LOK-TITE

Micro 20 ga FX® kanyly

Tmavě modré koncovky a kovové jehly (20 ga, Ø 0,90 mm) se štětičkou na konci k nanášení viskózních materiálů. Štětička na konci rozetře rovnoměrně materiál na povrch.

Použití s:
Opalescence Boost

501490 20 ks

501405 100 ks

501406 500 ks

LOK-TITE

Micro Capillary™ kanyly

Velmi jemné, ohnuté plastové kanyly, Ø 0,40 mm, se zesíleným krčkem.

Používají se k výplachům a dopravení substancí do kořenových kanálků a periodontálních chobotů.

501120 20 ks
5 mm, zelené

501121 10 mm, modré


Míchací kanyly™

Pevné míchací kanyly pro duální stříkačky.

Použití s:
EndoREZ, PermaFlo DC, UltraTemp

505920 20 ks


NanoTip™ kanyly

Modré koncovky s jemnou krátkou kanylou (30 ga, Ø 0,30 mm) k preparacím v mikrokavitách, tunelech, atd. Rovněž ideální při použití mikroskopu nebo lupových brýlí.

Použití s:
PermaFlo, Ultra-Etch, PQ1, UltraSeal XT plus.

501240 20 ks

501246 100 ks


Doporučení Dr. Dana Fischera:

Znovu a znovu se mě ptají: „Proč tak moc aplikačních kanyl?“

Odpověď je jednoduchá: protože naše materiály jsou tak různé. Jsou ve formě kapalin, gelů, past, některé tuhnou světlem, jiné chemicky. Některé obsahují kyseliny nebo rozpouštědla.

A místa aplikace mohou být snadno přístupná nebo naopak nepřístupná, skrytá.

Aplikační kanyla musí fungovat ve všech těchto situacích.

Velmi dobře víte, že takzvané „univerzální“ nástroje častěji nevyhovují všem požadavkům...

V naší práci potřebujeme „specialisty“ jako kanyly Blue Micro s průměrem pouhých 0,50 mm.



NaviTip® kanyly

Plastové koncovky s krčkem pod úhlem a velmi jemnou kovovou kanylou. Apikální konec kanyly je měkký a pružný, zatímco zbývající část kanyly je pevná, což usnadňuje hladké zavedení do kořenového kanálku bez ohýbání.

NaviTip 29 ga - Ø 0,33 mm

K nanášení materiálů v konzistenci past, tj. UltraCal XS a EndoREZ



505112
505113
505114
505115
505116

20 ks
17 mm perleťové
21 mm světle žluté
25 mm světle modré
27 mm světle zelené
sortiment

501378
501374
501376
501377
501379

50 ks
17 mm perleťové
21 mm světle žluté
25 mm světle modré
27 mm světle zelené
sortiment

NaviTip 30 ga - Ø 0,30 mm

K nanášení roztoků a gelů, tj. File-Eze, EDTA 18%, Citric Acid 20%, Ultra-Etch a hypochlorid sodný



501249
501349
501250
501354
501351

20 ks
17 mm bílé
21 mm žluté
25 mm modré
27 mm zelené
sortiment

501421
501422
501423
501424
503319

50 ks
17 mm bílé
21 mm žluté
25 mm modré
27 mm zelené
sortiment



NaviTip® Sideport kanyly

NaviTip s dvěma výplachovými otvory hned za uzavřeným tupým koncem kanyly. Kapaliny nejsou při výplachu protlačeny přes apex. Superjemné (průměr pouze 31 ga / 0,28 mm), s měkkou, pružnou špičkou, která se optimálně přizpůsobí jakémukoli apikálnímu zakřivení.

K nanášení kapalin a gelů do kořenových kanálků.

31 ga / Ø 0,28 mm

20 ks 50 ks

505121 505122

505123 505124

21 mm průsvitné žluté

27 mm průsvitné zelené

NaviTip® FX kanyly

S NaviTip FX účinně vyčistíte, vydrhnete a vypláchnete kořenový kanálek během jednoho úkonu! Čistí a drhne stěny kanálku, a současně dopravuje endodontické irigační roztoky. Používá se zejména k úplnému odstranění zbytků hydroxidu vápenatého z kanálku před jeho plněním.

K aplikaci kapalin a gelů do kořenových kanálků.

501454
501452


20 ks
25 mm modré
17 mm bílé



Klinický tip z praxe:

Design NaviTip sloučil množství praktických nápadů: krček pod úhlem; pevná, ale měkká kanyla, velmi malé průměry

POZNÁMKA: NaviTip 30 ga (Ø 0,30 mm) jsou ideální pro roztoky a řídké gely, jako File-Eze, EDTA 18%, a roztok NaOCl, zatímco NaviTip 29 ga (Ø 0,33 mm) by měla být přednostně používána s materiály ve formě past, jako UltraCal XS a EndoREZ.




LOK-TITE®

SurgiTip™ kanyly

Jemné sací kanyly (Ø 2,60 mm), které se nasadí na Luer Vacuum adaptér. Používají se při chirurgických a dostavbových procedurách. Jsou rovněž velmi užitečné při kontrolovaném odsávání bělicího gelu Opalescence Boost.

■ **501248** 20 ks



White Mac® kanyly

Bílé, zahnuté aplikační kanyly s velkým průměrem (Ø 2,0 mm) k nanášení vysoce viskózních materiálů.

Použití s:
Consepsis Scrub, Opalustre, OraSeal těsnění a tmel, UltraTemp

■ **500661** 20 ks

■ **501361** 100 ks



White Mini™ Laser kanyly

Bílé, plastové, zahnuté kanyly (Ø 1,07 mm).

Použití s:
Laserovým vláknem (Nd: YAG Laser)

■ **501247** 20 ks



Luer Vacuum adaptér

Adaptér dovoluje nasazení Ultradent kanyl na odsávací systém dentálního křesla. Používá se s kanyly Capillary/Micro Capillary, Endo-Eze, nebo SurgiTip. Účinně odsává tekutiny z kořenových kanálků, čistí, suší operační pole nebo odsává sulkulární tekutiny a sliny z výplně. Autoklavovatelný.

Univerzální: pro menší savky sundejte z Luer Vacuum adaptéru vnější plastovou trubičku

■ **500230** 10 ks



Často napodobované, nikdy nenapodobené

Aplikační kanyly Ultradent k přímému nanášení zrychlí Vaše procedury - eliminují počet jednotlivých nutných úkonů a snižují ztráty materiálů.

S ohlednutím na uplynulé 3 dekády kvality a spolehlivosti nabízí kanyly od Ultradentu široký výběr možností a vlastností, včetně závitů Lok-Tite® u většiny modelů.



Skini stříkačky

Vyvinou vysoký tlak při použití malé síly – materiál se snadněji nanáší. Závít Luer-Lock, objem 0,5 ml.

Použití s:
EndoREZ, PermaFlo DC

501680 20 ks

501681 50 ks



Plastové stříkačky 1,2 ml

Jednorázové plastové stříkačky 1,2 ml se závitem Luer Lock pro bezpečné nasazení kanyly. Píst je navržen tak, aby se opřel do dlaně - bezpečná a snadná manipulace.

500124 20 ks

500157 100 ks



Plastové stříkačky 3 ml

Jednorázové čiré plastové stříkačky s Luer Lock pro bezpečné nasazení kanyly. Objem 3 ml. Zásobník stříkačky je opatřen stupnicí pro kontrolu optimálního množství.

Používají se s jakoukoli kanylou Ultradent a elastomerickým otiskovacím materiálem.

500600 10 ks



Plastové stříkačky 5 ml

Jednorázové čiré plastové stříkačky s Luer Lock pro bezpečné nasazení kanyly. Objem 5 ml. Používají se k výplachům a aplikaci medicínských roztoků. Optimální v kombinaci s kanylami Capillary Tip a Endo-Eze, tj. pro výplachy.

500201 10 ks



Luer Lock uzávěry

Plastové těsnící uzávěry, černé nebo bílé. Používají se se stříkačkami 1,2 a 5 ml. Černé uzávěry jsou ideální pro materiály citlivé na světlo.

500204 20 ks
černé

500205 bílé



Obaly na stříkačky Ultradent®


Texturované polypropylénové obaly jako ochrana. Používají se na všechny stříkačky 1,2 ml. Chrání stříkačky a kanyly. Odstraňte spolu s kanylou. Uzavřete zatavením.

500249 250 ks

Organizér na stříkačky

Úplný

- pojme 30 stříkaček
- pohyblivá část s 13-ti oddělenými přihrádkami
- ze vstříkovaného polykarbonátu



Rozměry:
128 x 200 x 110 mm (V x Š x D)
Rozměry otvorů (od zadu):
16 mm, 14 mm, 14 mm, 9 mm

500379 Úplný



Rozměry:
117 x 102 x 110 mm (V x Š x D)
Rozměry otvorů (od zadu):
14 mm, 14 mm, 14 mm, 9 mm

Poloviční

- pojme 14 stříkaček
- nemá pohyblivou část
- z čirého akrylátu

500382 Poloviční



Flor-Opal® Varnish Bílý



příchuť
žvýkačka



mátová
příchuť



Snadno použitelný pro děti.
Účinný pro maminky.

Něco pro hezký úsměv

Flor-Opal Varnish od Ultradentu je jednoduše použitelný, účinný a nyní krásně bílý! Míchání ze stříkačky do stříkačky zajistí rovnoměrný obsah fluoridu v pryskyřici a konzistentní nanesení fluoridu na každý zub. Aplikace ze stříkačky kanylou Flex FX je rychlá a bez námahy. Nyní Flor-Opal Varnish BÍLÝ - fluoridový lak, se kterým se Vaši pacienti nebudou bát usmívat se.

Více informací – viz str. 30

Naše zásady

Ultradent se věnuje produktům, které umožňují lékařům vykonávat svou práci na profesionální úrovni s nejmodernější péčí o pacienta. Toto samozřejmě zahrnuje vývoj jak nových produktů, tak i vylepšování již existujících materiálů a metod. Naši největší prioritou je pokrytí Vašich potřeb a nároků kvalitními výrobky a službami. Vždy vítáme Vaše připomínky, otázky a komentáře.

Naším produktům hluboce věříme a snažíme se je poskytovat ve vzorcích pro Vaši potřebu. Pomozte nám pokračovat v této tradici - žádejte pouze jeden vzorek výrobku.

Rozdíly v požadavcích podle zákonů jednotlivých zemí neumožňují stejnou dostupnost veškerých produktů ve všech zemích, nebo vyžadují rozdílné indikace a nároky na jejich označení upravené pro lokální podmínky. Detailnější postupy, opatření a upozornění jednotlivých produktů naleznete v návodech a baleních těchto výrobků.


Velmi nám také záleží na životním prostředí, avšak distribuce chemikálií vyžaduje mnohdy dvojité balení. Žádné naše produkty neobsahují latex, až na DermaDam latexový kofferdam.

Ultradent je certifikován na ISO 13485, což značí, že jsme vyvinuli a zavedli komplexní a kvalitní systém, prověřený nezávislou evropskou komisí CAN/CSA.

Produkty společnosti Ultradent prodávané v Evropě a vyžadující CE certifikaci vyhovují přísným právním nárokům jednotlivých zemí.



Značení produktů



Každé balení obsahuje značení produktu s důležitými informacemi:

Datum expirace: Pokud má produkt omezenou dobu použití, rok a měsíc jeho spotřeby naleznete vedle přesýpacích hodin.

Číslo šarže: Kód vpravo od označení LOT je číslo šarže (v tomto případě B2WCC). V případě reklamace výrobku prosíme uvádějte toto číslo pro inspekci a ověření reklamace.

Číslo produktu: Toto číslo Vám umožní jednoduché opětovné objednání výrobku



Y051 = číslo série

Y051 = měsíc data spotřeby - zde květen

Y051 = rok spotřeby - zde 2011

Na stříkačkách naleznete datum expirace na pístu, které obsahuje kombinaci čtyř číslíc a písmen (zde Y051).

Upozornění: Dodržujte vždy datum spotřeby určené výrobcem.



Podobné schéma platí pro EndoREZ, Perma Flo DC a UltraTemp.

Horní popis: (zde P109B)

P109B = kód

P109B = měsíc spotřeby - říjen

P109B = rok spotřeby - 2009

P109B = báze

Dolní popis: (zde 1099C)

1099C = kód

1099C = měsíc spotřeby - zde září

1099C = rok spotřeby - zde 2009

1099C = katalyzátor

Produkty Ultradent na internetu

Na webových stránkách www.ultradent.com najdete historii a filozofii společnosti v angličtině.

Zde také najdete americké produkty a postupy (bohužel ne všechny produkty mají licenci a nelze je v Evropě prodávat), stejně jako vzdělávací kurzy.

Copyright:

Částečná/úplná reprodukce či kopírování textů a/nebo obrázků pouze s písemným svolením UP Dental GmbH, Cologne, Germany. Leden 2010

UP Dental GmbH
Am Westthover Berg 30
51149 Cologne
Germany
Tel. +49 (0)2203 3592-0
Fax +49 (0)2203 3592-22
info@updental.de

A	Amelogen plus	63	Opalescence PF	11
	Apical File	86	Opalescence Quick PF	13
	Astringedent	45	Opalpix	28
	Astringedent odstraňovač skvrn	48	Opalustre	23
	Astringedent X	45	OraSeal	37
B	Bělící pasta Opalescence	29	Organizér na stříkačky poloviční	107
	Black Micro FX kanyly	101	P	
	Black Micro kanyly	101	Pacientské sady	85
	Black Mini Brush kanyly	101	Peak LC Bond	54, 55
	Black Mini kanyly	101	Peak SE	55
	Blue Micro kanyly	101	PermaFlo	67
	Blue Mini Dento-Infusor kanyly	44, 102	PermaFlo DC	68, 69
C	Capillary Tip	94, 102	PermaQuik	56
	Citric Acid 20%	93	PermaSeal	78
	Composite Wetting resin	64	Plastové stříkačky	44, 107
	Consepsis Scrub	40	Porcelain Etch	57
D	Deliver-Eze Brush kanyly	69, 102	Porcelain Repair kit	59
	Dento-Infusor kov.kanyly	44, 103	PQ1	56
	DeOx	77	PrepQuik	48
	DermaDam	36	Prima Dry	27
	Diamantová pasta	77	PropGard chránič jazyka	36
E	EDTA 18%	92	R	
	Endo-Eze Irrigator	102	Riitano trepanační nástroje	84
	Endo-Eze kanyly	102	S	
	Endo-Eze sady	84	Sable Seek	34
	EndoREZ	89	Seek	34
	EndoREZ akcelerátor	90	Shaping File	86
	EndoREZ čepy	90	Silane	57
	EtchArrest	59	Skini stříkačky	89, 107
F	File-Eze	92	Sof-Tray	14
	Fischers Ultrapak Packer	48	SurgiTip kanyly	106
	Flor-Opal	20	T	
	Flor-Opal Varnish	30	TiLos	82
	FX Flex kanyly	30, 103	Tréswhite Supreme 10%	9
I	ICB Brush kartáčky	35	U	
	Inspiral Brush kanyly	103	Ultra-Blend plus	60
	InterGuard	35	UltraCal XS	93
	Intraorální kanyly	69, 103	Ultradent klouzavý zavaděč	48
	IsoBlock	18	Ultra-Etch	53
J	Jiffy disk, kalíšek, špička, kartáček	76	UltraEZ	20
K	Kartáčky Opalescence	28	Ultrapak	49
	KleerView rozvěrač	18	Ultrapro Tx	31, 32
L	LC Block-Out	14	UltraSeal XT Plus	27
	Luer Lock uzávěry	107	UltraTect brýle	18
	Luer Vacuum adaptér	94, 106	UltraTemp	50
M	Micro 20 ga FX kanyly	104	UniCore	95
	Micro 20 ga kanyly	103	Universal Dentin Sealant	31
	Micro Capillary kanyly	104	V	
	Míchací kanyly	69, 89, 104	VALO držáček	74
N	NanoTip kanyly	104	VALO	73
	NaviTip FX kanyly	91, 105	ViscoStat Clear	45, 47
	NaviTip kanyly	91, 105	W	
	NaviTip Sideport	91, 105	White Mac	106
	Nůžky Ultra-Trim	14		
O	Obaly na stříkačky Ultradent	107		
	Omni-Matrix bezkřídle matrice	38		
	Omni-Matrix segmentové matrice	39		
	Omni-Matrix spony	39		
	OpalCups	23		
	OpalDam	19		
	Opalescence Boost PF	17		
	Opalescence Endo	21		
	Opalescence kit násl.pěče	8		
	Opalescence krabičky	14		

Výcvikové kurzy • Přednášky • Semináře

Jméno Dr. Dana Fishera je mezinárodně spojováno s moderní, estetickou a minimálně invazivní stomatologií. Dr. Fisher je oddaným poskytovatelem informací a poznatků jak teoretických, tak i praktických. Snaží se je zpřístupnit co nejvíce zubním lékařům po celém světě.

Proto jsou mezinárodně organizovány nesčetné kurzy kontinuálního vzdělávání, jak pro zubní lékaře, tak pro zubní asistentky. Tyto kurzy jsou organizovány společností Ultradent, jejími distributory, nebo v kooperaci s národními či regionálními vzdělávacími institucemi.

Společnost Ultradent přikládá velký důraz na pravidelné intenzivní školení svých zaměstnanců a distributorů. Filozofie Dr. Dana Fishera se také zrcadlí v uspořádání tohoto katalogu - informativní s dostatkem klinických příkladů a použití.



Dr. Dan Fisher pracuje ve společné privátní praxi se svoji dcerou Dr. Jaleen. V roce 2010 spolu začali poprvé společně školit.



Dr. Uwe Blunck



Dr. Stephan Höfer



Prof. Dr. Ivo Krejci



Prof. Dr. Renato Leonardo



Dr. Roberto Spreafico



Dr. Jörg Weiler

Systém pokračujícího vzdělávání společnosti Ultradent nezahrnuje pouze četné kurzy v různých zemích světa, ale také supra-regionální semináře, jako např. ten každoroční v Cancunu. Přehled těchto kurzů naleznete na www.ultradent.com/seminars

Někteří z našich přednášejících či distributorů pracujících s produkty firmy Ultradent: Dr. Uwe Blunck, Berlín, Dr. Stephan Höfer, Kolín nad Rýnem, Prof. Dr. Ivo Krejci, Ženeva, Prof. Dr. Renato Leonardo, Sao Paulo, Dr. Roberto Spreafico, Miláno, Dr. Joerg Weiler, Kolín nad Rýnem

Itinerář jednotlivých přednášek a seminářů naleznete na webových stránkách distributorů společnosti Ultradent.

„Nyní je ten nejlepší čas být zubním lékařem...“

často říkává Dr. Dan Fisher účastníkům jeho kurzů. Nikdy předtím neměli zubní lékaři se svým týmem takovou hojnost produktů a technik, které nejenom zachovávají zubní tkáň, ale také zvyšují dentální estetiku. Jeho poselství zubním lékařům je jednoduché - důkladně se seznámit s moderními technologiemi a nabízet je Vaším pacientům! Takto Vám bude stomatologie přinášet požitky a Vaší pacienti budou spokojeně žít s přirozeným chrupem po mnoho let.

PRÁVĚ VYBĚLENÝ ÚSMĚV!



Opalescence[®]
tooth whitening systems



Hu-Fa Dental a. s. - Výhradní dovozce pro ČR a SR

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice

www.hufa.cz
objednavky@hufa.cz
Tel.: 577 926 226 - 9
Fax: 577 926 205

Hu-Fa Dental, s. r. o., Janka Kráľa 46, 022 01 Čadca

www.hufa.cz
hufa@hufa.sk
Tel.: 041/433 10 16-17
Fax: 041/433 10 15