

Univerzální štěteček

Štětečky ICB jsou určeny pro použití při nízkých otáčkách pro čištění intrakoronálně i extrakoronálně před bondingem, fixací inlejí, onlejí a korunek. Nabízí bezkonkurenční přístup do kavit I., II., III., IV. a V třídy a do trepanovaných zubů. Používá se s dezinfekčním prostředkem nebo leštící pastou.

Lze štětečky ICB sterilizovat chladnými metodami, horkým vzduchem, parou nebo chemicky?

Štětečky ICB lze sterilizovat všemi metodami kromě horkého vzduchu.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205
e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz