

Alpron

Pro dekontaminaci vodních linií v zubních soupravách

Alpron je koncentrát pro nepřerušovanou dekontaminaci vodních linií (včetně nástrojů a nádobky) ve všech medicínských a zubních soupravách.

Tvrдост vody – 2 – 15 °d.

- baktericidní/ fungicidní účinnost
- odstraňuje a zabraňuje vzniku řas

Alpron účinně zabraňuje růstu vodních řas a vodního kamene při zahřívání vody nebo při dlouhém přerušení toku vody.

Použití při vnitřním dávkování:

Naplňte dávkovač neředěným Alpronem a nechte si servisním technikem seřídít dávkovač dle instrukcí výrobce

Použití při vnějším dávkování:

Nalijte do vodního systému soupravy 1% roztok Alpronu.

Při přídavných dávkovacích zařízeních postupujte dle údajů výrobce.

Manipulaci s Alpronem svěřte jen odbornému zubolékařskému personálu !

Dobrozdání : Institut Fresenius Stockach 1995-10 / 1996-8

Alpron obsahuje: Fenylalanin, tosylchloramid-sodný

Poznámka: Alpron je fyziologicky a ekologicky nezávadný.

U přístrojů s měděnými topnými tělesy může někdy docházet k lehkému modravému zabarvení vody .

V takovém případě přístroj před použitím

vypláchneme vodou a obsah vylijeme do odpadu

Skladujte od 5°C do 30°C

Spotřebujte do data uvedeného na obalu

Obsah 1 litr

Alpron

Pro dekontaminaci vodních linií v zubních soupravách

Alpron je koncentrát pro nepřerušovanou dekontaminaci vodních linií (včetně nástrojů a nádobky) ve všech medicínských a zubních soupravách.

Tvrдост vody – 2 – 15 °d.

- baktericidní/ fungicidní účinnost
- odstraňuje a zabraňuje vzniku řas

Alpron účinně zabraňuje růstu vodních řas a vodního kamene při zahřívání vody nebo při dlouhém přerušení toku vody.

Použití při vnitřním dávkování:

Naplňte dávkovač neředěným Alpronem a nechte si servisním technikem seřídít dávkovač dle instrukcí výrobce

Použití při vnějším dávkování:

Nalijte do vodního systému soupravy 1% roztok Alpronu.

Při přídavných dávkovacích zařízeních postupujte dle údajů výrobce.

Manipulaci s Alpronem svěřte jen odbornému zubolékařskému personálu !

Dobrozdání : Institut Fresenius Stockach 1995-10 / 1996-8

Alpron obsahuje: Fenylalanin, tosylchloramid-sodný

Poznámka: Alpron je fyziologicky a ekologicky nezávadný.

U přístrojů s měděnými topnými tělesy může někdy docházet k lehkému modravému zabarvení vody .

V takovém případě přístroj před použitím

vypláchneme vodou a obsah vylijeme do odpadu

Skladujte od 5°C do 30°C

Spotřebujte do data uvedeného na obalu

Obsah 1 litr