



PT-S1 Návod k použití
profylaktického prášku

1 Představení produktu

Profylaktický prášek je určen pro použití v zubním lékařství se vzduchovými leštičmi zařízeními.

2 Model - PT-S1

3 Základní složení

Hydrogenulithitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný a potravinářské aroma.

4 Zamýšlené použití

Profylaktický prášek je určen k použití v zubním lékařství se vzduchovými leštičmi přístroji k odstranění zubního plaku, zubního kamene atd. (Pouze pro supragingivální použití).

5 Použití

5.1 Před otevřením uzávěru protřepejte lahvičku rukama 3-5krát nahoru a dolů.

5.2 Otevřete uzávěr a do nádrčky na prášek vzduchového leštiče nasypejte příslušné množství prášku podle stavu ústní dutiny pacienta a poté uzávěr utáhněte.

5.3 Aktivujte vzduchové leštičí zařízení a zároveň trysku na ručním nástavci s povrchem zubu pacienta, abyste mohli zahájit odstraňování zubního kamene.

6 Kontraindikace

6.1 Vzduchové leštičí zařízení nebo profylaktický prášek by v žádném případě neměli používat pacienti s chronickou bronchitidou nebo astmatem, plyn a prášek mohou způsobit dýchací potíže.

6.2 Tento prášek by neměl být používán k ošetření pacientů s dietou s nízkým obsahem soli.

6.3 Esence obsažená v pískovém prášku může za určitých podmínek vyvolat alergickou reakci. U pacientů, u kterých je známa alergie na esenci, prášek nepoužívejte.

6.4 Nemířte tryskou přímo na výplně, korunky a můstky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

6.5 Je zakázáno aplikovat tento prášek na subgingivální část.

7 Skladování a doba použitelnosti

7.1 Prášek by neměl být skladován v blízkosti kyselých kapalin a zdrojů tepla.

7.2 Podmínky skladování: Skladujte při pokojové teplotě, mimo dosah světla a vlhkosti.

7.3 Doba použitelnosti: Dva roky od data výroby.

7.4 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

8 Doporučení pro ošetření

8.1 Před ošetřením naneste na rty pacienta vazelinu.

8.2 Pacienti a ošetřující musí během ošetření používat ochranné brýle.

8.3 Ošetřující musí během ošetření používat roušku.

8.4 K absorpci nastříkaného prášku během ošetření použijte vysokorychlostní odsávací zařízení na zubní jednotce.

9 Bezpečnostní opatření

9.1 Po ošetření neukládejte zbývající prášek zpět do lahvičky s práškem.

9.2 Po otevření lahvičky s práškem ji uzavřete uzávěrem a včas utáhněte, aby byl prášek chráněn před vlhkostí.

9.3 Pokud se vzduchové leštičí zařízení delší dobu nepoužívá, vyčistěte nádrčku na prášek, aby nedošlo k jeho shlukování a ucpání zařízení.

10 Přeprava

10.1 Během přepravy se vyhněte smíchání s kyselými látkami a nebezpečným zbožím.

10.2 Během přepravy se vyhněte vystavení slunci, dešti a sněhu.

11 Ochrana životního prostředí

Tento výrobek neobsahuje škodlivé složky a lze jej zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

12 Popis symbolů



Obchodní značka



Výrobce

Číslo šarže

Postupujte dle návodu k použití

Zplnomocněný zástupce v EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ



Označení CE

Datum výroby

Před použitím protřepat

13 Prohlášení

Společnost Woodpecker si vyhrazuje všechna práva kdykoli bez dalšího upozornění změnit obsah technologie výrobku, příslušenství, návodu k použití a obalu výrobku.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196
Http://www.glwoodpecker.com
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Muenster · Germany
ZMN-SM-220_V1 2-20210726



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196
Http://www.glwoodpecker.com
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com

ZMN-SM-215_V1 3-20220426



PT-S2 Návod k použití
profylaktického prášku

1 Představení produktu

Profylaktický prášek je určen pro použití v zubním lékařství se vzduchovými leštičmi zařízeními.

2 Model - PT-S2

3 Základní složení

Erythritol, amorfní oxid křemičitý, chlorhexidin.

4 Zamýšlené použití

Profylaktický prášek je určen pro použití v zubním lékařství s leštičmi zařízeními k odstranění zubního plaku, zubního kamene atd. (Prášek o velikosti částic ~ 65 µm lze použít pouze pro supgingivální aplikaci).

5 Použití

5.1 Před otevřením uzávěru protřepejte lahvičku rukama 3-5krát nahoru a dolů.

5.2 Otevřete uzávěr a do nádrčky na prášek vzduchového leštiče nasypejte příslušné množství prášku podle stavu ústní dutiny pacienta a poté uzávěr utáhněte.

5.3 Aktivujte vzduchové leštičí zařízení a zároveň trysku na ručním nástavci s povrchem zubu pacienta, abyste mohli zahájit odstraňování zubního kamene.

6 Kontraindikace

6.1 Pacienti trpící infekcemi horních cest dýchacích, chronickou bronchitidou nebo astmatem nesmějí být v žádném případě ošetřováni vzduchovým leštičím přístrojem.

6.2 Proud vzduchu a prášku mohou způsobit dýchací potíže.

6.3 Predisponované osoby mohou být citlivé na chlorhexidin. Při výskytu alergických reakcí přestaňte přípravek používat a prášek zcela odstraňte z úst.

6.4 Ošetření hlubokých parodontálních kapes může způsobit bakteriemi. Pro ošetření aplikujte příslušná omezení rizikových pacientů (endokarditida, těhotenství, kojení, infekční onemocnění, imunodeficit (neutropenie, angranulocytóza, diabetes, hemofilie), pacienti v léčbě (radioterapie, chemoterapie, antibiotika)).

6.5 Nemířte tryskou přímo na výplně, korunky a můstky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

6.6 Je zakázáno nanášet prášek s označením ~65 µm na subgingivální část.

7 Skladování a doba použitelnosti

7.1 Prášek by neměl být skladován v blízkosti kyselých kapalin a zdrojů tepla.

7.3 Doba použitelnosti: Dva roky od data výroby.

7.4 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

8 Doporučení pro ošetření

8.1 Před ošetřením naneste na rty pacienta vazelinu.

8.2 Pacienti a ošetřující musí během ošetření používat ochranné brýle.

8.3 Ošetřující musí během ošetření používat roušku.

8.4 K absorpci nastříkaného prášku během ošetření použijte vysokorychlostní odsávací zařízení na zubní jednotce.

9 Bezpečnostní opatření

9.1 Po ošetření neukládejte zbývající prášek zpět do lahvičky s práškem.

9.2 Po otevření lahvičky s práškem ji uzavřete uzávěrem a včas utáhněte, aby byl prášek chráněn před vlhkostí.

9.3 Pokud se vzduchové leštičí zařízení delší dobu nepoužívá, vyčistěte nádrčku na prášek, aby nedošlo k jeho shlukování a ucpání zařízení.

10 Přeprava

10.1 Během přepravy se vyhněte smíchání s kyselými látkami a nebezpečným zbožím.

10.2 Během přepravy se vyhněte vystavení slunci, dešti a sněhu.

11 Ochrana životního prostředí

Tento výrobek neobsahuje škodlivé složky a lze jej zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

12 Popis symbolů



Obchodní značka



Výrobce

Číslo šarže

Postupujte dle návodu k použití

Zplnomocněný zástupce v EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ



Označení CE

Datum výroby

Před použitím protřepat

13 Prohlášení

Společnost Woodpecker si vyhrazuje všechna práva kdykoli bez dalšího upozornění změnit obsah technologie výrobku, příslušenství, návodu k použití a obalu výrobku.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196
Http://www.glwoodpecker.com
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com

ZMN-SM-215_V1 3-20220426



PT-S3 Návod k použití
profylaktického prášku

1 Představení produktu

Profylaktický prášek je určen pro použití v zubním lékařství se vzduchovými leštičmi zařízeními.

2 Model a specifikace

Model:PT-S3;
Specifikace: Vel. částic~65µm
Vel. částic~25µm

3 Základní složení

Glycin, amorfní oxid křemičitý.

4 Zamýšlené použití

Profylaktický prášek je určen pro použití v zubním lékařství pomocí vzduchových leštičích zařízení k odstranění zubního plaku, zubního kamene atd. (Pro velikosti částic ~ 65 µm jej lze použít pouze pro supgingivální aplikaci).

5 Použití

5.1 Před otevřením uzávěru protřepejte lahvičku rukama 3-5krát nahoru a dolů.

5.2 Otevřete uzávěr a do nádrčky na prášek vzduchového leštiče nasypejte příslušné množství prášku podle stavu ústní dutiny pacienta a poté uzávěr utáhněte.

5.3 Aktivujte vzduchové leštičí zařízení a zároveň trysku na ručním nástavci s povrchem zubu pacienta, abyste mohli zahájit odstraňování zubního kamene.

6 Kontraindikace

6.1 Pacienti trpící infekcemi horních cest dýchacích, chronickou bronchitidou nebo astmatem nesmějí být v žádném případě ošetřováni vzduchovým leštičím přístrojem.

6.2 Proud vzduchu a prášku mohou způsobit dýchací potíže.

6.3 Predisponované osoby mohou být citlivé na chlorhexidin. Při výskytu alergických reakcí přestaňte přípravek používat a prášek zcela odstraňte z úst.

6.4 Ošetření hlubokých parodontálních kapes může způsobit bakteriemi. Pro ošetření aplikujte příslušná omezení rizikových pacientů (endokarditida, těhotenství, kojení, infekční onemocnění, imunodeficit (neutropenie, angranulocytóza, diabetes, hemofilie), pacienti v léčbě (radioterapie, chemoterapie, antibiotika)).

6.5 Nemířte tryskou přímo na výplně, korunky a můstky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

6.6 Je zakázáno nanášet prášek s označením ~65 µm na subgingivální část.

7 Skladování a doba použitelnosti

7.1 Prášek by neměl být skladován v blízkosti kyselých kapalin a zdrojů tepla.

7.3 Doba použitelnosti: Dva roky od data výroby.

7.4 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

8 Doporučení pro ošetření

8.1 Před ošetřením naneste na rty pacienta vazelinu.

8.2 Pacienti a ošetřující musí během ošetření používat ochranné brýle.

8.3 Ošetřující musí během ošetření používat roušku.

8.4 K absorpci nastříkaného prášku během ošetření použijte vysokorychlostní odsávací zařízení na zubní jednotce.

9 Bezpečnostní opatření

9.1 Po ošetření neukládejte zbývající prášek zpět do lahvičky s práškem.

9.2 Po otevření lahvičky s práškem ji uzavřete uzávěrem a včas utáhněte, aby byl prášek chráněn před vlhkostí.

9.3 Pokud se vzduchové leštičí zařízení delší dobu nepoužívá, vyčistěte nádrčku na prášek, aby nedošlo k jeho shlukování a ucpání zařízení.

10 Přeprava

10.1 Během přepravy se vyhněte smíchání s kyselými látkami a nebezpečným zbožím.

10.2 Během přepravy se vyhněte vystavení slunci, dešti a sněhu.

11 Ochrana životního prostředí

Tento výrobek neobsahuje škodlivé složky a lze jej zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

12 Popis symbolů



Obchodní značka



Výrobce

Číslo šarže

Postupujte dle návodu k použití

Zplnomocněný zástupce v EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ



CE marking

Datum výroby

Před použitím protřepat

13 Prohlášení

Společnost Woodpecker si vyhrazuje všechna práva kdykoli bez dalšího upozornění změnit obsah technologie výrobku, příslušenství, návodu k použití a obalu výrobku.



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Sales Dept.: +86-773-5873196
Http://www.glwoodpecker.com
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com

ZMN-SM-216_V1 2-20210726