

AH Plus® biokeramický sealer

**Připavit, pozor, teď!**


#EndoPassion

 Dentsply  
Sirona


AH Plus® biokeramický sealer

# V čem tento sealer vyniká?


Bioaktivita biokeramických sealerů je důležitá, ale pro zajištění stabilního utěsnění potřebujete víc. Utěsnění apikální oblasti je kompletní až poté, co sealer ztuhne. AH Plus® biokeramický sealer se odlišuje od jiných sealerů tím, že rychle tuhne, je velmi odolný vůči vymytí a vykazuje vyšší radioopacitu oproti jiným přípravkům na trhu.



1. nepublikovaná data, porovnání s EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer


**1**

## Rychlejší tuhnutí

**2**

## Rozměrově stabilní

Nízká rozpustnost 0,11 % a vysoká odolnost vůči vymytí pro stabilní a dlouhodobé utěsnění kořenového kanálku.



1. nepublikovaná data. Stejně výsledky rozpustnosti pro EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

**3**

## Bezpečný a biokompatibilní

Podporuje hojení tkáně a nestimuluje periodontální tkáň, i když je s ní v kontaktu.<sup>2</sup>

**4**

## Vyšší radioopacita

O 25 % vyšší radioopacita než u EndoSequence® BC Sealer™ a TotalFill® BC Sealer™.<sup>2</sup>



2. nepublikovaná data.

**5**

## Lepší estetické výsledky

Náš sealer neobsahuje oxid bismutitý, a tudíž nezbarvuje zub a zaručuje sebevědomý úsměv.<sup>3</sup>

3. složení produktu

**6**

## Odstranitelnost

Odstranitelný i po ztuhnutí běžným ručním nástrojem nebo NiTi kořenovým nástrojem.

# AH Plus® biokeramický sealer



Starter Kit	B KT AHBS 000 000	Syringe Refill	B 00 AHBS 100 03G	Cannula Refill	B 00 AHBS 020 24G
-------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

## Gutaperčové čepy ProTaper Ultimate Conform Fit®

### Balení 60 gutaperčových čepů

<b>F1</b>	B NS PULG FGP 0F1
<b>F2</b>	B NS PULG FGP 0F2
<b>F3</b>	B NS PULG FGP 0F3
<b>FX</b>	B NS PULG FGP 0FX
<b>FXL</b>	B NS PULG FGP FXL
<b>ASSORTMENT</b>	
<b>F1-F3</b>	B NS PULG FGP AST
12x-F1, 24x-F2, 24x-F3	

## Gutaperčové čepy WaveOne® Gold Conform Fit®

### Balení 60 gutaperčových čepů

<b>Small</b>	B 00 WGGP F00 SML
<b>Primary</b>	B 00 WGGP F00 PRI
<b>Medium</b>	B 00 WGGP F00 MED
<b>Large</b>	B 00 WGGP F00 LRG
<b>ASSORTMENT</b>	
	B 00 WGGP F00 AST

## Gutaperčové čepy TruNatomy® Conform Fit®

### Balení 60 gutaperčových čepů

<b>Small</b>	B 00 TNGP F00 SML
<b>Prime</b>	B 00 TNGP F00 PRM
<b>Medium</b>	B 00 TNGP F00 MED
<b>ASSORTMENT</b>	
	B 00 TNGP F00 AST

<b>Gutta-Percha</b>	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
<b>AH Plus® Bioceramic Sealer</b>	Maruchi, 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311	Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg	0197



# Třikrát uzamkněte vaši výplň

Jen řešení od Dentsply Sirona  
vám může zajistit unikátní Triple Lock™:

(1) Vypreparujete ideální tvar kořenového kanálku. (2) Dosáhnete bezkonkurenčního dosazení gutaperčových čepů Conform Fit®, které odpovídají těmto unikátním tvarům.<sup>1</sup> (3) Nakonec pomocí AH Plus® biokeramického sealeru<sup>1</sup> získáte chemickou vazbu s gutaperčovou i stěnami kanálku bez výskytu vzduchových bublin.

## Biokeramická výplň

AH Plus® biokeramický sealer rychle tuhne, je závěrečným krokem k navození hojení tkáně.<sup>1</sup>

## Přesný tvar

Každý zub je jiný; každý lékař má své preference. Naše kořenové nástroje zajistí ideální tvar pro vaše ošetření.

## Technologie Conform Fit®

Méně odpadu a šetří čas, protože první čep pokaždé dosedne.<sup>1</sup>

**Objevte, jaké DS řešení vám sedí nejlépe.**

ProTaper Ultimate™

WaveOne® Gold

TruNatomy®

1. nepublikovaná data.


# Nastavte si nový standard

## AH Plus® biokeramický sealer

1

### Biokompatibilní

Zajišťuje ideální prostředí pro tvorbu hydroxyapatitu, čímž usnadňuje tělu vlastní proces hojení.<sup>1</sup>



2


### Bez vzduchových bublin

Náš sealer produkuje širokou škálu hydroxyapatitových krystalů uvnitř dentinových tubulů. Je lipofilní a hydrofilní, což vede k vytvoření chemické vazby se stěnou kanálku a zároveň s gutaperčou, aniž by docházelo k tvorbě vzduchových bublin. Nejsou zapotřebí gutaperčové čepy s upraveným povrchem.<sup>1</sup>

3

### Odolný vůči vymytí

Díky nízké rozpustnosti a malé tloušťce filmu náš sealer stabilně utěsní kořenový kanálek.



2. nepublikovaná data. Tatáž tloušťka filmu platí pro EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.  
3. nepublikovaná data. Tatáž tloušťka filmu platí pro EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.


4

### Pohodlí

Dodáván v praktické předmíchané formě ve stříkačce s malou kanylou velikosti 24, kterou je možné zavést přímo do kořenového kanálku.<sup>1</sup>

## Technologie Conform Fit®


100%  
usazení<sup>4</sup>



Rozsah usazení  
s gutaperčovými čepy  
Conform Fit®

VS

21%  
usazení<sup>5</sup>  
Při použití  
levných  
gutaperčových  
čepů



Rozsah usazení  
s levnými  
gutaperčovými čepy