

ONE

becomes

TWO



2 RŮZNÉ KATALYZÁTORY | 2 RŮZNÁ POUŽITÍ
VYBERTE SI TEN SVŮJ!

indurent gel

1
beco
TV

POKUD JSTE
STOMATOLOG



Speciálně vyvinutý **pro klinickou praxi** a pro intraorální použití

Biokompatibilní
také pro poškozenou gingivu

Bez lepku a laktózy



VYLEPŠENÉ
SLOŽENÍ

kód	použití s C-silikony	balení
540106	Zetaplus System	tuba 60 ml

NE VO

INDURENT LAB


POKUD JSTE
ZUBNÍ TECHNIK

Speciálně vyvinutý pro použití
v dentální laboratoři

Vysoká stabilita
až 7 dní

Skvělá teplotní odolnost

(ideální také pro použití s teplem tuhnoucími pryskyřicemi)



kód	použití s LAB C-silikony	balení
883006	Zetalabor a Titanium	tuba 60 ml

NOVÉ SLOŽENÍ
NOVÉ JMÉNO
NOVÝ VZHLED

UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI VYBRALI **TEN SPRÁVNÝ!**

Co se stane, když...?

...POUŽIJETE INDURENT GEL S ZETALABOREM?

Mohou vzniknout problémy při tvorbě protéz v důsledku snížené pevnosti směsi při tepelných aplikacích (např. během tepelného vytvrzování pryskyřice).



...POUŽIJETE INDURENT LAB S C-SILIKONY SYSTÉMU ZETAPLUS?



- Směs nebude mít správnou konzistenci pro použití v ordinaci (např. riziko stékání).
- Nemusí být zaručena rozměrová stabilita deklarovaná podle norem ISO.
- Biokompatibilita pro použití v ústech nebyla testována. Indurent LAB není zdravotnickým prostředkem



www.hufa.cz
www.hufa.sk

Zhermack