

J-Temp™

TEMPORARY RESIN

ULTRADENT

4v1



NÁKUSY &
DOČASNÉ
ZVÝŠENÍ OKLUZE



DOSTAVBY
ZUBNÍCH
STRUKTUR



PROVIZORNÍ
VÝPLNĚ



DLAHOVÁNÍ
IMPLANTÁTŮ



VYVINUTO ZUBAŘKOU PRO ZUBAŘE

„Dočasná pryskyřice J-Temp vznikla, protože to bylo něco, co jsem potřebovala a co neexistovalo. Čím víc jsem J-Temp používám pro různé zákroky, tím více jsem zjišťovala, že je opravdu příjemné mít jeden jediný produkt, který dokáže pokrýt celou škálu různých indikací. Zcela určitě je to lepší, než když potřebujete pět nebo šest různých materiálů, které proexpirují dříve, než je znovu použijete.“

Dr. Jaleena Jessop

VICEPREZIDENTKA PRO KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI



504897 - J-Temp

4x 1,2 ml materiálu ve stříkačce
20x Black Mini aplikační špičky



J-Temp™ provizorní pryskyřice

Dočasná pryskyřice J-Temp je předem namíchaná pro snadné použití. Je dostatečně viskózní, aby nestékala, ale dostatečně tekutá, aby byla samonivelační, a snadno se s ní manipuluje. Doporučujeme používat s aplikačními špičkami Black Mini™ pro jednoduché, přesné použití a cílené umístění. Když je třeba jej odstranit, světle fialová barva pryskyřice umožňuje nadnou identifikaci.