

UBGEN® RE-BONE®



POPIS VÝROBKU

Náhrada kosti RE-BONE® je určena k použití v ústní a maxilofaciální chirurgii, implantologii, parodontologii, ústní chirurgii a endodoncii k podpoře řízené regenerace kosti a tkáně, k ochraně implantátů a k regeneraci parodontální tkáně.

RE-BONE® se vyrábí z hovězí kosti pomocí standardizovaného a kontrolovaného procesu čištění. Surovina použitá k výrobě RE-BONE®, získaná z hovězího dobytka narozeného a chovaného v Itálii pod dohledem veterinární služby, je pečlivě čištěna, odmašťována, lyofilizována a sterilizována pomocí ionizujícího záření.

Průměrná doba resorpce závisí na anatomických proměnných (poměr mezi vitálním povrchem kosti a objemem transplantovaného místa) a individuálních faktorech pacienta a může se pohybovat od 6 do 8 měsíců.

Náhrada kosti RE-BONE® pocházející z hovězího původu je k dispozici v následujících variantách:

LAHVIČKA S KORTIKO-KOSTNÍMI GRANULÁTY

BMREBONE	01A 0,25 g - 0,25-1,00 mm	
	01B 0,50 g - 0,25-1,00 mm	01E 0,50 g - 1-2 mm
	01C 1,00 g - 0,25-1,00 mm	01F 1,00 g - 1-2 mm
	01D 2,00 g - 0,25-1,00 mm	01G 2,00 g - 1-2 mm
	01DA 5,00 g - 0,25-1,00 mm	01H 5,00 g - 1-2 mm

LAHVIČKA S GRANULÁTY

BMREBONE	01I 0,25 g - 0,25-1,00 mm	
	01J 0,50 g - 0,25-1,00 mm	01M 0,50 g - 1-2 mm
	01K 1,00 g - 0,25-1,00 mm	01N 1,00 g - 1-2 mm
	01L 2,00 g - 0,25-1,00 mm	01O 2,00 g - 1-2 mm
	01LA 5,00 g - 0,25-1,00 mm	01P 5,00 g - 1-2 mm

LAHVIČKA S KORTIKÁLNÍMI GRANULÁTY

BMREBONE	01Q 0,25 g - 0,25-1,00 mm	
	01R 0,50 g - 0,25-1,00 mm	01U 0,50 g - 1-2 mm
	01S 1,00 g - 0,25-1,00 mm	01V 1,00 g - 1-2 mm
	01T 2,00 g - 0,25-1,00 mm	01W 2,00 g - 1-2 mm
	01TA 5,00 g - 0,25-1,00 mm	01X 5,00 g - 1-2 mm

BLOKY

BMREBONE	02A 10x10x10 mm
	02B 10x10x20 mm

STŘÍKAČKA

BMREBONE	03A 0,25 g - 0,25-1 mm
	03B 0,5 g - 0,25-1 mm
	03C 0,5 g - 1-2 mm

V tabulce použití kostní náhrady RE-BONE® můžete zjistit, který formát je nejvhodnější pro každý typ zákroku.

RE-BONE® - KLINICKÉ APLIKACE

Maintenance of
the socket and
alveolar ridge.


Sinus lift surgery.

Horizontal
augmentation in
two-wall defects.

Granule




Stříkačka




Blok



Vertikální augmentace
u defektů dvou stěn



Dehiscence a fenestrace
v periimplantátových
lézích.



Regenerace parodontu u
intraoseálních defektů a
dvou- až třístěnných
defektů furkace.

